

# Catalogo prodotti 2024

Ortesi  
Intimo Sanitario  
Calze  
medicali e sostegno



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

“

Se incontrarsi è stato un evento lieto e fortunato, fondare un gruppo e gestirlo è una volontà, che portiamo avanti ogni giorno con fiducia, perseveranza e competenza.

”

*Pamela Pirovano e Paolo Rossi*  
founders, Headquarters Svizzera



Per saperne di più su  
chi siamo e sulla nostra  
storia inquadra il qr code



# Contenuto

## ORTESI

### COLLO ..... 7

Collari morbidi .....	8
Collari semirigidi .....	9
Collari rigidi .....	9

### TRONCO ..... 11

Raddrizzaspalle.....	12
Busti ortopedici elastici .....	12
Busti ortopedici semirigidi .....	18
Ortesi rigide dorso-lombari.....	24
Iperestensori.....	26
Crocere modulari .....	28

### SPALLA ..... 29

Ortesi funzionali spalla .....	30
Immobilizzatori clavicola .....	31
Immobilizzatori acromion-claveare ...	31
Immobilizzatori intrarotazione e abduzione 0°.....	32
Immobilizzatori abduzione 10°->20° .	33
Immobilizzatori abduzione > 20° .....	35
Immobilizzatori extrarotazione .....	35

### OMERO/GOMITO ..... 37

Ortesi elastiche gomito .....	38
Ortesi rigide gomito.....	39
Ortesi omerali .....	40

### AVAMBRACCIO/POLSO ..... 41

Reggibraccio.....	42
Cinturini per epicondilite.....	42
Polsiere elastiche.....	44
Immobilizzatori polso .....	45
Immobilizzatori polso-mano .....	46

### MANO..... 47

### ANCA/COSCIA ..... 55

Cosciali .....	56
Ortesi d'anca.....	57

### GINOCCHIO..... 59

Cinturini sottrotulei.....	60
Ginocchiere per instabilità rotulea.....	60
Ginocchiere semplici.....	63
Ginocchiere con stecche a spirale .....	67
Ortesi per ginocchio con aste articolate.....	69
Immobilizzatori di ginocchio .....	77
Ortesi post-operatorie.....	78
Ortesi funzionali per legamenti.....	80
Ortesi per gonartrosi .....	82

### GAMBA CAVIGLIA ..... 85

Tutori per polpaccio .....	86
Cavigliere semplici.....	87
Cavigliere con tiranti ad 8.....	89
Ortesi bivalva per caviglia .....	91
Tutori di posizionamento notturno....	91
Tutori a stivaletto fisso .....	92
Tutori a stivaletto con R.O.M. ....	93
Ortesi per piede ciondolante .....	94
Tavolette riabilitative .....	96

### PIEDE..... 97

Tutori di sospensione .....	98
Tallonette e inserti .....	101
Tutori per alluce valgo .....	102
Plantari finiti.....	103
Tallonette e inserti .....	105
Scarpe post-op.....	106

### TRAZIONI E VARIE..... 107

### LINEA PEDIATRICA ORTHO 14..... 111

### LINEA ORTHOSELF ..... 117

## INTIMO SANITARIO

Slip erniari .....	122
Slip contenitivi .....	124

## CALZE MEDICALI E SOSTEGNO

Calze medicali .....	127
Calze sostegno .....	135
Calze diabetiche.....	139

Condizioni generali di vendita .....	140
--------------------------------------	-----

# Un unico sistema azienda, tante unità produttive e gestionali



## I numeri di ORTHOSERVICE RO+TEN

- Presente dal 1978 nel settore delle ortesi
- Oltre 130 dipendenti
- Brevetti accreditati
- Esportazione in 20 paesi



**RO+TEN S.r.l.**  
1978 - Verano Brianza, Italia



**ORTHOSERVICE AG**  
1996 - Chiasso, Svizzera



**ORTOVENETA**  
2007 - Maser, Italia



**ICS ORTHOSERVICE**  
2010 - Balti, Moldavia



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
2011 - Baden-Baden, Germania



**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
2021 - Częstochowa, Polonia



**OSUK Ltd**  
2024 - Sunderland, Regno Unito





# Ortesi


The presence of threaded holes and inserts on the ortho-  
screws that make  
for the orthopaedic personnel needing  
tools to apply the inserts.  
Other locking elements of the inserts disadvantage  
be small and as compact as possible.  
The ortho-  
increase the size of the articulated rod which should  
the ortho-  
for adjusting an extension-flexion and small  
the articulated rod is compact, stable and small

**ORTHO SERVICE**  
RD+TEN  
Take care. Feel better.

# Un'area pensata per te.

Accedi alla nostra area riservata, ti aspettano:

- servizi esclusivi
- listino prezzi personalizzato
- possibilità di fare ordini on line



**Se sei già registrato**  
effettua login  
con le tue credenziali



**Se non sei registrato**  
clicca su registrati  
e inserisci i dati



**Conferma la tua  
registrazione** sulla  
email che riceverai



**Scopri i servizi pensati per te**  
Offerte speciali  
Materiali per il punto vendita  
Servizi esclusivi dedicati



**Scegli i prodotti,  
inseriscili nel carrello  
e completa l'ordine**



**Riceverai una email  
di conferma** di ricezione  
del tuo ordine



Inquadra il qr code  
e accedi all'area riservata

[www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



COLLO



## cervilight

## Collare cervicale in gommapiuma

### cervilight

PRO-8300 | PRO-8301

RDM: 187714



RINFORZATO

#### INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta)
- Torcicollo
- Crisi vertiginose di origine cervicale
- Artrosi cervicale



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma semirigida
- Rivestimento in maglia tubolare
- Rinforzo esterno con fascia in vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Lavabile (acqua tiepida 30°C e sapone neutro)
- Radiotrasparente

Codice	PRO-8300 • PRO-8301	
Altezza cm	7,5	10
Colore	bianco	

### cervilight soft

PRO-8302

RDM: 187714



#### INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta)
- Torcicollo
- Crisi vertiginose di origine cervicale
- Artrosi cervicale



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma semirigida
- Rivestimento in maglia tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Lavabile (acqua tiepida 30°C e sapone neutro)
- Radiotrasparente

Codice	PRO-8302			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. collo cm	30/35	36/41	42/47	48/53
Altezza cm	6-8-10	6-8-10	6-8-10	6-8-10
Colore	bianco			

### cervilight soft

PRO-8304

RDM: 187714



SAGOMATO

#### INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta)
- Torcicollo
- Crisi vertiginose di origine cervicale
- Artrosi cervicale



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma semirigida con bordi arrotondati
- Rivestimento in maglia tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Lavabile (acqua tiepida 30°C e sapone neutro)
- Radiotrasparente
- Sagomatura perfettamente anatomica

Codice	PRO-8304											
Taglia	S	S	S	S	M	M	M	M	L	L	L	L
Circonf. collo cm	28/34	29/35	30/36	31/37	30/36	31/37	32/38	33/39	36/44	37/46	38/48	39/49
Lunghezza cm	47	49	50	52	50	52	54	56	58	60	62	64
Altezza cm	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
Colore	blu											



## cervistrong

### Collare cervicale ortopedico con rinforzo

**PRO-20304**


RDM: 1984873



CON RINFORZO

#### INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale lievi o moderate (colpo di frusta)
- Crisi vertiginose di origine cervicale
- Artrosi cervicale
- Moderate discopatie con associata cervico-brachialgia



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma semirigida (con bordi arrotondati), con rinforzo interno in polietilene
- Rivestimento in maglina tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Lavabile
- Radiotrasparente
- Sagomatura anatomica

Codice	PRO-20304			
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Circonf. collo cm</b>	30/35	36/41	42/47	48/53
<b>Altezza cm</b>	6-8-10-12	6-8-10-12	6-8-10-12	6-8-10-12
<b>Colore</b>	grigio			

## cervilight schanz

### Collare cervicale tipo schanz con regolazione a Velcro®

**PRO-1505**

RDM: 187641



ALTEZZA REGOLABILE

#### INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta)
- Crisi vertiginose di origine cervicale
- Artrosi cervicale
- Gravi discopatie o ernie discali con associata cervicobrachialgia
- Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in plastica rigida traforata per l'aerazione
- Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Altezza regolabile tramite Velcro®
- Radiotrasparente

Codice	PRO-1505			
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>SL</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Circon. collo cm</b>	30/35	35/40	35/40	40/45
<b>Altezza anteriore cm</b>	9/12	9/12	10/14	10/14
<b>Colore</b>	bianco			

# Collo > Collari rigidi

## cervistable

### Collare cervicale bivalva con foro tracheale

**PRO-1530/T**

RDM: 1320333



#### INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta)
- Discopatie multiple della colonna cervicale
- Traumi cervicali
- Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali
- Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale



#### CARATTERISTICHE

- Struttura costituita da due valve avvolgenti con chiusure a Velcro®
- Struttura in materiale polimerico espanso non citotossico secondo la norma UNI EN ISO 10993-5
- Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e posteriore
- Radiotrasparente e impermeabile
- Sagomato per una perfetta aderenza al mento, alla nuca e alle spalle
- Foro tracheale e fori per l'aerazione
- Predisposto per essere collegato allo stabilizzatore toracico o all'iperestensore

Codice	PRO-1530/T			
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	
<b>Circonf. collo cm</b>	30/35	35/40	40/45	
<b>Altezza collo* cm</b>	2 1/4" = 6 cm	3 1/4" = 8 cm	4 1/4" = 11 cm	5 1/4" = 13 cm
<b>Colore</b>	beige			

\* distanza verticale fra la parte superiore della spalla e il mento

**OPTION: PR1-IP35/PC Connect**, piastrina di collegamento a iperestensori ModularPlus, Stabil-T o e-STAB

**OPTION: PRO-1522H** cinturino craniale

## malibù

### Ortesi cervicale bivalva

PRO-3005



ALTEZZA REGOLABILE

#### INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta)
- Discopatie multiple della colonna cervicale
- Traumi cervicali
- Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali
- Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale



#### CARATTERISTICHE


- Struttura in materiale plastico KYDEX®
- Imbottitura di rivestimento in PLASTAZOTE®
- Cinturini con regolazione a Velcro®
- Viti con manopola con possibilità di regolazione anche a mano
- Foro tracheale
- Radiotrasparente
- Anatomico

<b>Codice</b>	<b>PRO-3005</b>
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Colore</b>	grigio

## philastab

### Stabilizzatore sterno-dorsale per collare Cervistable

PRO-1521



#### INDICAZIONI

- Fratture cervico-dorsali
- Spondilolistesi cervicale
- Discopatie multiple
- Cedimenti cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica
- Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale e come immobilizzazione nel pronto soccorso



#### CARATTERISTICHE

- Aste montanti in PVC
- Rivestimento in PLASTAZOTE®
- Attacchi con bottoni di fissaggio al collare Cervistable
- Chiusura alla base con cinturina Velcro®
- Radiotrasparente

<b>Codice</b>	<b>PRO-1521</b>
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Colore</b>	beige

## minerva

### Ortesi bivalva cervico-dorsale

PRO-3002



#### INDICAZIONI

- Fratture cervico-dorsali
- Spondilolistesi cervicale
- Discopatie multiple
- Cedimenti cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica
- Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale e come immobilizzazione nel pronto soccorso



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in KYDEX® con imbottitura in PLASTAZOTE®
- Foro tracheale
- Chiusura a Velcro®
- Leggera e di facile applicazione
- Radiotrasparente
- Modellabile a caldo

<b>Codice</b>	<b>PRO-3002</b>		
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Circonf. collo cm</b>	25/30	31/38	39/45
<b>Altezza cm</b>	33	38	45
<b>Colore</b>	beige		



**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**  
*Take care feel better*

**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**  
*Take care feel better*

Capire il pro  
e trovare  
la soluzi  
Così nascon

**TRONCO**

## dorsolite

### Tutore ortopedico dorsale

PR1-91111

RDM: 1402872



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



#### INDICAZIONI

- Utile nella correzione del dorso curvo, negli atteggiamenti cifotici e nelle scapole alate
- Utile quale coadiuvante nelle dorsalgie posturali



#### CARATTERISTICHE

- Struttura e spalline in PE espanso biaccoppiato con vellutino e tessuto tecnico
- Rimando centrale posteriore per una migliorata trazione in fase di chiusura
- Chiusura con fibbia a scatto
- Tiranti regolabili e accorciabili mediante velcri a Y:
  - regolazione della lunghezza complessiva
  - regolazione della posizione delle spalline
- Facile da indossare, come uno zaino

<b>Codice</b>	PR1-91111
<b>Taglia</b>	universale
<b>Altezza cm</b>	30
<b>Colore</b>	crema

# Tronco > Busti ortopedici elastici

## easyco

### Corsetto elastico millerighe

#### easyco basic

PR1-23770B

PR1-23770S

RDM: 2455426



#### INDICAZIONI

- Contratture muscolari paravertebrali
- Traumi lievi
- Lombalgie lievi



#### easyco plus

PR1-23870B

PR1-23870S

RDM: 2455426



#### INDICAZIONI

- Contratture muscolari paravertebrali
- Traumi lievi
- Lombalgie lievi
- Lombosciatalgie e lombocuralgie lievi
- Decorso postoperatorio



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto millerighe
- 4 stecche posteriori leggere e flessibili (larghezza 20 mm, altezza 20/22 cm)
- Stecche anteriori in posizione obliqua
- Chiusura anteriore a Velcro®
- **Solo Easyco basic:** Rinforzo posteriore elastico
- **Solo Easyco plus:** Tiranti elastici esterni di rinforzo; a incrocio, con chiusure a Velcro®

Codice	Easyco basic PR1-23770B • PR1-23770S Easyco plus PR1-23870B • PR1-23870S					
<b>Taglia</b>	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>Circonf. vita cm</b>	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
<b>Colore</b>	beige / nero					



PR1-23770B  
PR1-23870B




PR1-23770S  
PR1-23870S

# litecross

Busto ortopedico elastico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

## litecross93

PR1-1093C  
PR1-1093S  
RDM: 106129



RIBASSATO

## litecross90

PR1-1090C  
PR1-1090S  
RDM: 106129



BASSO

## litecross91

PR1-1091C  
PR1-1091S  
RDM: 106129



ALTO

### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocuralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio



### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocuralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi

### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagliabile e antistatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

Codice	Litecross93 PR1-1093C · PR1-1093S Litecross90 PR1-1090C · PR1-1090S Litecross91 PR1-1091C · PR1-1091S						
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL*
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130	130/140
Colore	PR1-1093C crema · PR1-1093S nero / *XXXL solo nero ribassato PR1-1090C crema · PR1-1090S nero PR1-1091C crema · PR1-1091S nero						



### OPTION:

- Litecross93:** 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 16
- Litecross90:** 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22
- Litecross91:** 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26



Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo Orthoservice Ro+Ten?

Inquadra il qr code e visita le sezione news



## lumboskill

Busto ortopedico elastico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

### lumboskill70

PR1-33170

RDM: 1680306



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



BASSO

#### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocuralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio



### lumboskill72

PR1-33172

RDM: 1680306



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



ALTO

#### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocuralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi



#### CARATTERISTICHE

- Struttura anteriore e laterale a disegno degressivo, per avere più forza contenitiva al centro ed essere più delicato ai bordi; realizzata in poliestere ed elastomero
- Struttura posteriore in tessuto BreathSkill:
  - morbido e traspirante
  - tessitura in 3D
  - copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza
- Tiranti ad alta copertura per un'azione contenitiva, variabile e personalizzata
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

Codice	Lumboskill70 PR1-33170 Lumboskill72 PR1-33172					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Colore	grigio					

#### OPTION:

**Lumboskill70:** 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 20/22

**Lumboskill72:** 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 24/26



Come applicare e indossare i nostri prodotti in poche mosse

Inquadra il qr code e guarda la gallery dei nostri video



# carbonlite

Busto ortopedico elastico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

## carbonlite 90

PR1- 90090G

RDM: 1379210



BASSO

### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio



## carbonlite 91

PR1-90091G

RDM: 1379210



ALTO

### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi



## carbonlite 92

PR1-90092G

RDM: 1379210



SPALLACCIO DORSO-LOMBARE

### INDICAZIONI

- Trattamento delle lombo-dorsalgie in osteoartrosi diffusa della colonna
- Patologie reumatologiche
- Tutela post-chirurgica delle fratture vertebrali trattate chirurgicamente con strumentazione e delle ernie dorsali



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto CarbonTrace®, elastico, traspirante, indemagliabile, antistatico e batteriostatico
- Tiranti elastici per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori.
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- **Solo Carbonlite92:**
  - Spallacci imbottiti
  - Parte dorsolombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia

Codice	Carbonlite 90 PR1- 90090G • Carbonlite 91 PR1-90091G Carbonlite 92 PR1-90092G					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Colore	grigio					

### OPTION:

- Carbonlite 90:** 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22
- Carbonlite 91:** 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26
- Carbonlite 92:** 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 46


## lumbofit

Busto ortopedico elastico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

### lumbofit70

PR1-T1170

RDM: 298632



BASSO

#### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio



### lumbofit72

PR1-T1172

RDM: 298632



ALTO

#### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi



#### CARATTERISTICHE

- Tiranti separati ad alta copertura per un'azione contenitiva, variabile e personalizzata
- Struttura anteriore e laterale in fiocco di viscosa ed elastomero
- Struttura posteriore in tessuto Aer-OS traspirante: non nocivo, non citotossico, latex free
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

Codice	Lumbofit70 PR1-T1170 • Lumbofit72 PR1-T1172					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Colore	nero					

#### OPTION:

**LumboFIT70:** 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22

**LumboFIT72:** 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26



Seguici sui social:  
condividi i nostri post, segui  
le nostre pagine, metti "mi piace"





## crisscross78

Busto ortopedico elastico, per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

PR1-1078 | PR1-1078N

RDM: 106078



### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Traumi lievi alla colonna lombo-sacrale



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto di cotone ed elasthan
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Rinforzo posteriore a incrocio
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

Codice	PR1-1078 · PR1-1078N					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. vita cm	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Colore	PR1-1078 beige · PR1-1078N nero					



PR1-1078



PR1-1078N

### OPTION:

9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22

## flex-B

Busto ortopedico spallaccio con telaio di rinforzo

PR1-33009

RDM: 1851787



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



### INDICAZIONI

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica
- Altre indicazioni su prescrizione medica



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto CarbonTrace rinforzato con fibra di carbonio; elastico, traspirante, indemagiabile, antistatico e batteriostatico
- Spallacci regolabili in lunghezza con Velcri® anti-sfilamento; spalline imbottite
- Rimando elastico posteriore degli spallacci posizionabile all'altezza desiderata
- Tiranti elastici addominali per un sostegno variabile e personalizzato
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in posizione obliqua
- Struttura interna modellabile in lega di alluminio radiotrasparente

Codice	PR1-33009					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Colore	grigio					

### OPTION:

PR1-33009/T telaio taglia 1-L, adatto alle taglie dalla XS alla M, ma alto come una XXL



Busto ortopedico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

sat

**sat 1325**

**PR1-1325**

RDM: 2490789



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



ULTRA BASSO • TAILORED

**sat 1356**

**PR1-1356**

RDM: 2490789



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



ULTRA BASSO • REGULAR

**sat 1323**

**PR1-1323**

RDM: 2228024



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



BASSO • TAILORED

**sat 1355**

**PR1-1355**

RDM: 2228024



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



BASSO • REGULAR

**sat 1322**

**PR1-1322**

RDM: 2228024



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



ALTO • TAILORED

**INDICAZIONI**

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi

**INDICAZIONI**

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi
- Scoliosi degenerativa lombare
- Spondilolisi con o senza listesi vertebrale



**sat 1322SH**  
**PR1-1322SH**  
RDM: 2228024



ALTO • RIBASSATO ANTERIORMENTE • TAILORED

**sat 1354**  
**PR1-1354**  
RDM: 2228024



ALTO • REGULAR

**sat 1321**  
**PR1-1321**  
RDM: 2228024



ADDOME PROMINENTE • TAILORED

**sat 1353**  
**PR1-1353**  
RDM: 2228024



ADDOME PROMINENTE • REGULAR



#### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi
- Scoliosi degenerativa lombare
- Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

#### CARATTERISTICHE

- Tessuto di base: 98% cotone anelastico rinforzato per ottenere contenimento e tenuta ottimali; traspirante e naturale per offrire il massimo comfort
- Design anatomico, con sagomatura per le gambe
- Sistema di trazione:
  - tiranti elastici rinforzati per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione del tratto lombosacrale, latex free
  - carrucole per avere una chiusura efficace col minimo sforzo
- Chiusura anteriore a Velcro®, con comoda presa per facilitare la chiusura. Sagomata per avere il massimo comfort
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori
- **Solo Sat 1321 e 1353:** Chiusura a Velcro®, lateralizzata e con tasca di accompagnamento

#### TAILORED FIT

<b>Codice</b>	Sat 1325 PR1-1325 • Sat 1323 PR1-1323 • Sat 1322 PR1- 1322 Sat 1322SH rib. PR1-1322SH • Sat 1321 PR1-1321					
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
<b>Circonf. bacino cm</b>	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	120/135
<b>Colore</b>	beige					

#### REGULAR FIT

<b>Codice</b>	Sat 1356 PR1- 1356 • Sat 1355 PR1- 1355 Sat 1354 PR1- 1354 • Sat 1353 PR1- 1353					
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
<b>Circonf. bacino cm</b>	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
<b>Colore</b>	beige					

#### OPTION:

- Sat 1325, Sat 1356, Sat 1323 e Sat 1355:**  
9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26
- Sat 1322, Sat 1322SH, Sat 1354, Sat 1321 e Sat 1353:**  
9ST012/L stecche rigide opzionali cm 30

sat

Busto ortopedico per la stabilizzazione e lo scarico del rachide dorso-lombare, con pelotte rigide termoformabili

sat 1336

PR1-1336

RDM: 2228024



SPALLACCIO • TAILORED

sat 1335

PR1-1335

RDM: 2228024



SPALLACCIO • REGULAR

### INDICAZIONI

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica
- Altre indicazioni su prescrizione medica



### CARATTERISTICHE

- Tessuto di base: 98% cotone anaelastico rinforzato per ottenere contenimento e tenuta ottimali; traspirante e naturale per offrire il massimo comfort
- Design anatomico, con sagomatura per le gambe
- Sistema di trazione:
  - tiranti elastici rinforzati per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione del tratto lombosacrale, latex free
  - carrucole per avere una chiusura efficace col minimo sforzo
- Chiusura anteriore a Velcro®, con comoda presa per facilitare la chiusura. Sagomata per avere il massimo comfort
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- Spalline con ascellari imbottiti
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

### TAILORED FIT

Codice	Sat 1336 PR1-1336					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	125/135
Colore	beige					

### REGULAR FIT

Codice	Sat 1335 PR1-1335					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Colore	beige					

### OPTION

Sat 1336, Sat 1335: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 38



sat70

Busto ortopedico spallaccio a trazione antero-posteriore per la stabilizzazione e lo scarico del rachide dorso-lombare, con telaio rigido di rinforzo

PR1-1370

RDM: 1572922



SPALLACCIO

INDICAZIONI

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica
- Altre indicazioni su prescrizione medica



CARATTERISTICHE

- Trazione dorsale: innovativo sistema inverso (antero-posteriore) per un sostegno ottimale
- Trazione lombare: sistema a tiranti elastici per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Spalline con ascellari imbottiti
- Tessuto in cotone con una minima percentuale di elasthan
- Spalline in MTP biaccoppiato
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente
- Stecche rigide in dotazione, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

Codice	Sat 70 PR1- 1370					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	125/135
Colore	beige					

sat

Kit semilavorato  
basso (PR1-123S) - alto (PR1-122S) - con spallacci (PR1-136S)

sat 123S

PR1-123S

RDM: 1863957



sat 122S

PR1-122S

RDM: 1863957



sat 136S

PR1-136S

RDM: 1863957



Codice	PR1-123S (basso) · PR1-122S (alto) · PR1-136S (con spallacci)		
Misura	1	2	3
Per circonf. bacino cm	70 - 95	90 - 115	110-135
Taglie	XS - S	M - L	XL - XXL
Colore	beige		

OPTION:

9ST012/L stecche rigide modellabili  
cm 26 (PR1-123S), cm 30 (PR1-122S), cm 38 (PR1-136S)

## lumboFAST

Busto ortopedico a trazione facilitata per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelote rigide termoformabili

**PR1-23070**

RDM: 2452037



PATENT: registered community design; registered design in CH, UK

**Novità**



### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocrualgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi



Tratto di colonna interessato L2-L5

**PR1-23070P**

RDM: 2452037

PATENT: registered community design; registered design in CH, UK



**KIT PELOTE AGGIUNTIVE**

### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocrualgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi
- Scoliosi degenerativa lombare
- Spondilolisi con o senza listesi vertebrale



Tratto di colonna interessato L1-L5

### CARATTERISTICHE

- Tessuto di base accoppiato (interno in rete tridimensionale ed esterno in tessuto tecnico con stampa esclusiva): rigido per garantire la massima tenuta, traspirante per il massimo comfort
- Sistema di trazione a cordino e carrucole, per ottenere un'ottima stabilizzazione e la massima trazione col minimo sforzo
- Terminali per la trazione dei cordini con presa anatomica e facilitata
- Solo due taglie: il sistema di regolazione posteriore consente di tagliare a misura il busto
- Pelota rigida lombare termoformabile applicata tramite bottoni automatici: garantisce stabilità alla colonna e protegge dal contatto coi cordini
- Rinforzo in polipropilene a protezione del cordino
- Maniglie anteriori per facilitare la chiusura a Velcro®
- Pelote anteriori termoformabili da inserire nelle apposite tasche presenti sul busto
- Design anatomico e moderno
- Leggero
- Option: kit pelote termoformabili (posteriore grande e laterali)

Codice	PR1-23070	
Taglia	1	2
Circonf. bacino cm	70-105	105-145
Colore	grigio	

### OPTION:

PR1-23070P kit pelote aggiuntive per Lumbofast



Per conoscere i dettagli nascosti di Lumbofast

Guarda il video 3D



Scopri la nuova funzionalità 360°



# lumbopull

Busto ortopedico con tiranti a trazione facilitata per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare

## lumbopull70

PR1-90070

RDM: 1379207



BASSO

### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi



## lumbopull72

PR1-90072

RDM: 1379207



ALTO

### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi
- Scoliosi degenerativa lombare
- Spondilolisi con o senza listesi vertebrale



### CARATTERISTICHE

- Tessuto accoppiato (interno in rete tridimensionale ed esterno in tessuto tecnico): rigido per garantire la massima tenuta, traspirante per il massimo comfort
- Sistema di carrucole e cinghie in serie (esclusivo) per ottenere un'ottima stabilizzazione e la massima trazione col minimo sforzo: in chiusura moltiplica la forza esercitata dal paziente e garantisce allo stesso tempo una distribuzione omogenea delle forze e a un'ottimale adattabilità alla conformazione anatomica individuale
- Inserto elastico posteriore (non strutturale) per proteggere la schiena dal contatto con le cinghie e permettere l'applicazione a Velcro® dei vari optional
- Anatomico e facile da indossare
- Cinghie posteriori basse (h = 25 mm)
- Ampie zone velcrabili per la massima possibilità di regolazione
- Supporti paravertebrali rinforzati
- Leggero
- Pelotta anteriore saldata con un rinforzo all'interno. Con maniglie per facilitare la fase di indossaggio

Codice	PR1-90070 • PR1-90072				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Colore	calce				

### OPTION:

PR1-70010 placca lombare bassa, misura 24x23

PR1-70020 placca lombare alta, misura 24x31

PR1-90074 schienale per spallaccio



## Tronco > Busti ortopedici semirigidi

### dorsopull74

#### Schienale per spallaccio per busto ortopedico Lumbopull

PR1-90074

RDM: 1379207



#### INDICAZIONI

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica



#### CARATTERISTICHE

- Abbinato a Lumbopull 70 o 72 lo fa diventare un busto ortopedico spallaccio
- Stecche auto-modellanti incluse
- Possibilità di utilizzare o meno una struttura rigida modellabile, in lega di alluminio, radiotrasparente
- Nuovi spallacci regolabili in lunghezza, con rimando elastico posteriore per massimizzare la forza esercitata; permettono di indossare il prodotto come uno zaino
- Imbottitura in PE espanso biaccoppiato

Codice	PR1-90074			
Taglia	XS	S	M	L
Distanza T1-L5	35/41	41/47	47/54	54/61
Colore	calce			

## Tronco > Ortesi rigide dorso-lombari

### taylor II

#### Tutore dorso-lombare con busto SAT

PR1-2709

RDM: 106155



#### INDICAZIONI

- Esiti di fratture dorso-lombari
- Osteomalacia fratturosa
- Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica
- Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie
- Spondiliti
- Spondilodisciti
- Dorso curvo e ipercifosi dorsale
- Altre indicazioni su prescrizione medica



#### CARATTERISTICHE

- Struttura del busto in tessuto traspirante semirigido (3% elasthan)
- Telaio posteriore in lega di alluminio (estraibile)
- Sistema di trazione a larghe bande elastiche per una pressione mirata e una ottimale stabilizzazione del tratto lombare
- Spallacci costituiti da tiranti (regolabili) con imbottitura mobile
- Emipresa rigida di bacino con cinghie anaelastiche di fissaggio
- Chiusura anteriore in Velcro®

Codice	PR1-2709					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza posteriore cm	40	40	45	45	50	50
Colore	beige					



## spinalplus

### Tutore per osteoporosi

### spinalplus 2.0

PR1-33049

RDM: 1680321



PATENT: EP2502608



#### INDICAZIONI

- Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti vertebrali dorso-lombari
- Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica o metastatica
- Ipercifosi dorsale post-traumatica o su base artrosica
- Osteocondrosi giovanile
- Altre indicazioni su prescrizione medica



#### CARATTERISTICHE

- Struttura interna modellabile in lega di alluminio radiotrasparente
- Sistema di tiranti di ultima generazione, coperto da brevetto:
  - presa addominale con corsetto
  - sistema di tensionamento unico, tirando le pelotine si tensionano tutti i tiranti della parte posteriore e quelli delle spalle
  - sistema di moltiplicazione della forza per raddoppiare a livello delle spalle la forza di trazione - efficacia con poco sforzo
- Tiranti dorso-addominali con cinghia a basso attrito
- Tiranti dorso-addominali vincolati direttamente al telaio metallico tramite fibbie auto-orientanti e bottoni
- Corsetto addominale per comfort e stabilità migliori:
  - con chiusura Velcro®
  - regolabile in lunghezza
  - con parte elastica in biaccoppiato di MTP e tessuto elastico tecnico
- Inserto elastico dorsale ad effetto bio-dinamico
- Spallacci con imbottiture con posizione predeterminabile
- Imbottiture in PE biaccoppiato con vellutino e tessuto tecnico; con bordi saldati

Codice	PR1-33049			
Taglia	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
Distanza T1-L5 cm	35/41	41/47	47/54	54/61
Circonf. bacino cm	70/125	70/125	70/125	70/125
Colore	grigio			

#### OPTION:

PR1-33049/P Pelotta ad aria

### spinalplus

PR1-T1049

RDM: 2462946



PATENT: EP2502608



#### INDICAZIONI

- Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti vertebrali dorso-lombari
- Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica o metastatica
- Ipercifosi dorsale post-traumatica o su base artrosica
- Osteocondrosi giovanile
- Altre indicazioni su prescrizione medica



#### CARATTERISTICHE

- Chiusura a Velcro®
- Struttura interna modellabile in lega di alluminio radiotrasparente (tranne i bottoni)
- Sistema di tiranti di ultima generazione, coperto da brevetto
- Fibbie con punto di ancoraggio auto-orientante
- Tiranti dorso-addominali con cinghia a basso attrito
- Inserto elastico ad effetto bio-dinamico
- Spallacci con imbottiture con posizione predeterminabile
- Imbottiture in PE biaccoppiato con vellutino e rete

Codice	PR1-T1049			
Taglia	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
Distanza T1-L5 cm	35/41	41/47	47/54	54/61
Colore	azzurro			

## e-STAB

### Iperestensore a 3 punti

**PR1-22035**

RDM: **2226394**



**PATENT: registered community design**



**TELESCOPICO**

#### INDICAZIONI

- Fratture traumatiche (T10-L1/L2)
- Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2)
- Osteomalacie fratturose
- Artrosi dorso-lombare
- Sostitutivo del corsetto gessato



#### CARATTERISTICHE

- Struttura:
  - telaio a cornice in lega leggera di alluminio senza spigoli sul metallo per il massimo comfort
  - telescopica: si regola senza dover togliere le viti, ma solo allentandole. Sia orizzontalmente, che verticalmente
- Banda pelvica:
  - basculante
  - telescopica
  - parti terminali in polimero flessibile e resistente per una adattabilità ottimale all'anatomia del paziente
  - possibilità di bloccaggio della basculante a 0°, 18° o 36° mediante perni
- Possibilità di regolazione della inclinazione degli ascellari mediante sistema dentato in corrispondenza degli angoli ascellari (ogni 7,5°)
- Placca sternale fluttuante
- Chiusura:
  - leva, in resina acetilica resistente e leggera, con blocco di sicurezza
  - esclusivo sistema di regolazione della lunghezza del cinturone con fibbia a doppio passaggio e sistema autoagganciante di pre-fissaggio
- Placca dorso-lombare anatomica
- Imbottiture rimovibili, fissate tramite bottoni/automatici. Realizzate in PE espanso bi-acoppiato con tessuto misto elastan con trattamento idrorepellente

TAGLIA	1	1S	2	2S	3	3S
Circonf. bacino (cm)	50-75		75-105		105-135	
Altezza* (cm)	41-54	30-41	41-54	30-41	41-54	30-41

\* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

#### OPTION:

- PR1-IP35/PC** Connect, piastrina di collegamento con collare CerviStable
- PR1-IP35/P** emi-placca sternale per portatori di PaceMaker
- PR1-P1000/IA** manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico

## stabil-T

### Iperestensore a 3 punti

**PR1-P1000**

RDM: **1572851**



#### INDICAZIONI

- Fratture traumatiche (T10-L1/L2)
- Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2)
- Osteomalacie fratturose
- Artrosi dorso-lombare
- Sostitutivo del corsetto gessato



#### CARATTERISTICHE

- Struttura con telaio a cornice in lega leggera di alluminio. Assenza di spigoli sul metallo per il massimo comfort
- Regolazione laterale a viti. Regolazione superiore telescopica (non serve togliere le viti)
- Possibilità di regolazione della inclinazione degli ascellari mediante sistema dentato in corrispondenza degli angoli ascellari (ogni 7,5°)
- Innovativa molla polimerica per il basculamento della banda pelvica (possibilità di bloccaggio a 0° e a 18° mediante perni filettati).
- Placca sternale fluttuante
- Nuovo cinturone con regolazione della lunghezza a triplo passaggio. Clip per fissare la parte in eccedenza
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Parti imbottite in materiale idrorepellente, adatte all'immersione in acqua: PE ricoperto in vilpelle atossica
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale

Codice	PR1-P1000								
Taglia	XS	S	MS	M	ML	LS	L	XLS	XL
Circonf. bacino cm	50/60	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115
Altezza cm*	30/37	34/42	34/41	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54
Colore	grigio								

\* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

#### OPTION:

- PR1-IP35/PC** Connect, Piastrina di collegamento con collare Cervistable
- PR1-IP35/P** Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker
- PR1-P1000/IA** Manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico
- PR1-P10-S05** Placca modellabile

## modular plus35K

Iperestensore a 3 punti

**PR1-P35K**  
RDM: 188197



### INDICAZIONI

- Fratture traumatiche (T10-L1/L2)
- Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2)
- Osteomalacie fratturose
- Artrosi dorso-lombare
- Sostitutivo del corsetto gessato



### CARATTERISTICHE

- Struttura in lega leggera di alluminio
- Placca sternale fluttuante
- Placca posteriore posizionabile in orizzontale e verticale
- Regolazione a viti
- Basculamento a molla della banda pelvica (con possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°)
- Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio di sicurezza
- Nuova cintura con chiusura a gancio con doppio passaggio per la regolazione della lunghezza
- Parti imbottite in gommapiuma rivestita di vilpelle atossica
- Manicotto di protezione ascellare atossico anallergico

Codice	PR1-P35K									
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>MS</b>	<b>M</b>	<b>ML</b>	<b>LS</b>	<b>L</b>	<b>XLS</b>	<b>XL</b>	
<b>Circonf. bacino cm</b>	50/60	60/75	75/90	75/90	75/90	90/105	90/105	105/115	105/115	
<b>Altezza iperestensore cm*</b>	30/37	34/42	34/41	36/46	40/52	36/46	40/52	39/49	42/54	
<b>Colore</b>	bianco									

\* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)

### OPTION:

- PR1-35/4M** Placca lombare rinforzata modellabile
- PR1-IP35/P** Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker
- PR1-IP35/PC** Connect, Piastrina di collegamento con collare Cervistable

## connect

Piastrina di collegamento fra collare Cervistable e iperestensore Modularplus, e-STAB o Stabil-T

**PR1-IP35/PC**  
RDM: 2226394



UTILIZZABILE SU TUTTI  
GLI IPERESTENSORI

### INDICAZIONI

- Utile nei casi in cui siano associate situazioni patologiche a livello delle vertebre cervicali e prime dorsali

### CARATTERISTICHE

- Struttura in alluminio a forma di placchetta rettangolare
- Collega l'appoggio sternale dell'iperestensore (Modularplus, e-STAB o Stabil-T) con la barra rigida anteriore del collare Cervistable

Codice	IP35/PC
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>

## nhyco

Iperestensore a croce

**PR1-D100**  
RDM: 188197



### INDICAZIONI

- Estensione e immobilizzazione della colonna dorso-lombare
- Trattamento post-operatorio
- Ipercifosi e dorso curvo
- Morbo di Scheuermann
- Cedimenti vertebrali da osteoporosi
- Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie



### CARATTERISTICHE

- Struttura in lega leggera di alluminio T6 (peso inferiore a 700 g)
- Pelotte sternale e pubica fluttuanti
- Placca lombare per le tre misure: small (orizzontale), regular, long
- Imbottiture in EVA, materiale impermeabile, atossico e privo di lattice. Sostituibili
- Pratica da aprire e chiudere mediante chiusura PLUS in materiale composito
- Dotata di blocco di sicurezza
- Aste regolabili a scorrimento, senza togliere le viti

Codice	PR1-D100		
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>L</b>
<b>Distanza sterno pube cm</b>	27/34	34/41	40/53
<b>Circonf. vita max cm</b>	90	120	120
<b>Colore</b>	bianco		

## dls

### Crocera modulare (composta da telaio + busto)

PR1-2701  
PR1-1322/27  
PR1-1354/27  
RDM TELAIO: 109776  
RDM BUSTO  
PER DLS: 2228024



#### INDICAZIONI

- Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari
- Osteomalacia fratturosa ed osteoporosi
- Spondiliti e spondilodisciti
- Dorso curvo e cifosi dorsale



Codice	TELAIO PR1-2701			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. sottoascellare cm	75/85	85/95	95/105	105/115
Circonf. vita cm	65/80	80/95	95/110	110/125
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130

#### CARATTERISTICHE

- Struttura combinata
- Telaio in lega leggera di alluminio
- Busto SAT semirigido con chiusura anteriore a Velcro® e sistema di tiranti elastici
- Barre sottoascellari regolabili sulle aste montanti
- Pelottine deltapettorali imbottite

DONNA						
Codice	Busto Sat 1322/27					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	125/135
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

UOMO						
Codice	Busto Sat 1354/27					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					

## ilicrox

### Crocera modulare a prese iliache tipo mz (composta da telaio + busto)

PR1-2702  
PR1-1322/27  
PR1-1354/27  
RDM TELAIO: 109779  
RDM BUSTO  
PER DLS: 2228024



#### INDICAZIONI

- Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari
- Osteomalacia fratturosa e osteoporosi
- Spondiliti e spondilodisciti
- Dorso curvo e cifosi dorsale



Codice	TELAIO PR1-2702			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. sottoascellare cm	75/85	85/95	95/105	105/115
Circonf. vita cm	65/80	80/95	95/110	110/125
Circonf. bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130

#### OPTION:


PR1-2702/R destra - astina di collegamento iliaco-ascellare  
PR1-2702/L sinistra - astina di collegamento iliaco-ascellare

#### CARATTERISTICHE

- Struttura combinata
- Telaio in lega leggera di alluminio
- Busto SAT semirigido con chiusura anteriore a Velcro® e sistema di tiranti elastici
- Barre sottoascellari regolabili sulle aste montanti
- Attacchi iliaci alle aste montanti

DONNA						
Codice	Busto Sat 1322/27					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	75/85	85/95	95/105	105/115	115/125	125/135
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	38	38	38	38	38	38
Colore	beige					

UOMO						
Codice	Busto Sat 1354/27					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza ant. cm	23	23	23	23	23	23
Altezza post. cm	35	35	35	35	35	35
Colore	beige					



SPALLA



## shouldercross

## Ortesi funzionale di spalla

**PR2-20726 DX**

**PR2-20726 SX**

RDM: **2046386**



SOLO  
RIVENDITORI  
AUTORIZZATI



### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo nelle instabilità post lussazione gleno-omeroale sia anteriori che posteriori
- Protezione nelle attività sportive o lavorative a rischio, in attesa di intervento o dopo intervento di stabilizzazione
- Utile durante trattamento riabilitativo delle spalle iperlasse dolorose o con instabilità funzionale
- Utile dopo interventi di riparazione di ampie lesioni della cuffia o nella gestione conservativa di rotture massive di cuffia
- Utile nella gestione riabilitativa delle discinesie scapolari



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto BreathSkill:
  - morbido e traspirante
  - tessitura in 3D
  - copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza
- Elastici di rinforzo a incrocio per una ottima stabilizzazione dell'articolazione
- Cinghia di fissaggio controlaterale regolabile a misura; con parte elastica e imbottita sotto-ascellare
- Presa braccio regolabile con elastico e chiusura a Velcro®
- Pelotta di rinforzo in materiale viscoelastico, applicabile internamente a Velcro®

Codice	PR2-20726 DX • PR2-20726 SX			
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Circonf. bicipite</b>	22/26	26/30	30/35	35/40
<b>Colore</b>	grigio			

indicare destro o sinistro



**CONTENIMENTO  
IN PARTE ANCHE  
POSTERIORE**



## octofix (cvb)


Immobilizzatore di clavicola

**PR2- 8503**  
RDM: 106536



### INDICAZIONI

- Fratture di clavicola
- Sublussazione dell'articolazione acromion-claveare



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto garzato con imbottitura
- Applicazione tipo bendaggio a otto con chiusura posteriore a Velcro®

Codice	PR2- 8503					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. torace cm	55/70	70/85	85/100	100/110	110/120	120/135
Colore	bianco					

# Spalla > Immobilizzatori acromion-claveare

## acromion 2.0

Tutore per lussazione dell'articolazione acromion-claveare

**PR2-S1063 DX**  
**PR2-S1063 SX**  
RDM: 1379225




PATENT: EP2591757



### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo per la stabilizzazione dell'articolazione acromion-claveare dopo lussazione traumatica di 1°, 2° e 3° grado (a discrezione del medico)
- Trattamento conservativo dopo frattura dell'estremo distale della clavicola



### CARATTERISTICHE

- Sistema di cinghie e tiranti concepito per spingere la clavicola verso il basso e l'omero verso l'alto, riallineando acromion e clavicola (esclusivo)
- Spallina clavicolare anatomica, flessibile, con imbottitura in polietilene espanso e con snodi rotanti
- Cinghia controlaterale di ancoraggio con fibbia (arancione) ad aggancio/sgancio rapido
- Supporto gomito e avambraccio regolabile e confortevole, con imbottitura in polietilene espanso; semirigido per facilitare l'applicazione
- Cinghia addominale chiudibile con una fibbia a scatto (bianca) e regolabile a velcro
- Tiranti anteriori a tensionamento costante e pre-regolato
- Cinghie in velour, tagliabili a misura

Codice	PR2-S1063 DX • PR2-S1063 SX
Taglia	universale
Colore	azzurro

indicare destro o sinistro



Vuoi saperne di più su Acromion 2.0?

Guarda il video



Leggi la pubblicazione scientifica



## shouldfix

## Immobilizzatore per braccio e spalla

### shouldfix

PR2-8408


RDM: 189294



SENZA TASCA GOMITO

#### INDICAZIONI

- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale
- Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale



**PR2-8408** Particolarmente indicato per soggetti di corporatura robusta


### shouldfix

PR2-8409

RDM: 189294



CON TASCA GOMITO



#### CARATTERISTICHE

- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto imbottito
- Tiranti girospalla con velcri di chiusura

<b>Codice</b>	<b>PR2-8408 • PR2-8409</b>
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Colore</b>	<b>nero</b>

ambidestro

### shouldfix II

PR2-8412


RDM: 2463399



CON TASCA GOMITO RIMOVIBILE

#### INDICAZIONI

- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale
- Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale



#### CARATTERISTICHE

- Sacca reggibraccio in tessuto imbottito velcrabile, per il massimo range di regolazione
- Morbide bretelle velcrate
- Esclusiva fascetta blocca-gomito in tessuto reticolare
- Fascia contenitiva in tessuto imbottito velcrabile, per il massimo range di regolazione

<b>Codice</b>	<b>PR2-8412</b>
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Colore</b>	<b>nero</b>

ambidestro

### shouldfix open


PR2-8410

RDM: 2463399



#### INDICAZIONI

- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale
- Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in morbido accoppiato con l'esterno in nylon garzato per l'attacco del Velcro®
- Tirante girospalla con chiusura a fibbia a scatto

<b>Codice</b>	<b>PR2-8410</b>	
<b>Taglia</b>	<b>Regular</b>	<b>Large</b>
<b>Circonf. vita cm</b>	< 120	> 120
<b>Colore</b>	<b>nero</b>	

ambidestro



## shouldfix

## Ortesi per immobilizzazione spalla

### shouldfix light

PR2-20413


RDM: 2076825



CON FASCIA TORACICA

#### INDICAZIONI

- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio



#### CARATTERISTICHE

- Fascia toracica in tessuto imbottito velcrabile, accorciabile a misura, per il massimo range di regolazione
- Una fascia braccio e due fasce avambraccio in tessuto imbottito velcrabile, liberamente posizionabili sulla fascia toracica

Codice PR2-20413

Taglia universale

Colore nero

ambidestro

### shouldfix 3

PR2-20414


RDM: 2076834



CON TASCA GOMITO

#### INDICAZIONI

- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale
- Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale



#### CARATTERISTICHE

- Tirante toracico di immobilizzazione con chiusura a Velcro®; imbottito nella parte centrale
- Tirante girospalla con chiusura a Velcro®; imbottito nella parte centrale
- Struttura reggibraccio in tessuto di cotone e poliestere, con tasca di contenimento per il gomito

Codice PR2-20414

Taglia S M L XL

Lunghezza avambraccio\* cm 28/34 34/42 42/48 48/58

Colore nero

\*misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso  
ambidestro

## Spalla > Immobilizzatori abduzione 10°->20°

### omoplus 2.0

## Tutore per spalla con immobilizzazione in abduzione fissa a 10°

PR2-90080 DX


PR2-90080 SX

RDM: 1379249



#### INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cerchione glenoideo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli



#### CARATTERISTICHE

- Spallina di appoggio sulla spalla omolaterale/offesa per garantire posizione fisiologica ed evitare dolori al collo
- Cinghia controlaterale di ancoraggio con fibbia ad aggancio/sgancio rapido
- Cinghie posteriori disposte a triangolo per la stabilizzazione della scapola
- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo; inclinata nell'area di appoggio del braccio per un miglior comfort
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante; permette la mobilizzazione del gomito
- Fascia blocca-braccio regolabile in lunghezza
- Cinturino di sostegno del pollice e pallina riabilitativa

Codice PR2-90080 DX • PR2-90080 SX

Taglia S L

Lunghezza avambraccio cm\* <38 >39

Circonf. max. avambraccio cm <32 >29

Colore nero

\*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso  
indicare destro o sinistro

## top-S


Tutore per spalla con immobilizzazione in abduzione fissa a 10° o 15°

### top-S 10°/15°


PR2-E110 10°  
PR2-E210 15°  
RDM: 189206



ABDUZIONE FISSA A 10° O 15°



PR2-E110: 10°




PR2-E210: 15°

### top II-S 10°/15°


PR2-E111 10°  
PR2-E211 15°  
RDM: 189206



ABDUZIONE FISSA A 10° O 15°



PR2-E111: 10°





PR2-E211: 15°

### top 4-S

PR2-E410 DX  
PR2-E410 SX  
RDM: 189206



ABDUZIONE REGOLABILE A 10° O 15°



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Manicotto a protezione del collo
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro®
- Cinturino di sostegno del pollice
- **Solo Top II-S:**
  - Cuscino con sponda anteroposteriore per una ottimale stabilità
  - Pallina riabilitativa
- **Solo Top 4S:**
  - Cuscino con sponda anteriore per la stabilità ottimale; area appoggio-braccio inclinata, per un miglior comfort
  - Abduzione regolabile a 10° o 15° mediante segni-guida evidenziati sul cuscino, per l'applicazione corretta della sacca reggibraccio

#### INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenoideo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

#### Codice Top-S PR2-E110 10° • PR2-E210 15°

Taglia	S	M	L
Lunghezza avambraccio cm*	<34	35/39	>40
Colore	nero		

\*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso ambidestro

#### Codice Top II-S • PR2-E111 10° • PR2-E211 15°

Taglia	S	L
Lunghezza avambraccio cm*	<38	>39
Colore	nero	

\*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso ambidestro

#### Codice Top 4-S • PR2-E410 DX • PR2-E410 SX

Taglia	universale
Colore	nero

indicare destro o sinistro

# Spalla > Immobilizzatori abduzione >20°

## Softab

### Tutore per spalla con immobilizzazione in abduzione

#### Softab 20°

PR2-84502


RDM: 106545



ABDUZIONE 15°-20°

#### INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori
- Lesioni dei nervi



PR2-84502: 15°-20°

#### Softab 45°/70°

PR2-84500


RDM: 106545



ABDUZIONE REGOLABILE 45° O 70°

#### INDICAZIONI

- Fratture del trochite omerale con minima dislocazione
- Trattamento della capsulite adesiva dopo mobilizzazione
- Trattamento post-operatorio delle endo ed artroprotesi di spalla
- Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori
- Lesioni dei nervi



PR2-84500: 45° oppure 70°

#### CARATTERISTICHE

- Struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità
- Rivestimento, cintura toracica e manicotti in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tirante girospalla con fissaggio a Velcro®
- **Solo Softab 45°-70°:** Tubolare di protezione a girocollo

Codice	Softab 20° PR2-84502 • Softab 45°/70° PR2-84500
Taglia	universale
Colore	nero

ambidestro

#### OPTION:

PR2-84500/A - Asta di appoggio per polso e mano

# Spalla > Immobilizzatori extrarotazione

## extra-S

### Tutore per spalla con immobilizzazione in rotazione esterna

#### extra-S 15°

PR2-E113 DX

PR2-E114 SX


RDM: 189206



ROTAZIONE ESTERNA 15°

#### INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio (rotazione esterna) in seguito a riparazione della cuffia dei rotatori, sutura del cercine glenoideo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli
- Trattamento conservativo del primo episodio di lussazione gleno-omerale



#### extra-S 30°


PR2-E115 DX

PR2-E116 SX

RDM: 189206



ROTAZIONE ESTERNA 30°




#### CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento a contatto con il corpo
- Rivestimento e manicotti con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a Velcro®
- Manicotto a protezione del collo
- Possibilità di rotazione esterna di 15° o 30°
- Pallina riabilitativa
- Supporto per pollice
- Tasca reggibraccio in materiale traspirante

Codice	Extra-S 15° PR2-E113 DX • PR2-E114 SX Extra-S 30° PR2-E115 DX • PR2-E116 SX		
Taglia	S	M	L
Lunghezza avambraccio cm*	< 34	35/39	> 40
Colore	nero		

\*Misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso indicare destro o sinistro





GOMITO

OMERO



## epilastik

### Gomitiera elastica in maglia

#### epilastik 32

PR2-90132

RDM: 1379319



#### epilastik PLUS

PR2-90132F

RDM: 2555810



**Novità**



#### INDICAZIONI

- Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
- Dolore cronico da borsite o tendinite

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Insetti in silicone con scarichi per l'epicondilo e l'epitroclea e pressori sull'avambraccio
- Bordo braccio rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione

Codice	PR2-90132 · PR2-90132F						
<b>Taglia</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Circ. avambraccio presa a 13 cm</b>	18/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29	29/31
<b>Colore</b>	PR2-90132 blu · PR2-90132F giallo fluo						

ambidestro

## episkill 32

### Gomitiera

PR2-33132

RDM: 1680302



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

**IN ESAURIMENTO**



#### INDICAZIONI

- Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
- Dolore cronico da borsite o tendinite

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto BreathSkill
- Parte anteriore in CompresSkill
- Cinturino per aumentare la pressione all'avambraccio (in caso di epicondilitite o epitrocleite), in Velcro® con passante in nylon

Codice	PR2-33132				
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Circ. avambraccio presa a 13 cm</b>	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
<b>Colore</b>	grigio				

ambidestro

## epiFIT 32

### Gomitiera in tessuto Aer-OS

PR2-B1132

RDM: 298629



#### INDICAZIONI

- Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
- Dolore cronico da borsite o tendinite

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Insetto in Soft-X per un maggior comfort
- Cinturino in Velcro® con passante in nylon

Codice	PR2-B1132				
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Circ. avambraccio presa a 13 cm</b>	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40
<b>Colore</b>	nero				

ambidestro

## elbo PRO

### Ortessi per gomito a movimento graduato, telescopica

**PR2-24017 R**  
**PR2-24017 L**  
RDM: 2555322



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI


**Novità**



**TELESCOPICO**

#### INDICAZIONI

- Fratture composte di gomito, omero distale, radio e ulna prossimali
- Immobilizzazione post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti
- Utile nella fase riabilitativa in seguito a trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito
- Sub-lussazioni e lussazioni del gomito
- Lesioni croniche del gomito
- Iperestensione del gomito
- Trattamento post-trauma



Nuovo snodo "PUSH&SET" di regolazione della flessione-estensione, in materiale polimerico, leggero; impostabile intuitivamente e in maniera sicura:

- Flessione: da -10° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +90° con passo 10°
- Possibilità di blocco rapido dell'articolazione, con apposito pulsante, da -10° a +90° con passo 10°

#### CARATTERISTICHE

- Asta articolata laterale in lega leggera d'alluminio
- Regolazione telescopica della lunghezza tramite semplici pulsanti presenti sulle valve
- Valve in poliammide con presa-braccio in alluminio modellabile, per un perfetto adattamento individuale
- Cinturini regolabili in lunghezza
- Ferma-cinturini in dotazione
- Imbottiture termosaldate in MTP bi-accoppiato, con morbida lycra a contatto pelle
- Tracolla regolabile in lunghezza, con proteggi-spalla imbottito
- Supporto mano neutro incluso

Codice	PR2-24017 R • PR2-24017 L
Taglia	universale
Lunghezza aste cm	36-46
Colore	grigio scuro

Indicare destro o sinistro



**TRACOLLA E SUPPORTO MANO NEUTRO INCLUSI**



**REGOLAZIONE TELESCOPICA**

## elbo

### Ortessi per gomito a movimento graduato

**elbo**  
**PR2-B1014 DX**  
**PR2-B1014 SX**  
RDM: 107362



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



#### INDICAZIONI

- Fratture composte di gomito, omero distale, radio e ulna prossimali
- Immobilizzazione post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti
- Utile nella fase riabilitativa in seguito a trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito
- Sub-lussazioni e lussazioni del gomito
- Lesioni croniche del gomito
- Iperestensione del gomito
- Trattamento post-trauma



Snodo in acciaio regolabile senza cacciavite

- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da 0° a +90° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell'articolazione da 0° a 90° di flessione, ogni 10°

#### CARATTERISTICHE

- Posizione della presa braccio e avambraccio regolabile
- Anima interna in plastica (PE) che segue l'anatomia del paziente: imbottiture in MTP bi-accoppiato
- Tessuto a contatto col corpo tramato in fibra d'argento, anti-batterica e anti-odore
- Tracolla
- Asta articolata laterale in lega leggera d'alluminio

Codice	PR2-B1014 DX • PR2-B1014 SX	
Taglia	<b>S</b>	<b>L</b>
Circonf. max. braccio cm	20/28	28/40
Circonf. max. avambraccio cm	20/27	25/35
Colore	nero-bianco	

Indicare destro o sinistro

#### OPTION: PR2-B1015

Supporto mano neutro per Elbo 2.0



#### OPTION: PR2-B1016

Supporto mano prono-supinazione per Elbo



## castop


### Ortesi per fratture omerali

PR2-725



#### INDICAZIONI

- Fratture composte del terzo medio-distale dell'omero
- Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture d'omero



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in polietilene
- Imbottitura interna in materiale a celle chiuse che non assorbe umidità
- Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
- Fori per la traspirazione
- Dotazione di due magline tubolari

Codice	PR2-725			
Taglia	S	M	L	XL
<b>Circonf. prossimale omero cm</b>	23/28	28/33	33/38	38/43
<b>Circonf. distale omero cm</b>	18/23	23/28	28/33	33/38
<b>Lunghezza del tutore cm</b>	19	20	21	23
<b>Colore</b>	bianco			

ambidestro

## castop


### Ortesi omerale shoulder cap

PR2-726



#### INDICAZIONI

- Fratture composte del terzo medio-distale dell'omero
- Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture d'omero
- Fratture secondarie a metastasi ossee non operabili




#### CARATTERISTICHE

- Struttura in polipropilene bivalva
- Imbottitura interna in materiale a celle chiuse che non assorbe umidità
- Calotta di prolungamento all'articolazione scapolo-omerale per un miglior controllo dei movimenti
- Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
- Fori per la traspirazione
- Dotazione di due magline tubolari

Codice	PR2-726				
Taglia	XS	S	M	L	XL
<b>Circonf. prossimale omero cm</b>	20/25	23/28	28/33	33/38	38/43
<b>Circonf. distale omero cm</b>	15/20	18/23	23/28	28/33	33/38
<b>Lunghezza* del tutore cm</b>	34	34	34	34	34
<b>Colore</b>	bianco				

\*è possibile accorciarlo tagliandolo  
ambidestro





AVAMBRACCIO

POLSO



# Avambraccio-polso > Reggibraccio

## sling-up 2.0

### Reggibraccio semplice

**PR2-8404**

RDM: 2046366



#### INDICAZIONI

- Ausilio di sostegno per avambraccio e polso
- Utile come sostegno nei casi di arto gessato
- Utile in caso di necessità di riposo da parte dell'articolazione acromion clavare (in seguito a sublussazione di I grado) o gleno-omeroale
- Utile in caso di immobilizzazione dell'arto superiore a gomito flesso

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto misto cotone
- Tirante girospalla imbottito in schiuma MTP e rivestito di vellutino
- Pratica chiusura del tirante a Velcro® per un sostegno personalizzato

Codice	PR2-8404			
Taglia	S	M	L	XL
Lunghezza tasca cm	34	42	48	58
Colore	nero			

ambidestro

# Avambraccio-polso > Cinturini per epicondilite

## epifeel

### Cinturino per epicondilite con pressore

**PR2-24022**

RDM: 2537706



**Novità**



#### INDICAZIONI

- Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito
- Contratture muscolari
- Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva



**PER EPITROCLEITE**

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in poliammide per una ottimale distribuzione delle pressioni
- Pressore per focalizzare la spinta; realizzato in TPE antiscivolo per facilitare il posizionamento del tutore
- Imbottitura in lycra accoppiata con schiuma poliuretanic
- Elastico dosato per un preciso controllo della pressione
- Chiusura a Velcro® con anello di rimando
- Regolazione della lunghezza del cinturino con pratico Velcro® ad Y

Codice	PR2-24022
Taglia	universale
Colore	grigio

ambidestro

**OPTION: ICEGEL** Pressore per la terapia del freddo applicabile a Velcro®

## epi020

### Cinturino per epicondilite con pressore

**PR2-91020**  
RDM: 1680324



#### INDICAZIONI

- Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito
- Contratture muscolari
- Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva



#### CARATTERISTICHE

- Struttura a C in polipropilene rigido
- Chiusura con cinturino elastico e velcro
- Morbida imbottitura in MTP bifoderato
- Pressore per focalizzare la spinta

Codice	PR2-91020				
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Circonf. max avambraccio cm</b>	20/22	23/25	26/28	29/31	32/34
<b>Colore</b>	nero				

ambidestro

## episystem

### Trattamento per epicondilite in 2 fasi composto da cinturino multifunzione con pressore e pressore a freddo

**PR2-P1022**  
RDM: 109298



**IN ESAURIMENTO**



#### INDICAZIONI

- Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito
- Contratture muscolari
- Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva



#### CARATTERISTICHE

- Cinturino multifunzionale dotato di 2 tipi di pressori rimovibili: uno anti-scivolo per l'azione compressiva, l'altro per la terapia del freddo
- Sistema di controllo della pressione mediante un elastico dosato
- Valva di controspinta per distribuire meglio le pressioni nella zona opposta al pressore
- Anima in materiale polimerico flessibile, coperta in morbido vellutino
- Materiale antiscivolo a contatto con la pelle (pressore e controspinta)
- Regolazione della lunghezza del cinturino con un pratico Velcro® ad Y
- Chiusura a Velcro®

Codice	PR2-P1022
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Colore</b>	nero

ambidestro

## epi320

### Cinturino per epicondilite con pressore

**PR2-4320**  
RDM: 1379328



#### INDICAZIONI

- Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito
- Contratture muscolari
- Prevenzione di processi infiammatori nell'attività sportiva



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene bifoderato con rinforzo in similpelle
- Chiusura a Velcro® con passante in nylon
- Pressore in tessuto antiscivolo

Codice	PR2-4320	
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>L</b>
<b>Circonf. avambraccio cm</b>	< 27	> 27
<b>Colore</b>	beige	

ambidestro

## object

### Stringipolso in neoprene

#### object 300

PR2-82300

RDM: 107225



#### INDICAZIONI

- Postumi dei traumi distorsivi del polso
- Tendiniti e tenosinoviti
- Patologie degenerative infiammatorie del polso

#### object 600

PR2-82600

RDM: 107225



CON PRESA POLLICE

#### INDICAZIONI

- Postumi dei traumi distorsivi del pollice
- Rizartriosi in fase acuta
- Artrosi del pollice

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene bifoderato
- Chiusura a mezzo Velcro®
- **Solo object 600:** Proiezione cilindrica per l'alloggiamento e la stabilità del pollice

**Codice** PR2-82300 • PR2-82600

**Taglia** universale

**Colore** beige

ambidestro

## manulastik

### Polsiera elastica in maglia

#### manulastik 19

PR2-90119 DX

PR2-90119 SX

RDM: 1379595



#### INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche del polso
- Postumi delle fratture di polso
- Trattamento post-chirurgico del polso



#### manulastik PLUS

PR2-90119F R

PR2-90119F L

RDM: 2555807



Novità



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Foro per il pollice
- Stecca palmare in materiale polimerico
- Cinturino di chiusura a Velcro® al polso
- Inserto in silicone per l'alloggiamento del processo stiloideo
- Bordo avambraccio rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione

**Codice** PR2-90119 DX - PR2-90119 SX  
PR2-90119F R - PR2-90119F L

**Taglia** 0 1 2 3 4 5 6

**Circonf. polso cm** 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

**Colore** PR2-90119 DX/RX blu - PR2-90119F R/L giallo fluo

indicare destro o sinistro

## polFIT

Immobilizzatore per polso, apribile; con stecca rigida modellabile

**polFIT 19**  
PR2-P1119 DX  
PR2-P1119 SX  
RDM: 2224005



lunghezza 20 cm

**CORTO**

### INDICAZIONI

- Distorsioni del polso
- Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso



**polFIT 17**  
PR2-P1117 DX  
PR2-P1117 SX  
RDM: 2224005



lunghezza 20 cm

**CORTO CON PRESA POLLICE**

### INDICAZIONI

- Distorsioni del polso
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso
- Artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale e metacarpofalangea del pollice
- Lesione della fascia ulnare dell'articolazione metacarpofalangea del pollice



**polFIT 21**  
PR2-P1121 DX  
PR2-P1121 SX  
RDM: 2224005



lunghezza 26 cm

**LUNGO**

### INDICAZIONI

- Trattamento delle fratture composte della meta-epifisi distale di radio ed ulna che l'ortopedico giudichi stabili
- Trattamento post-chirurgico delle fratture instabili distali di radio ed ulna
- Distorsioni di polso
- Tendiniti
- Fratture delle ossa del carpo (eccetto lo scafoide) sia trattate chirurgicamente che in modo conservativo
- Complicanze dell'artrite reumatoide
- Trattamento post-chirurgico delle fratture metacarpali
- Artrosi radio-carpica



**polFIT 22**  
PR2-P1122 DX  
PR2-P1122 SX  
RDM: 2224005



lunghezza 26 cm

**LUNGO CON PRESA POLLICE**

### INDICAZIONI

- Frattura composta primo metacarpo
- Distorsione legamento collaterale ulnare metacarpo falangea radiale
- Sospetta frattura scafoide



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto traspirante 3D
- Stecche di rinforzo dorsali
- Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®
- Stecca rigida palmare in alluminio, preformata e modellabile su indicazione medica
- Completa apertura dorsale
- **Solo Polfit 17 e Polfit 21:** stecca rigida in alluminio per pollice, preformata e modellabile su indicazione medica

Codice	PR2-P1119 DX - PR2-P1119 SX - PR2-P1117 DX - PR2-P1117 SX PR2-P1121 DX - PR2-P1121 SX - PR2-P1122 DX - PR2-P1122 SX			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Colore	nero			

indicare destro o sinistro

# Avambraccio-polso > Immobilizzatori polso

## object 48

Tutore per polso in neoprene con stecca

PR2-8248 DX  
PR2-8248 SX  
RDM: 298570



IN ESAURIMENTO



### INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche del polso
- Postumi delle fratture di polso
- Trattamento post-chirurgico del polso

### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene accoppiato con tessuto di nylon garzato atossico
- Stecca palmare in alluminio modellabile
- Chiusura a mezzo Velcro®

Codice	PR2-8248 DX · PR2-8248 SX			
Taglia	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>universale</b>
Circonf. polso cm	10/14	15/18	19/24	
Lunghezza tutore cm	18	23	23	18
Colore	nero			

indicare destro o sinistro

## manulite

Immobilizzatore per polso con stecca rigida modellabile

PR2-90100  
RDM: 1379589



### INDICAZIONI

- Distorsioni del polso
- Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso



### CARATTERISTICHE

- Saldato, senza cuciture, e a basso profilo
- Esterno in vellutino inestensibile
- Imbottitura in MTP
- Interno in materiale soft touch, dermocompatibile e traspirante
- Foro per pollice soft touch per un maggior comfort
- Stecca rigida palmare in alluminio, preformata e modellabile su indicazione medica
- Stecche di rinforzo dorsali rigide
- Chiusure a Velcro® (cinturino mano accorciabile)

Codice	PR2-90100		
Taglia	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
Circonf. polso cm	13/18	18/23	23/28
Colore	nero		

ambidestro

# Avambraccio-polso > Immobilizzatori polso-mano

## carpo 41

Tutore modellabile per polso-mano

PR2-P1341DX  
PR2-P1341SX  
RDM: 1379587



### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo e post-operatorio di fratture meta-epifisarie distali di avambraccio, fratture ossa del carpo (no scafoide), fratture ossa metacarpi
- Postumi fratture suddette
- Tendinopatie polso e mano
- Postumi tenorrafie flessori/estensori dita
- Artrosi radio-carpica
- Deficit neurologici con conseguente paralisi

### CONTROINDICAZIONI

Moderata o grave spasticità

### CARATTERISTICHE

- Struttura modellabile costituita da 2 metalli a rigidità differenziata
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Imbottitura ergonomica con tessuto tramato in fibra d'argento a contatto pelle

Codice	PR2-P1341DX · PR2-P1341SX		
Taglia	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
Larghezza palmo mano* cm	5,5/7	7/8,5	8,5/10
Lunghezza del tutore cm	30	34	37
Colore	azzurro		

\* (metacarpi) - indicare destro o sinistro



MANO



## daumfix

### Ortesi per pollice

**PR2-5006 DX**  
**PR2-5006 SX**  
RDM: **107355**



#### INDICAZIONI

- Rizartriosi
- Tendiniti del pollice
- Tendinopatia di De Quervain
- Distorsione metacarpo-falangea
- Lesione di Stener
- Postumi di frattura di Bennet
- Postumi di trapezioplastica e della chirurgia del pollice

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in polipropilene levigato e burattato
- Cinturino di chiusura al polso in Velcro® elastico
- Dotato di un guantino protettivo elasticizzato in microfibra antibatterica da indossare prima di applicare l'ortesi
- Termoformabile

Codice	PR2-5006 DX - PR2-5006 SX			
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Circonf. polso cm</b>	13/17	17/19	19/23	23/28
<b>Colore</b>	beige			

indicare destro o sinistro

## rizostab

### Ortesi per pollice

**PR2-21006**  
RDM: **2216606**



#### INDICAZIONI

- Rizoartrosi
- Tendiniti del pollice
- Tendinopatia di De Quervain
- Distorsione metacarpo-falangea
- Lesione di Stener
- Postumi di frattura di Bennet
- Postumi di trapezioplastica e della chirurgia del pollice

#### CARATTERISTICHE

- Realizzato mediante saldature, senza cuciture, per il massimo comfort
- Struttura anatomica
- Anima in lega di alluminio, modellabile per seguire l'anatomia del paziente
- Copertura in tessuto tecnico imbottito, resistente, traspirante e dal basso spessore
- Cinghia di regolazione a Velcro® per una chiusura facile e intuitiva

Codice	PR2-21006	
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>L</b>
<b>Circonferenza polso cm</b>	14-18	18-22
<b>Colore</b>	grigio	

ambidestro

## stax

### Tutore per dito singolo (falangi distali)

**PR2-2001**  
RDM: **1379962**



#### INDICAZIONI

- Lesione del tendine estensore
- Lesione di Segond
- Fratture delle ultime falangi
- Distorsioni dell'interfalangea distale
- Contusioni ungueali
- Trattamento post-operatorio degli interventi sui tendini estensori

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in materiale plastico trasparente
- Fori per la traspirazione

Codice	PR2-2001							
<b>Misure disponibili</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5 1/2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Colore</b>	trasparente							



Per identificare la misura corretta di **Stax** utilizzare il disegno in fondo alla sezione mano



# splint

## Ferula dr. Bunnel


PR2-1



ESTENSIONE POLSO

**INDICAZIONI**

- Distorsione del polso
- Fratture della radio-carpica
- Postumi di frattura tipo Goyrand



PR2-1/A



ESTENSIONE POLSO E FLESSIONE METACARPI

**INDICAZIONI**

- Postumi di fratture metacarpi
- Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita
- Paralisi dei nervi

**CARATTERISTICHE**

- Struttura in alluminio modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®
- **Solo PR2-1/A:** elastici in caucciù

Codice	PR2-1 • PR2-1/A		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥9
Colore	nero		

ambidestro

PR2-2



FLESSIONE METACARPI

**INDICAZIONI**

- Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita
- Paralisi dei nervi


PR2-2/A



FLESSIONE METACARPI E ESTENSIONE DITA

**INDICAZIONI**

- Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita
- Paralisi dei nervi



PR2-2/B



FLESSIONE METACARPI E DITA

**INDICAZIONI**

- Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita
- Paralisi dei nervi

**CARATTERISTICHE**

- Struttura in alluminio modellabile
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Elastici in caucciù
- **Solo PR2-2/A:** ditali in vilpelle atossica
- **Solo PR2-2/B:** chiusura con cinturino a Velcro®

Codice	PR2-2 • PR2-2/A • PR2-2/B				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9 /10	≥10
Colore	nero				

ambidestro

## splint

### Ferula dr. Bunnel


PR2-3



**OPPENHEIMER - ESTENSIONE POLSO, ABDUZIONE POLLICE**

**INDICAZIONI**

- Postumi di tenorrafie dell'abduktore ed estensore del pollice
- Paralisi dei nervi



PR2-4



**THOMAS - ESTENSIONE POLSO E METACARPI, ABDUZIONE POLLICE**

**INDICAZIONI**

- Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita e dell'abduktore ed estensore del pollice
- Paralisi dei nervi

**CARATTERISTICHE**

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Elastici in caucciù
- **Solo PR2-3:** ditale in vilpelle atossica
- **Solo PR2-4:** chiusure con cinghietti a Velcro®

Codice	PR2-3 • PR2-4		
Taglia	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥9
Colore	nero		

ambidestro

## splint

### Ferula dr. Bunnel per dito singolo (estensione)


PR2-5



**ESTENSIONE DITO SINGOLO**

**INDICAZIONI**

- Fratture falangee distali



PR2-5/A



**ESTENSIONE DITO SINGOLO**

**INDICAZIONI**

- Fratture falangee prossimali
- Traumi distorsivi delle interfalangee

**CARATTERISTICHE**

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- **Solo PR-5:** ancoraggio al polso con cinghietto a Velcro®
- **Solo PR-5/A:** cinghietti di ancoraggio con chiusura a fibbia


Codice	PR2-5 • PR2-5/A				
Taglia	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
Larghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9 /10	≥10
Colore	nero				

ambidestro

## splint

## Ferula dr. Bunnel per dito singolo (estensione)


PR2-6



ESTENSIONE DITO SINGOLO

### INDICAZIONI

- Fratture falangee
- Lesioni tendinee
- Lesione di Segond
- Traumi distorsivi delle interfalangee



PR2-6/A



ESTENSIONE DITO SINGOLO  
CON MOLLA

### INDICAZIONI

- Fratture falangee distali

### CARATTERISTICHE

- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia

Codice	PR2-6 • PR2-6/A				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9 /10	≥10
Colore	nero				

ambidestro

## splint

## Ferula dr. bunnel


PR2-8



PER POLSO (FLESSIONE)

### INDICAZIONI

- Postumi di frattura tipo Colles
- Fratture distali di radio



PR2-8/A



PER MANO E POLSO  
(FLESSIONE POLSO- ESTENSIONE DITA  
ABDUZIONE POLLICE)

### INDICAZIONI

- Postumi di frattura tipo Colles
- Fratture distali di radio
- Tenorrafia degli estensori delle dita e dell'estensore ed abdotto del pollice
- Paralisi dei nervi

### CARATTERISTICHE

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusure con cinturini a Velcro®
- **Solo PR-8/A:**
  - Ditali in vilpelle atossica
  - Elastici in caucciù

Codice	PR2-8 • PR2-8/A		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥9
Colore	nero		

ambidestro

## splint

## Ferula dr. Bunnel per mano


PR2-9



ESTENSIONE METACARPI

### INDICAZIONI

- Fratture delle ossa metacarpali
- Paralisi dei nervi



PR2-9/A



ESTENSIONE METACARPI E DITA

### INDICAZIONI

- Fratture delle ossa metacarpali
- Paralisi dei nervi
- Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

### CARATTERISTICHE

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusura con cinturino a Velcro®
- **Solo PR-9:** elastici in caucciù
- **Solo PR-9/A:**
  - Elastici in caucciù con chiusura a fibbia
  - Ditali in vilpelle atossica

### Codice

PR2-9 · PR2-9/A

### Taglia

XS

S

M

L

XL

### Larghezza nocche metacarpi cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9 /10

≥10

### Colore

nero

ambidestro


PR2-10



ESTENSIONE METACARPI E DITA

### INDICAZIONI

- Fratture delle ossa metacarpali
- Paralisi dei nervi
- Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita



### CARATTERISTICHE

- Struttura in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Chiusura con cinturino a Velcro®
- Elastici in caucciù
- Ditali in vilpelle atossica

### Codice

PR2-10

### Taglia

S

M

L

### Larghezza nocche metacarpi cm

6,5/7,5

7,5/9

≥9

### Colore

nero

ambidestro

# splint

## Ferula dr. Bunnel per dito singolo


PR2-11



FLESSIONE

**INDICAZIONI**

- Fratture falangee prossimali
- Postumi di tenorrafia dei flessori delle dita



PR2-11/A



ESTENSIONE

**INDICAZIONI**

- Fratture falangee prossimali
- Postumi per lesione di Segond
- Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

**CARATTERISTICHE**

- Struttura a tre punti in metallo modellabile
- Imbottitura interna in morbido feltro
- Elastici in caucciù

Codice	PR2-11 • PR2-11/A				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza dito cm	5/6,5	6,5/7,5	7,5/9	9 /10	≥10
Colore	nero				

ambidestro


# splint

## Ferula dr. Bunnel per polso e mano (estensione polso)

PR2-13



Struttura composta formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-2A



FLESSIONE METACARPI - ESTENSIONE POLSO E DITA - ABDUZIONE POLLICE

PR2-13/A



Struttura composta formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-9A




ESTENSIONE METACARPI POLSO E DITA - ABDUZIONE POLLICE

PR2-13/B




Struttura composta formata da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-10



ESTENSIONE METACARPI POLSO E DITA - ABDUZIONE POLLICE

**INDICAZIONI**

- Paralisi dei nervi




**CARATTERISTICHE**


- Parti metalliche modellabili
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Ditali in vilpelle atossica
- Elastici in caucciù

Codice	PR2-13 • PR2-13/A • PR2-13/B		
Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5/7,5	7,5/9	≥9
Colore	nero		

ambidestro



Profilo esterno  
Misurazione interna



ANCA

COSCIA



## mioSKILL 33

Supporto per coscia

**PR3-33133**

RDM: **1680308**



**IN ESAURIMENTO**



**IN TESSUTO BREATHSKILL**

### INDICAZIONI

- Contratture e distrazioni muscolari della coscia
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica
- Prevenzione delle contusioni

### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto BreathSkill:
  - morbido e traspirante
  - tessitura in 3D
  - copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza
- Parte posteriore in CompresSkill:
  - filato multifibra elastico e compressivo
  - bassissimo profilo anti-fastidio
  - massima adattabilità
  - perfetta aderenza all'arto

Codice	PR3-33133				
Taglia	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
Circonf. a metà coscia cm	48/52	52/56	56/61	61/66	66/72
Colore	grigio				


ambidestro

## mioFIT 33

Supporto per coscia

**PR3-H1133**

RDM: **298568**



**IN TESSUTO AER-OS**

### INDICAZIONI

- Contratture e distrazioni muscolari della coscia
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica
- Prevenzione delle contusioni

### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante

Codice	PR3-H1133				
Taglia	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
Circonf. a metà coscia cm	48/52	52/56	56/61	61/66	66/72
Colore	nero				

ambidestro

## object 33

Supporto per coscia

**PR3-8233**

RDM: **107367**



**IN NEOPRENE**

### INDICAZIONI

- Contratture e distrazioni muscolari della coscia
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica
- Prevenzione delle contusioni

### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Toppa in neoprene di rinforzo
- Lavabile

Codice	PR3-8233				
Taglia	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
Circonf. a metà coscia cm	48/51	52/55	56/60	61/65	66/71
Colore	blu				

ambidestro



## hipoCROSS 2.0

Tutore per anca e coxalgia

PR3-91006N R

PR3-91006N L

RDM: 1402873



PATENT: EP3202376 -  
US10548758



### INDICAZIONI

- Post-artroscopia
- Post-operatorio (compatibilmente con il grado di stabilizzazione richiesto)
- Trattamento conservativo delle dislocazioni d'anca
- Artrosi dell'articolazione dell'anca
- Coxalgia o deformità articolari non operabili



Insero in gel,  
antiedema

### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Stecche a spirale di sostegno laterale e antero-laterale
- Chiusure anteriori a Velcro®
- Aree velcrabili per l'aggancio dei tiranti, con riferimenti colorati
- Tiranti elastici calibrati, a incrocio laterale, per la:
  - prevenzione dell'eccessiva adduzione
  - limitazione parziale della flessione-estensione
- Barra rigida per bloccare l'articolazione in flessione e abduzione neutre nei primi giorni dopo un episodio di lussazione.

Codice	PR3-91006N R • PR3-91006N L		
Taglia	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
Circonferenza bacino cm	72/104	104/137	137/170
Circonferenza coscia prossimale cm	40/58	54/74	68/90
Colore	nero		

indicare destro o sinistro

PR3-91007N R

PR3-91007N L

RDM: 1402874



### Asta articolata (telescopica) per Hipocross 2.0

Codice	PR3-91007N R • PR3-91007N L
Taglia	universale
Colore	nero

indicare destro o sinistro

### CARATTERISTICHE

- Asta articolata (telescopica) per:
  - limitare l'estensione (da 0° a 120° ogni 10°)
  - limitare la flessione (da 0° a 120° ogni 10°)
  - regolare l'adduzione



Scopri come  
applicare Hipocross 2.0  
in poche mosse

Prova la  
nuova  
funzionalità  
360°



Guarda il  
video



## hipo

Ortesi per anca

**PR3- SERIE 2000 DX**  
**PR3- SERIE 2000 SX**  
 RDM: **109675 BACINO**  
 RDM: **109698 COSCIA**



### INDICAZIONI

- Pre e/o post-chirurgico (artroplastica o revisione d'anca)
- Fratture del collo del femore non operabili o non sufficientemente consolidate
- Controllo dell'abduzione e della flessione-estensione in pazienti con potenziali problemi all'articolazione

### CARATTERISTICHE

- Disponibile in 4 misure, destro e sinistro
- Componenti plastiche anatomiche e perfettamente adattabili
- Sistema modulare che permette la sostituzione e l'adattamento delle componenti

Codice	PR3-SERIE 2000 DX - PR3-SERIE 2000 SX			
Taglia	S	M	L	XL
	BACINO			
Modello destro	PR3-2112	PR3-2113	PR3-2114	PR3-2115
Modello sinistro	PR3-2122	PR3-2123	PR3-2124	PR3-2125
Circonf. vita cm	60/82	80/96	94/115	99/120
Circonf. creste iliache cm	68/90	90/110	106/126	111/131
	COSCIA			
Modello destro	PR3-2212	PR3-2213	PR3-2214	PR3-2215
Modello sinistro	PR3-2222	PR3-2223	PR3-2224	PR3-2225
Circonf. prossimale	44/53	48/60	57/68	62/76
Circonf. distale	34/41	36/45	42/49	46/56
Colore	bianco			

## kafo

Dispositivo di prolungamento per la gamba dell'ortesi per anca Hipo

**PR3-2320 DX**  
**PR3-2320 SX**  
**PR3-2321 DX**  
**PR3-2321 SX**  
 RDM: **107382**



### INDICAZIONI

- Kafo è il dispositivo aggiunto che assicura all'ortesi d'anca il controllo dei minimi movimenti di rotazione, necessari a mantenere la posizione naturale dell'articolazione



### CARATTERISTICHE

- Materiale più leggero, tutore più confortevole
- La struttura monolaterale diminuisce le complicazioni da decubito, soprattutto nei pazienti anziani
- Mantiene la posizione naturale dell'arto durante la flessione dell'anca
- Riduce il rischio di lussazioni
- Garantisce il controllo ottimale della flessione-estensione, dell'abduzione e della intra/extra-rotazione dell'anca

Codice	PR3-2320 DX/SX	PR3-2321 DX/SX		
Taglia	Regular	Long		
Lunghezza arto inf. (inguine - tallone) cm	63/75	76/93		
Colore	bianco			
indicare destro o sinistro				
Misura piede	S 36/39	M 40/43	L 44/46	XL >46

## kinesio

Asta per Hipo

**kinesio**  
**STANDARD**  
**PR3-2303**  
 RDM: **109724**



ALTEZZA <1,80 M

**kinesio**  
**LONG**  
**PR3-2304**  
 RDM: **109724**




ALTEZZA >1,80 M

Codice	PR3-2303	PR3-2304
Altezza m	< 1,80	> 1,80

### CARATTERISTICHE

- Abduzione/adduzione regolabile con passo 7,5°
- Flessione-estensione regolabile da 0° a 120° con passo di 15°



GINOCCHIO



# Ginocchio > Cinturini sottorotulei

ice

Cinturino sottorotuleo

**PR3-90000**  
RDM: 1380008



**INDICAZIONI**

- Tendiniti e tendinopatie del rotuleo
- Morbo di Osgood-Schlatter (infiammazione dell'apofisi tibiale anteriore)

**CARATTERISTICHE**

- Banda elastica anteriore per dosare la forza di spinta e mantenerla costante anche in movimento
- Cinturino di chiusura a Velcro®, imbottito, con tiro simmetrico per facilitare il posizionamento. Bordo morbido per un maggior comfort, soprattutto nel cavo popliteo
- Pelotta termosaldada in materiale espanso rivestito in tessuto anallergico, con bassorilievo per un posizionamento più preciso
- Pressore in gel dermocompatibile per focalizzare la spinta sul tendine ed esercitare un'azione antiscivolo
- Pressore (optional) per la terapia del freddo applicabile a Velcro®, da inserire al posto della pelotta

Codice	PR3-90000		
Taglia	small	universale	
Circonferenza cm	fino a 30	da 31	
Colore	nero		

ambidestro

**OPTION:**

**PR3-ICEGEL** Pressore per la terapia del freddo applicabile a Velcro®, da inserire al posto della pelotta



# Ginocchio > Ginocchiere per instabilità rotulea

object 10

Ginocchiera corta per instabilità rotulea

**PR3-90010**  
RDM: 1382690



**INDICAZIONI**

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condromalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

**CARATTERISTICHE**

- Multifunzionale: grazie alla sua reversibilità, questa ginocchiera può essere indossata indifferentemente su entrambi gli arti
- Stabilizzatore rotuleo a C in materiale espanso per instabilità di grado lieve. Grazie alla pratica funzione double-face può essere posizionato sia lateralmente che medialmente
- Foro rotuleo
- Struttura in neoprene ortopedico, nero a basso profilo
- Bordo confortevole

Codice	PR3-90010					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Colore	nero					

ambidestro

## genusKILL 16

## Ginocchiera per stabilizzazione rotulea

PR3-33116 DX  
PR3-33116 SX  
RDM: 1680297



IN ESAURIMENTO



### INDICAZIONI

- Instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea
- Gonartrosi



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto BreathSkill:
  - morbido e traspirante
  - tessitura in 3D
  - copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza
- Sistema di allineamento rotuleo:
  - stabilizzatore laterale a J in materiale espanso
  - patella di rinforzo e spinta con tiranti a verricello (regolabili a misura)
- Parte posteriore in CompressSkill:
  - filato multifibra elastico e compressivo
  - bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del ginocchio)
  - massima adattabilità
  - perfetta aderenza all'arto
- Stecche laterale e mediale antimigrazione

Codice	PR3-33116DX • PR3-33116SX					
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
<b>Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm</b>	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
<b>Colore</b>	grigio					

indicare destro o sinistro

- DESTRO:** spinta latero-mediale su ginocchio destro  
spinta medio-laterale su ginocchio sinistro
- SINISTRO:** spinta latero-mediale su ginocchio sinistro  
spinta medio-laterale su ginocchio destro

## genuFIT 16


## Ginocchiera in tessuto Aer-OS per stabilizzazione rotulea

PR3-G1116 DX  
PR3-G1116 SX  
RDM: 298624



### INDICAZIONI

- Instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea
- Gonartrosi



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a J in materiale espanso
- Stecche a spirale laterali e mediali
- Tiranti con verricello (accorciabili a misura)
- Inserto popliteo in tessuto Soft-X per un maggior comfort



Codice	PR3-G1116DX • PR3-G1116SX					
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
<b>Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm</b>	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
<b>Colore</b>	nero					

indicare destro o sinistro

- DESTRO:** spinta latero-mediale su ginocchio destro  
spinta medio-laterale su ginocchio sinistro
- SINISTRO:** spinta latero-mediale su ginocchio sinistro  
spinta medio-laterale su ginocchio destro

## genu416

### Ginocchiera in neoprene per stabilizzazione rotulea

PR3-416 DX  
PR3-416 SX  
RDM: 107526



#### INDICAZIONI

- Instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea
- Gonartrosi



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a J in materiale espanso
- Tiranti con chiusura a Velcro®
- Stecche a spirale laterali e mediali
- Parete interna in morbido vellutino per assorbire il sudore evitando l'irritazione della pelle

Codice	PR3-416DX • PR3-416SX					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Colore	nero					

indicare destro o sinistro

## object 12

### Ginocchiera tubolare per stabilizzazione rotulea in neoprene

PR3-412  
RDM: 107526




IN ESAURIMENTO



#### INDICAZIONI

- Instabilità medio-laterale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea
- Gonartrosi



#### CARATTERISTICHE

- Comprende un supporto-base e un supporto direzionale di fissaggio con un cuscinetto a posizionamento variabile
- Sostegno multidirezionale in neoprene

Codice	PR3-412				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48
Colore	nero				

ambidestro

## genusKILL

## Ginocchiera tubolare

### genusKILL 60

PR3-33160

RDM: 1680297



IN ESAURIMENTO



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



CORTA

#### INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado
- Tendiniti

### genusKILL 63

PR3-33163

RDM: 1680297



IN ESAURIMENTO



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



CORTA CON FORO ROTULEO

#### INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condromalacia femoro-rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

### genusKILL 04

PR3-33104

RDM: 1680297



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



CON STABILIZZATORE ROTULEO

#### INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condromalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto BreathSkill:
  - morbido e traspirante
  - tessitura in 3D
  - copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza
- Parte posteriore in CompresSkill:
  - filato multifibra elastico e compressivo
  - bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del ginocchio)
  - massima adattabilità
  - perfetta aderenza all'arto
- Solo Genuskill 04: Stecche laterali e mediali antimigrazione



Codice	PR3-33160 • PR3-33163 • PR3-33104					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	grigio					

ambidestro

**genuFIT**

Ginocchiera tubolare in tessuto Aer-OS

**genuFIT 60**

PR3-G1160

RDM: 298624



CORTA

**INDICAZIONI**

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado
- Tendiniti

**genuFIT 63**

PR3-G1163

RDM: 298624



CORTA CON FORO ROTULEO

**INDICAZIONI**

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condromalacia femoro-rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva



**genuFIT 04**

PR3-G1104

RDM: 298624



CON STABILIZZATORE ROTULEO

**INDICAZIONI**

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condromalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

**CARATTERISTICHE**

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- **Solo Genufit 63:** Foro rotuleo rinforzato
- **Solo Genufit 04:**
  - Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso;
  - Stecche laterali e mediali antimigrazione



Codice	PR3-G1160 • PR3-G1163 • PR3-G1104					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	nero					

ambidestro



# object

## Ginocchiera tubolare

### object 60

PR3-460

RDM: 107526



26 cm

CORTA

#### INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado
- Tendiniti

### object 63

PR3-463

RDM: 107526



26 cm

CORTA CON FORO ROTULEO

#### INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condromalacia femoro-rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

### object 04

PR3-404N

RDM: 107526



33 cm

CON STABILIZZATORE ROTULEO

#### INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condromalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Soffice vellutino interno per un migliore comfort e per evitare una eccessiva sudorazione
- Lavabile
- **Solo Object 63:** Foro rotuleo a contorno rinforzato per stabilizzare la rotula
- **Solo Object 04:** Tasca perirotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo



Codice	PR3-460 • PR3-463					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	27/30	31/33	34/36	37/39	40/43	44/47
Colore	nero e blu					

ambidestro

Codice	PR3-404N					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Colore	nero e blu					

ambidestro

## genulastik

Ginocchiera elastica in maglia

### genulastik 04

PR3-90104

RDM: 1382807



### genulastik PLUS

PR3-90104F

RDM: 2555742



Novità




#### INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condromalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Stabilizzatore rotuleo in silicone
- Sottili stecche laterali anti-migrazione per mantenere in posizione la ginocchiera
- Bordo superiore rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione



Codice	PR3-90104 · PR3-90104F							
Taglia	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>Circonf. coscia presa 14 cm sopra centro rotula cm</b>	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
<b>Circonf. polpaccio presa 12 cm sotto centro rotula cm</b>	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46	46/49
<b>Colore</b>	PR3-90104 blu · PR3-90104F giallo fluo							

## genusKILL

## Ginocchiera con stecche a spirale

### genusKILL 08

PR3-33108

RDM: 1680297



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



34 cm

TUBOLARE  
CON STABILIZZATORE ROTULEO

#### INDICAZIONI

- Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)
- Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea

### genusKILL 08A

PR3-33108A

RDM: 1680297



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI




34 cm

APRIBILE

#### INDICAZIONI

- Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto BreathSkill:
  - morbido e traspirante
  - tessitura in 3D
  - copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza
- Parte posteriore in CompresSkill:
  - filato multifibra elastico e compressivo
  - bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del ginocchio)
  - massima adattabilità
  - perfetta aderenza all'arto
- Coppie di stecche laterali e mediali per una stabilizzazione "base" medio-laterale
- Cinghie di stabilizzazione superiore ed inferiore:
  - chiusura simmetrica per non far ruotare la ginocchiera in fase di chiusura
  - fibbia auto-snodata centrale per un adattamento automatico alla conicità della gamba
  - linguetta di chiusura gommosa per facilitare l'apertura del Velcro®
- **Solo Genuskill 08:**
  - Parte frontale in FlexSkill (bi-accoppiato con tessuto tecnico) con speciale saldatura a basso profilo
  - Dotata di stabilizzatore rotuleo
- **Solo Genuskill 08A:**
  - Apertura frontale a Velcro®
  - Disegno rinnovato per una maggior facilità di chiusura

Codice	PR3-33108 • PR3-33108A					
<b>Taglia</b>	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm</b>	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
<b>Colore</b>	grigio					

ambidestro

# Ginocchio > Ginocchiere con stecche a spirale

**genuFIT**

Ginocchiera in tessuto Aer-OS con stecche a spirale

**genuFIT 08**

**PR3-G1108**

RDM: 298624




34 cm

**TUBOLARE  
CON STABILIZZATORE ROTULEO**

**INDICAZIONI**

- Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)
- Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea



**genuFIT 08A**

**PR3-G1108A**

RDM: 298624



34 cm

**APRIBILE**

**INDICAZIONI**

- Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)

**CARATTERISTICHE**

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Sistema di chiusura rinnovato: cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- Nuove tasche in polimero flessibile a basso profilo, copri-stecche e passa-cinghie
- Coppie di stecche laterali e mediali per una stabilizzazione "base" medio-laterale
- **Solo Genufit 8:** Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- **Solo Genufit 8A:** Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula

Codice	PR3-G1108 • PR3-G1108A					
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
<b>Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm</b>	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
<b>Colore</b>	nero					

ambidestro

**object 08**

Ginocchiera tubolare in neoprene con stecche a spirale

**PR3-408N**

RDM: 107526




33 cm

**CON STABILIZZATORE ROTULEO**

**INDICAZIONI**

- Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non operabile)
- Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea



**CARATTERISTICHE**

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Tasca perirrotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- Soffice vellutino interno per un migliore comfort e per evitare una eccessiva sudorazione
- Coppie di stecche laterali e mediali per una stabilizzazione "base" medio-laterale

Codice	PR3-408N					
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
<b>Circonf. centro ginocchio cm</b>	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
<b>Colore</b>	nero e blu					

ambidestro

## genusKILL

## Ortesi per ginocchio con aste articolate a controllo F-E

### genusKILL 15

PR3-33115

RDM: 1680297




SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



CON STABILIZZATORE ROTULEO

#### INDICAZIONI

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)
- Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea



Coppia di aste policentriche per la stabilizzazione medio-laterale con possibilità di limitazione della flessione a 60° o 90°.



### genusKILL 15A

PR3-33115A

RDM: 1680297



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



APRIBILE

#### INDICAZIONI

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto BreathSkill:
  - morbido e traspirante
  - tessitura in 3D
  - copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza
- Parte posteriore in CompresSkill:
  - filato multifibra elastico e compressivo
  - bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del ginocchio)
  - massima adattabilità
  - perfetta aderenza all'arto
- Cinghie di stabilizzazione superiore ed inferiore:
  - chiusura simmetrica per non far ruotare la ginocchiera in fase di chiusura
  - fibbia auto-snodata centrale per un adattamento automatico alla conicità della gamba
  - linguetta di chiusura gommosa per facilitare l'apertura del Velcro®
- **Solo Genuskill 15:**
  - Parte frontale in FlexSkill (bi-accoppiato con tessuto tecnico) con speciale saldatura a basso profilo
  - Dotata di stabilizzatore rotuleo
- **Solo Genuskill 15A:**
  - Apertura frontale a Velcro®; disegno rinnovato per una maggior facilità di chiusura

Codice	PR3-33115 • PR3-33115A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	grigio					

ambidestro

**genusKILL**

Ortesi per ginocchio con aste articolate policentriche a controllo F-E

**genusKILL 22**

PR3-33122

RDM: 1680297



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

**IN ESAURIMENTO**



**CORTA**

**genusKILL 22A**

PR3-33122A

RDM: 1680297



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

**IN ESAURIMENTO**



**CORTA APRIBILE**

**genusKILL 26**

PR3-33126

RDM: 1680297

PATENT: EP3492050



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



**CORTA**

**genusKILL 26A**

PR3-33126A

RDM: 1680297

PATENT: EP3492050



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



**CORTA APRIBILE**

**INDICAZIONI**

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)



Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni.

Flessione, estensione o blocco: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°



Nuovo snodo CLICK-CLACK policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei e SENZA alcun utensile:

- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

## genusKILL 24A

PR3-33124A

RDM: 1680297



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

IN ESAURIMENTO



41 cm

LUNGA APRIBILE

## genusKILL 28A

PR3-33128A

RDM: 1680297

PATENT: EP3492050



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



41 cm

LUNGA APRIBILE

### INDICAZIONI

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)



Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni. Flessione, estensione o blocco: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°



Nuovo snodo CLICK-CLACK policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei e SENZA alcun utensile:

- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto BreathSkill:
  - morbido e traspirante
  - tessitura in 3D
  - copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza
- Parte posteriore in CompresSkill:
  - filato multifibra elastico e compressivo
  - bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del ginocchio)
  - massima adattabilità
  - perfetta aderenza all'arto
- Nuovo sistema di chiusura delle cinghie:
  - prima regolazione effettuabile tramite velcri ad Y
  - aperture-chiusure successive con fibbia ad aggancio-sgancio rapido, verricello e velcro di fissaggio
- **Solo modelli tubolari (Genuskill 22, 26):**
  - Parte frontale in FlexSkill (bi-accoppiato con tessuto tecnico) con speciale saldatura a basso profilo; dotata di stabilizzatore rotuleo
- **Solo modelli apribili (Genuskill 22A, 24A, 26A, 28A):**
  - Apertura frontale a Velcro®; disegno rinnovato per una maggior facilità di chiusura

Codice	PR3-33122 (tubolare) • PR3-33122A (apribile) PR3-33126 (tubolare) • PR3-33126A (apribile) PR3-33124A (apribile) • PR3-33128A (apribile)					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	grigio					

ambidestro



**Snodo CLICK-CLACK:** si regola in 3 mosse senza cacciavite

- 1) Aprire lo snodo facendo scorrere i due gusci
- 2) Estrarre i fermi e posizionare i cunei per regolare i gradi di flesso-estensione
- 3) Inserire i fermi e chiudere i gusci fino allo scatto

Guarda il video



**genuFIT**

Ortesi per ginocchio in tessuto Aer-OS con aste articolate a controllo F-E


**genuFIT 15**  
PR3-G1115  
RDM: 298624



CON STABILIZZATORE ROTULEO

**INDICAZIONI**

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)
- Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea



Coppia di aste policentriche per la stabilizzazione medio-laterale con possibilità di limitazione della flessione a 60° o 90°.

**genuFIT 15A**  
PR3-G1115A  
RDM: 298624



APRIBILE

**INDICAZIONI**

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

**CARATTERISTICHE**

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Sistema di chiusura rinnovato: cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- **Solo Genufit 15:** Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- **Solo Genufit 15A:** Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo.


Codice	PR3-G1115 • PR3-G1115A					
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
<b>Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm</b>	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
<b>Colore</b>	nero					

ambidestro



## Il tessuto della nostra LINEA GENUFIT

La struttura delle ortesi a diretto contatto con la pelle è realizzata in Aer-OS, un tessuto tridimensionale ottenuto dalla tessitura in 3 dimensioni di un filo di Poliestere ed Elastan, in grado di creare una trama leggera permeabile all'acqua, e quindi traspirante, ma allo stesso tempo elastica e contenitiva. Riducendo non solo le sensazioni di fastidio, ma anche eventuali irritazioni della cute, consente di indossare il tutore per periodi più lunghi.





genuFIT

Ortesi per ginocchio in tessuto Aer-OS con aste articolate policentriche a controllo F-E

**genuFIT 29**

PR3-G1129

RDM: 298624



CORTA

**genuFIT 29A**

PR3-G1129A

RDM: 298624



CORTA APRIBILE

**genuFIT 25**

PR3-G1125

RDM: 298624



CORTA

**genuFIT 25A**

PR3-G1125A

RDM: 298624



CORTA APRIBILE

**CARATTERISTICHE**

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante e tiranti di chiusura a Velcro® per un maggior comfort
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- **Solo modelli tubolari (Genufit 29, 25):**
  - Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- **Solo modelli apribili (Genuskill 29A, 25A):**
  - Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo.

**INDICAZIONI**

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)



Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni. Flessione, estensione o blocco: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°



Nuovo snodo CLICK-CLACK policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei e SENZA alcun utensile:

- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

Codice	PR3-G1129 • PR3-G1129A • PR3-G1125 • PR3-G1125A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	nero					

ambidestro

**genuFIT**

Ortesi per ginocchio in tessuto Aer-OS con aste articolate policentriche a controllo F-E

**genuFIT 30**

PR3-G1130

RDM: 298624



LUNGA

**genuFIT 30A**

PR3-G1130A

RDM: 298624



LUNGA APRIBILE

**genuFIT 27**

PR3-G1127

RDM: 298624



LUNGA

**genuFIT 27A**

PR3-G1127A

RDM: 298624



LUNGA APRIBILE

**INDICAZIONI**

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)



Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni. Flessione, estensione o blocco: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°



Nuovo snodo CLICK-CLACK policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei e SENZA alcun utensile:  
 - Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°  
 - Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°  
 - Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

**CARATTERISTICHE**

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante e tiranti di chiusura a Velcro®
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X
- Inserto elastico posteriore, nella parte prossimale di coscia
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- **Solo modelli tubolari (Genufit 30, 27):**
  - Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso
- **Solo modelli apribili (Genuskill 30A, 27A):**
  - Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo.

Codice	PR3-G1130 • PR3-G1130A • PR3-G1127 • PR3-G1127A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Colore	nero					

ambidestro

## object

## Ortesi per ginocchio in neoprene con aste articolate

### object 15 PR3-415N RDM: 107526



CON STABILIZZATORE ROTULEO

#### INDICAZIONI

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)
- Lieve instabilità latero-mediale della rotula
- Artrosi femoro-rotulea



Coppia di aste policentriche per la stabilizzazione medio-laterale con possibilità di limitazione della flessione a 60° o 90°.

### object 20 PR3-420 RDM: 107526



APRIBILE

#### INDICAZIONI

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Soffice vellutino interno per un migliore comfort e per evitare una eccessiva sudorazione
- Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
- **Solo Object 15:** Tasca perirrotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
- **Solo Object 20:** apertura frontale con linguette di chiusura a Velcro®

Codice	PR3-415N • PR3-420					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Colore	nero e blu					

ambidestro

## activum

Ortesi per ginocchio in neoprene con aste articolate policentriche a controllo F-E

### activum 29

PR3-9429

RDM: 107619



IN ESAURIMENTO



CORTA

### activum 29A

PR3-9429A

RDM: 107619



IN ESAURIMENTO



CORTA APRIBILE

### activum 30

PR3-9430

RDM: 107619



IN ESAURIMENTO



LUNGA

### activum 30A

PR3-9430A

RDM: 107619




IN ESAURIMENTO



LUNGA APRIBILE

#### INDICAZIONI

- Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale
- Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell'attività sportiva
- Instabilità cronica latero-mediale
- Artrosi femoro/rotulea
- Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)



Snodo policentrico facilmente regolabile dall'esterno tramite perni. Flessione, estensione o blocco: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Asole di presa al bordo superiore per l'applicazione
- Foro popliteo
- **Solo modelli tubolari (Activum 29, 30):**
  - Foro rotuleo rinforzato
- **Solo modelli apribili (Activum 29A, 30A):**
  - Apertura frontale con chiusura a Velcro®

Codice	PR3-9429 • PR3-9429A • PR3-9430 • PR3-9430A					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/56
Colore	blu					

ambidestro

## immok

## Ortesi per immobilizzazione del ginocchio

### immok 0°

PR3-8104 | PR3-8105  
PR3-8106 | PR3-8107

RDM: 107665



0°

#### INDICAZIONI

- Necessità di immobilizzazione con ginocchio in estensione (post-chirurgica o post-traumatica)

### immok 20°

PR3-8104/F | PR3-8105/F  
PR3-8106/F | PR3-8107/F

RDM: 107665



20°

#### INDICAZIONI

- Necessità di immobilizzazione con ginocchio a 20° (post-chirurgica o post-traumatica)



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in morbida gommaschiuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Pannelli mediale e laterale regolabili
- Apertura rotulea
- Lavabile
- **Solo Immok 0°:** aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili
- **Solo Immok 20°:** aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili posizionate con una flessione di 20°

Codice	PR3-8104	PR3-8105	PR3-8106	PR3-8107
<b>Immobilizzazione a</b>	0°	0°	0°	0°
<b>Lunghezza cm</b>	40	50	60	70

Codice	PR3-8104/F	PR3-8105/F	PR3-8106/F	PR3-8107/F
<b>Immobilizzazione a</b>	20°	20°	20°	20°
<b>Lunghezza cm</b>	40	50	60	70
<b>Colore</b>	nero			

ambidestro

go up

Ortesi per ginocchio post-operatoria a movimento graduato

## go up BASIC

PR3-24045

RDM: 2555260



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

Novità



## go up PRO

PR3-24046

RDM: 2555260



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

Novità



TELESCOPICA

### INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore)
- Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio
- Osteotomie varizzanti o valgizzanti



Nuovo snodo „PUSH&SET“ di regolazione della flessione-estensione, in materiale polimerico, leggero; impostabile intuitivamente e in maniera sicura:

- Flessione: da -10° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +90° con passo 10°
- Possibilità di blocco rapido dell'articolazione, con apposito pulsante, da -10° a +90° con passo 10°

### CARATTERISTICHE

- Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste; foderate solo esternamente, sono tagliabili, per un perfetto adattamento alla circonferenza della gamba
- **Solo Go up BASIC:**
  - Asta articolata in lega leggera d'alluminio; con asole passacinghia
  - Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
  - Imbottiture intere
- **Solo Go up PRO:**
  - Asta articolata in lega leggera d'alluminio. Regolazione telescopica della lunghezza tramite semplici pulsanti presenti sulle valve in materiale polimerico
  - Valve passacinghie con sistema autoagganciante strutturale
  - Imbottiture scheletriche

Codice	PR3-24045	PR3-24046
Taglia	universale	universale
Lunghezza aste cm	56	56-65
Colore	grigio	

ambidestro

### go up OPEN

PR3-G1043

RDM: 298619



VERSIONE OPEN

### go up + go up REHAB

PR3-G1042

PR3-G1041

RDM: 298619



### go up T

PR3-G1046

RDM: 1911974



TELESCOPICA

### go up pcl

PR3-G1044

RDM: 298619



PCL

#### INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore)
- Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio
- Osteotomie varizzanti o valgizzanti



Snodo di regolazione non-metallico, leggero e impostabile intuitivamente

- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell'articolazione da 0° a +60° con passo 10°

#### CARATTERISTICHE

- Valve passacinghie con sistema autoagganciante strutturale
- Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili e lavabili
- Imbottiture in MTP per limitare la migrazione del tutore e proteggere la gamba dal contatto diretto con le aste
- Foderate solo esternamente, sono tagliabili, per un perfetto adattamento alla circonferenza della gamba
- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio
- **Solo Go up:** disponibile in versione accorciata Rehab
- **Solo Go up e Go up OPEN:**
  - Possibilità di accorciare il tutore mediante segni guida incisi sulle aste
- **Solo Go up T:**
  - Regolazione telescopica dell'asta tramite semplici pulsanti presenti sulle valve
- **Solo Go up PCL:**
  - Cuscinetto retro-tibiale gonfiabile per scaricare selettivamente il PCL
  - Cinturini anteriore e posteriore distinti, per garantire un preciso posizionamento delle aste lungo la linea mediana della gamba

Codice	PR3-G1043 - PR3-G1042		PR3-G1041
Taglia	Regular	Long	Rehab
Lunghezza arto inguine - caviglia cm	< 81	> 81	
Lunghezza aste cm	56	65	40
Colore	nero		

ambidestro

Codice	PR3-G1046	PR3-G1044
Taglia	universale	universale
Lunghezza aste cm	50-65	56
Colore	nero	

ambidestro

pluspoint

Ortesi funzionale per ginocchio

## pluspoint FAST

PR3-22040 R

PR3-22040 L

RDM: 2226542



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

PATENT: EP3492050



PRESA ANTERIORE

40 cm

## pluspoint 4

PR3-33040 DX

PR3-33040 SX

RDM: 80772



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI


PATENT: EP3492050



40 cm

### INDICAZIONI

- Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate
- Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative
- Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni
- Protezione dei legamenti durante attività sportiva



Snodo CLICK-CLACK policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei e SENZA alcun utensile:


- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

### CARATTERISTICHE

- Telaio:
  - leggero e resistente, in speciale lega di alluminio, sagomabile (modellazione facilitata sulle prese di coscia e tibia)
  - design anatomico che si adatta in modo ottimale all'arto
- Sistema di chiusura:
  - cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per un miglior adattamento
  - imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di morbido vellutino, prive di cuciture e incollature
- Imbottitura del telaio:
  - rivestimento interno in materiale anallergico, anti-scivolo, di tessuto multi-grip
  - fissata tramite automatici a basso profilo per garantirne un posizionamento sicuro (staccabile per operazioni di pulizia)
- Cuscinetto condiloideo mediale anatomico premontato per un'ottimale stabilità
- Due set di imbottiture condilari di diverso spessore in dotazione
- **Solo Plus Point Fast**
  - Presa completamente anteriore per una facile calzata (non occorre infilare il tutore dal piede)
  - Fibbie di chiusure a leva con pulsante di sicurezza, per indossare l'ortesi senza utilizzare le chiusure a Velcro® (regolate solo alla prima applicazione)
  - Extra-spessore sul telaio ai lati della tibia per un comfort ottimale

Codice	PR3-22040 R • PR3-22040 L PR3-33040 DX • PR3-33040 SX				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Colore	nero				

indicare destro o sinistro





### pluspoint 3

PR3-9540 DX

PR3-9540 SX

RDM: 80772



40 cm

### pluspoint 3 short

PR3-9530 DX

PR3-9530 SX

RDM: 80772



36,5 cm

CORTA

#### INDICAZIONI

- Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate
- Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative
- Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni
- Protezione dei legamenti durante attività sportiva



Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite cunei (estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 90°; blocco: 0°, 10°, 20°, 30°)

#### CARATTERISTICHE

- Telaio:
  - leggero e resistente, in speciale lega di alluminio, sagomabile (modellazione facilitata sulle prese di coscia e tibia)
  - design anatomico che si adatta in modo ottimale all'arto
- Sistema di chiusura:
  - cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per un miglior adattamento
  - imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di morbido vellutino, prive di cuciture e incollature
- Imbottitura del telaio:
  - rivestimento interno in materiale anallergico, anti-scivolo, di tessuto multi-grip
  - fissata tramite automatici a basso profilo per garantirne un posizionamento sicuro (staccabile per operazioni di pulizia)
- Cuscinetto condiloideo mediale anatomico premontato per un'ottimale stabilità
- Due set di imbottiture condilari di diverso spessore in dotazione

Codice	PR3-9540 DX • PR3-9540 SX					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	34/39	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Colore	nero					

indicare destro o sinistro

Codice	PR3-9530 DX • PR3-9530 SX				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Colore	nero				

indicare destro o sinistro

## genuFEEL OA

## Ortesi per gonartrosi

**PR3-24014 R**  
**PR3-24014 L**  
RDM: 2555290



PATENT: EU, US, CN  
pending




SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI

**Novità**



### INDICAZIONI

- Gonartrosi unicompartmentale moderata
- Post-intervento a carico della cartilagine o dei menischi



Snodo a cunei per la regolazione della flesso-estensione  
Estensione: 5°, 10°, 15°, 20° o 25°  
Flessione: 45°, 60°, 75° o 90°

### CARATTERISTICHE

- Sistema di chiusura e tensionamento esclusivo:
  - Semplice e veloce, con fibbie di chiusura a incastro e leve di tensionamento
  - Pressione di scarico distribuita tramite apposito anello, per un maggior comfort
- Efficace:
  - "Alleggerimento" monolaterale del carico tramite sistema di spinta a tre punti
  - Entra in funzione quando necessario: da seduti la pressione diminuisce, in posizione eretta il sistema di cinghie entra in tensione
- Base in tessuto elastico e traspirante "Aer-OS light":
  - apertura anteriore per una facile calzata
  - morbidi puntali a tasca per facilitare la chiusura
- Valve in tecnopolimero per una ottimale distribuzione della pressione e un efficace ancoraggio all'arto.
- Asta monolaterale in acciaio, con possibilità di limitazione di flessione (20°, 40°) ed estensione (0°, 10°)
- Stecca in materiale polimerico, integrata con l'anello di scarico, per un corretto posizionamento del tutore
- Cuscinetto in gel a ulteriore protezione della pressione esercitata dall'anello di spinta
- Imbottiture a ulteriore protezione delle valve
- Regolazione a Velcro® dei cinturini

Codice	PR3-24014 R • PR3-24014 L						
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Circonferenza 15cm sopra centro ginocchio cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	67-74	74-81
Colore	grigio						

Indicare destro o sinistro

**DESTRA** = per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)

**SINISTRA** = per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)



## Come funzionano le nostre ginocchiere per Gonartrosi:

- **DESTRA** = per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)
- **SINISTRA** = per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)



## KOA

### Ortesi per gonartrosi

**PR3-20014 R**  
**PR3-20014 L**  
RDM: **2224487**



SOLO  
RIVENDITORI  
AUTORIZZATI



#### INDICAZIONI


- Gonartrosi unicompartmentale moderata
- Post-intervento a carico della cartilagine o dei menischi



Snodo a regolazione intuitiva per impostare:  
- Flessione (0°, 10°, 20°, 30°, 40°) - Estensione (45°, 60°, 75°, 90°)

#### CARATTERISTICHE

- Sistema brevettato di cinghie:
  - efficace "alleggerimento" monolaterale del carico tramite sistema di spinta a tre punti
  - entra in funzione quando necessario: da seduti la pressione diminuisce, in posizione eretta il sistema di cinghie entra in tensione
  - facile tensionamento con sistema a verricello
  - facile regolazione
- Base in tessuto elastico PlusComfort: internamente in cotone per il massimo comfort, esternamente in poliestere per la massima resistenza
- Valve in tecnopolimero leggero e adattabile alla gamba, con sedi per aggancio fibbie
- Asta monolaterale in lega leggera di alluminio, con possibilità di limitazione di flessione (0°, 10°, 20°, 30°, 40°) ed estensione (45°, 60°, 75°, 90°)
- Fibbie a fungo con tiretto incorporato per facilitare il tensionamento; richiamo magnetico del tiretto per fissarlo dopo essere stato utilizzato
- Imbottitura condilare in technogel per "dissipare" la pressione esercitata dal sistema di cinghie
- Cinghie regolabili a misura tramite pratici velcri ad Y
- Cinghie di coscia e polpaccio con elemento elastico per un maggior comfort durante il movimento; con imbottiture posizionabili a Velcro®



Codice	PR3-20014 R • PR3-20014 L					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/54
Colore	grigio					

indicare destro o sinistro

**DESTRA** = per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)

**SINISTRA** = per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)

## ORTHO-A

### Ortesi per gonartrosi

**PR3-91014 DX**  
**PR3-91014 SX**  
RDM: **1680322**



#### INDICAZIONI

- Gonartrosi unicompartmentale moderata
- Post-intervento a carico della cartilagine o dei menischi



Snodo a cunei per la regolazione della flesso-estensione  
- Estensione: 5°, 10°, 15°, 20° o 25° - Flessione: 45°, 60°, 75° o 90°

#### CARATTERISTICHE

- Struttura leggera in lega di alluminio e tecnopolimero
- Asta monolaterale per una migliore vestibilità ed efficacia; con meccanismo di leveraggio per scaricare il comparto mediale o laterale del ginocchio
- Fibbie di chiusura migliorate con l'aggiunta di un pulsante di sicurezza per indossare l'ortesi senza utilizzare le chiusure a Velcro® (regolate solo alla prima applicazione)
- 4 tiranti imbottiti e numerati per facilitarne la chiusura
- Doppio snodo di regolazione della spinta laterale/mediale
- Morbide imbottiture staccabili e lavabili
- Appoggio condilare aggiuntivo
- Cunei per limitare l'estensione a 5°, 10°, 15°, 20° o 25° e la flessione a 45°, 60°, 75° o 90°


Codice	PR3-91014 DX • PR3-91014 SX
Taglia	universale
Colore	grigio

indicare destro o sinistro

**DESTRA** = per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)

**SINISTRA** = per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)





GAMBA

CAVIGLIA



## mioSKILL 34

Supporto per polpaccio

**mioSKILL 34**  
PR4-33134  
RDM: 1680312



IN ESAURIMENTO



### INDICAZIONI

- Contratture e distrazioni muscolari e del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo trauma muscolare



### CARATTERISTICHE MIOFIT 34

- Struttura in tessuto BreathSkill
- Parte posteriore in CompresSkill

Codice	PR4-33134			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polpaccio cm	33/35	35/38	38/43	43/48
Colore	grigio			

ambidestro

## mioFIT 34

Supporto per polpaccio in tessuto Aer-OS

**mioFIT 34**  
PR4-A1134  
RDM: 298599



### INDICAZIONI

- Contratture e distrazioni muscolari e del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo trauma muscolare

### CARATTERISTICHE MIOFIT 34

- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante

Codice	PR4-A1134			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. polpaccio cm	33/35	35/38	38/43	43/48
Colore	nero			

ambidestro



## I tessuti della nostra LINEA SKILL

### NUOVA TRASPIRABILITÀ E COMPRESIONE MIRATA

**BreathSkill**, il tessuto che costituisce la maggior superficie di contatto è stato creato per lasciar respirare la cute:

- Morbido e traspirante
- Tessitura in 3D
- Copertura esterna in speciale trama a rete per una maggiore resistenza

### CompresSkill:

- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all'arto

L'azione sinergica di **BreathSkill** e **CompresSkill** assicura supporto dove serve e gentilezza tutt'intorno.

## malleoLASTIK

Cavigliera elastica in maglia

### malleoLASTIK 37

PR4-90137

RDM: 1383005



### malleoLASTIK PLUS

PR4-90137F

RDM: 2555788



Novità



#### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata
- Disegno anatomico
- Inserti in silicone per l'alloggiamento dei malleoli
- Bordo superiore rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione

Codice	PR4-90137 • PR4-90137F						
Taglia	0	1	2	3	4	5	6
Circonf. caviglia cm	15/17	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29
Colore	PR4-90137 blu • PR4-90137F giallo fluo						

ambidestro

## malleoSkill 37

Cavigliera

PR4-33137

RDM: 1680319



IN ESAURIMENTO



#### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto BreathSkill
- Parte posteriore in CompresSkill
- Apertura al tallone

Codice	PR4-33137			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. caviglia cm	15/20	20/25	25/30	30/36
Colore	grigio			

ambidestro

## malleoFIT 37

Cavigliera in tessuto Aer-OS

**PR4-A1137**

RDM: **298601**



### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Apertura al tallone

Codice	PR4-A1137			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. caviglia cm	15/20	20/25	25/30	30/36
Colore	nero			

ambidestro

## object

Cavigliera in neoprene

**object 37**

**PR4-8237**

RDM: **189807**



### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

**object 80**

**PR4-8280**

RDM: **189807**



CON STECCHE A SPIRALE

### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi di entità minore (I grado)
- Quadri infiammatori di entità moderata (tendinopatie peronieri)
- Artralgie minori
- Artrosi della tibio-tarsica

### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Apertura al tallone
- Lavabile
- **Solo Object 80:**
  - Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
  - Chiusura alla caviglia con cinturini a Velcro®

Codice	PR4-8237 • PR4-8280			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. caviglia cm	15/20	20/25	25/30	30/36
Colore	PR4-8237 beige • PR4-8280 blu			

ambidestro



## malleoLITE

Cavigliera con tiranti elastici a 8

**PR4-33080**

RDM: **1853005**



### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio-tarsica di I grado
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei
- Artralgie minori



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, traspirante, indemagliabile e antistatico
- Design anatomico e struttura aperta per una calzatura agevolissima
- Chiusura posteriore a Velcro®
- Tiranti elastici a incrocio sul collo del piede

Codice	PR4-33080		
Taglia	S	M	L
Circonf. collo del piede tallone cm	24-28	28-33	33-38
Colore	nero		

Ambidestro

## malleoSkill 81

Cavigliera con tiranti elastici a 8 e stecche a spirale

**PR4-33181**

RDM: **1680319**



IN ESAURIMENTO



CON STECCHE A SPIRALE

### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado
- Tendinopatie acute
- Recupero funzionale post-chirurgico
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado
- Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto BreathSkill
- Collo del piede in CompresSkill
- Apertura al tallone
- Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
- Tiranti ad incrocio sul collo del piede, con passaggio sub-plantare per la massima stabilità, con chiusura a Velcro®
- Cinturino di chiusura superiore a Velcro®

Codice	PR4-33181			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. collo del piede tallone cm	26/29	29/32	32/35	35/38
Colore	grigio			

ambidestro

# Gamba-caviglia > Cavigliere con tiranti a 8

## malleoFIT 81

Cavigliera in tessuto Aer-OS con tiranti elastici ad 8 e stecche a spirale

PR4-A1181

RDM: 298601



CON STECCHE A SPIRALE

### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado
- Tendinopatie acute
- Recupero funzionale post-chirurgico
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado
- Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica



### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto Aer-OS traspirante
- Sistema di chiusura superiore con cinghia di stabilizzazione e fibbia
- Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
- Tiranti ad incrocio sul collo del piede, con passaggio sub-plantare per la massima stabilità, con chiusura a Velcro®
- Apertura al tallone

Codice	PR4-A1181			
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Circonf. collo del piede tallone cm</b>	26/29	29/32	32/35	35/38
<b>Colore</b>	nero			

ambidestro

## object 81

Cavigliera in neoprene con tiranti elastici ad 8 e stecche a spirale

PR4-8281

RDM: 189807



CON STECCHE A SPIRALE

### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado
- Tendinopatie acute
- Recupero funzionale post-chirurgico
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado
- Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica



### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
- Apertura al tallone
- Tiranti ad incrocio sul collo del piede, con passaggio sub-plantare per la massima stabilità, con chiusura a Velcro®
- Cinturino di chiusura superiore a Velcro®

Codice	PR4-8281			
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Circonf. collo del piede tallone cm</b>	26/28	29/31	32/34	35/37
<b>Colore</b>	nero			

ambidestro

## malleorapid

Cavigliera con stecche in acciaio e tiranti elastici ad 8

PR4-24081

RDM: 2537738



Novità



CON STECCHE IN ACCIAIO

### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado
- Tendinopatie acute
- Recupero funzionale post-chirurgico
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva in postumi traumi distorsivi di II e III grado
- Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica



### CARATTERISTICHE

- Tessuto di base in rete tridimensionale per garantire tenuta e massima traspirabilità
- Tessuto di rinforzo laterale e mediale per proteggere dal contatto con le stecche
- Stecche di stabilizzazione mediale e laterale in acciaio, modellabili su misura
- Apertura posteriore con chiusura a Velcro® per una facile calzatura
- Sistema di regolazione a cordino, con fibbia di chiusura rapida, per un veloce e preciso adattamento del tutore alla morfologia della caviglia.
- Tasca in lycra per riporre il cordino
- Tiranti elastici ad incrocio sul collo del piede per la massima stabilità, con chiusura a Velcro®
- Anatomica e a basso profilo, per entrare nella maggioranza delle scarpe

Codice	PR4-24081		
<b>Taglia</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Circonferenza caviglia cm</b>	19/22	22/26	26/30
<b>Colore</b>	grigio		

ambidestro

## malleostrong PRO

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture in schiuma e tirante latero-mediale

PR4-A1028 DX  
PR4-A1028 SX  
RDM: 298614



### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi di II e III grado
- Recupero funzionale post chirurgico
- Recupero funzionale in postumi fratture malleolari
- Instabilità cronica della tibio tarsica e attività sportiva



### CARATTERISTICHE

- Struttura sottile in Breath-o-prene®
- Valve in plastica mediale e laterale inserite nel tutore, protette da morbide imbottiture in MTP
- Cinturino di chiusura elastico posteriore
- Cinghia latero-mediale di chiusura e rinforzo, accorciabile
- Anatomica

Codice	PR4-A1028 DX • PR4-A1028 SX				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Misura scarpa	30/34	35/38	39/42	43/47	> 47
Colore	nero				

indicare destro o sinistro

## airstrong

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture ad aria gonfiabili

PR4-A1029  
RDM: 2462414



### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi II e III grado
- Recupero funzionale post chirurgico
- Recupero funzionale postumi fratture malleolari
- Instabilità cronica della tibio tarsica e attività sportiva



### CARATTERISTICHE

- Imbottiture ad aria gonfiabili
- Struttura bivalva anatomicamente sagomata realizzata in materiale plastico leggero e resistente
- Facilmente adattabile alla larghezza del tallone grazie alla regolazione a Velcro®
- Facile da indossare grazie all'apertura completa
- Pompetta inclusa

Codice	PR4-A1029
Taglia	universale
Colore	bianco

ambidestro

# Gamba-caviglia > Tutori di posizionamento notturno

## malleonite

Tutore per caviglia di posizionamento, notturno

PR4-90062  
RDM: 1402883



### INDICAZIONI

- Fascite plantare
- Tendinopatie dell'achilleo
- Cadute flaccide del piede
- Dolore al risveglio

### CARATTERISTICHE

- Struttura polimerica snodata per il posizionamento personalizzato tramite cinturino di regolazione della flessione plantare
- Imbottitura soffice e confortevole
- Cinturini a Velcro® per la regolazione su polpaccio e piede, imbottiti per un comfort ottimale
- Cinturino aggiuntivo in dotazione applicabile a livello caviglia

Codice	PR4-90062	
Taglia	S/M	L/XL
Misura scarpa	36/42	43/48
Colore	nero	

ambidestro

equal

Tutore a stivaletto rigido

## equal 400

PR4-400

RDM: 2389781



ALTO

### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo fratture malleolari
- Traumi distorsivi di III grado
- Fase postchirurgica di osteosintesi di fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo
- Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali

### CONTROINDICAZIONI

L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria

## equal 450

PR4-450

RDM: 2389086



BASSO

### INDICAZIONI

- Lesioni dei tessuti molli
- Distorsioni di caviglia da moderate a gravi
- Lesioni e dolori di avampiede, piede e tallone
- Fratture stabili di piede e/o caviglia
- Post-operatorio



OPTION: PR4-501

### CARATTERISTICHE

- Struttura in materiale plastico resistente e leggero
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura interna della suola in evazote atossico
- Cinturini con la chiusura a Velcro®
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Imbottitura dello stivaletto in soffice gommaschiuma bifoderata in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Imbottitura lavabile

Codice	PR4-400 • PR4-450				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Misura scarpa	33/36	36/39	39/44	44/47	> 47
Colore	nero				

ambidestro

### OPTION:

PR4-501 rialzi per tallone, indicare destro e sinistro



Vuoi essere sempre aggiornato sulle offerte a te riservate?  
Contatta il tuo agente di zona.

Inquadra il  
qr code e visita  
le sezione agenti



## airstep tight walker

### Tutore a stivaletto rigido con due imbottiture ad aria gonfiabili

#### PR4-550N



ALTO

#### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo fratture malleolari
- Traumi distorsivi di III grado
- Fase postchirurgica di osteosintesi di fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo
- Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali

#### CONTROINDICAZIONI

L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria

#### PR4-560N



BASSO

#### INDICAZIONI

- Lesioni dei tessuti molli
- Distorsioni di caviglia da moderate a gravi
- Lesioni e dolori di avampiede, piede e tallone
- Fratture stabili di piede e/o caviglia
- Post-operatorio



**OPTION: PR4-501**  
Rialzi per tallone

#### CARATTERISTICHE

- Valve di rinforzo, anteriore e posteriore, per una maggiore stabilità
- Struttura in materiale plastico, leggera e resistente; parte terminale in materiale gommoso
- Imbottitura gonfiabile ad aria per un'ottimale aderenza all'arto e una migliore stabilizzazione
- Pompetta integrata per gonfiare/sgonfiare l'imbottitura
- Suola in materiale antiscivolo
- Imbottitura aggiuntive in dotazione per ulteriore adattamento alla gamba

Codice	PR4-550N • PR4-560N			
Taglia	S	M	L	XL
Misura scarpa	35/39	39/44	44/47	>47
Colore	grigio			

ambidestro

#### OPTION:

**PR4-501** Rialzi per tallone, indicare destro o sinistro

#### OPTION:

**PR4-505** Diabetic Set, ambidestro



**OPTION: PR4-505**

## Gamba-caviglia > Tutori a stivaletto con R.O.M.

## r.o.m. walker

### Tutore a stivaletto articolato

#### PR4-600

RDM: 2389781



#### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo fratture malleolari
- Traumi distorsivi di caviglia di III grado
- Recupero post chirurgico fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia, tendine di Achille
- Recupero deambulazione in ritardi di consolidazione delle fratture tibia
- Piede di Charcot

#### CONTROINDICAZIONI

L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in materiale plastico resistente e leggero
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura interna della suola in evazote atossico
- Cinturini per la chiusura a Velcro®
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Rivestimento dello stivaletto in soffice gommaschiuma bifoderata con nylon garzato per la presa a Velcro®
- Rivestimento imbottito lavabile

Codice	PR4-600		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	36/39	39/44	44/47
Flessione plantare	0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°		
Flessione dorsale	0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°		
Colore	nero		

ambidestro

## ventral afo

### Ortesi dinamica per il sollevamento del piede in fibra di carbonio

**PR4-VENTR. DX**  
**PR4-VENTR. SX**



#### INDICAZIONI

- Paresi del nervo peroneo
- Lesioni delle radici lombari
- Piede equino
- Instabilità del ginocchio
- Amputazione dell'alluce
- Poliomielite
- Ictus
- Debolezza del muscolo quadricipite
- Amputazione parziale del piede

#### CONTROINDICAZIONI

- Deformazione significativa del piede o del malleolo
- Edema acuto
- Paralisi spastica da lieve a grave
- Contrattura muscolare nella zona tibiale anteriore o posteriore, che non può essere facilmente eliminata con l'utilizzo dell'ortesi

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in fibra di carbonio rinforzata per un ottimo sostegno
- Suola in fibra di carbonio sottile, adattabile a diverse calzature
- Valva anteriore regolabile in altezza, realizzata in materiale polimerico (termoformabile)
- Chiusure a Velcro® al polpaccio, con anello di rimando
- Leggero

Codice	PR4-VENTR. DX • PR4-VENTR. SX			
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Altezza cm</b>	39/42	41/43	43/46	43/46
<b>Lunghezza plantare cm</b>	22/24	24/26	26/29	29/31
<b>Colore</b>	nero			

indicare destro o sinistro

## carbon afo

### Tutore per piede ciondolante in fibra di carbonio

**PR4-KTAFO DX**  
**PR4-KTAFO SX**

RDM: **2223524**



#### INDICAZIONI

- Piede flaccido
- Ictus
- Sclerosi multipla
- Disturbi neurologici
- Amputazione dell'avampiede

#### CONTROINDICAZIONI

- Deformità macroscopica del piede o della caviglia
- Edema acuto
- Spasticità, da moderata a severa
- Contrattura dei muscoli tibiale anteriore e tibiali posteriori non risolvibile con la semplice postura dell'apparecchio

#### CARATTERISTICHE

- Struttura a spirale per apportare resistenza ed elasticità; pre-caricata per dare al piede sostegno costante
- Struttura in fibra di carbonio rinforzata per un ottimo sostegno. Suola in fibra di carbonio sottile, adattabile a diverse calzature
- Leggero
- Chiusura a Velcro® al polpaccio, con anello di rimando
- Imbottitura della presa polpaccio in MTP rivestito in tessuto tecnico a contatto con il corpo
- Lavabile

Codice	PR4-KTAFO DX • PR4-KTAFO SX		
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Altezza cm</b>	36	39	42
<b>Misura scarpa</b>	33/38	38/43	43/48
<b>Colore</b>	nero		

indicare destro o sinistro

## afo

## Tutore per piede ciondolante

### afo light

PR4-9050 DX

PR4-9050 SX

RDM: 189828



IN POLIPROPILENE

### afo extrastrong

PR4-9051 DX

PR4-9051 SX

RDM: 189828



EXTRASTRONG

#### INDICAZIONI

- Cadute flaccide del piede
- Equinismi spastici di lieve e media entità

#### CARATTERISTICHE

- Pannello morbido di protezione di tibia e polpaccio (in MTP biaccoppiato con vellutino)
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio
- Velcro® di chiusura sul collo del piede
- **Solo Afo Light:** - Struttura in polipropilene con bordi arrotondati - Modificabile a caldo
- **Solo Afo Extrastrong:** Struttura in polioossimetilene (resina acetica) non igroscopico, indeformabile, resistente ed elastico

Codice	PR4-9050 DX • PR4-9050 SX • PR4-9051 DX • PR4-9051 SX			
Taglia	S	M	L	XL
Altezza cm	28	29	34	39
Misura scarpa	35/39	40/43	41/44	> 44
Colore	PR4-9050 DX • PR4-9050 SX bianco PR4-9051 DX • PR4-9051 SX azzurro chiaro			

indicare destro o sinistro

## affix

## Tutore per piede ciondolante

### affix

PR4-20050

RDM: 1984892



### affix OPTION

PR4-20051 DX

PR4-20051 SX

RDM: 1984917



#### INDICAZIONI

- Paralisi flaccide del piede
- Equinismi spastici di lieve entità

#### CARATTERISTICHE

- Affix va usato SOLO con le scarpe a stringhe, a meno che non lo si abbinò con Affix Option
- A basso profilo
- Struttura in tessuto traforato traspirante
- Morbido Pad di aggancio alla scarpa
- Elastico di tensionamento per regolare i gradi di flessione
- Imbottitura in gel sul tendine d'Achille
- Chiusura tramite tiranti a Velcro®

Codice	PR4-20050			
Taglia	XS	S	M	L
Circonf. caviglia cm	13/17	17/21	21/25	25/29
Colore	nero			

ambidestro

#### Fascia mesopiede (per piede scalzo)

Codice	PR4-20051 DX • PR4-20051 SX		
Taglia	S	M	L
Circonf. mesopiede cm	17/21	21/25	25/29
Colore	nero		

indicare destro o sinistro

## fisio

## Tavoletta per la stabilizzazione e l'equilibrio

**PR4-6002/P**

RDM: 190126



PICCOLA

**PR4-6002/G**


RDM: 190126



GRANDE

### INDICAZIONI

- Rieducazione delle distorsioni di caviglia
- Rieducazione nell'instabilità di caviglia
- FKT post-operatoria di interventi ai legamenti della caviglia o al tendine d'Achille
- Rieducazione delle distorsioni di ginocchio



In caso di bisogno può essere scomposta in due singole tavolette

### CARATTERISTICHE

- In robusto materiale plastico, resistente alla rottura, durevole
- Superficie zigrinata antiscivolo
- Base gommata per garantire l'aderenza al pavimento
- Anello di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta
- Elevata mobilità in tutte le direzioni grazie alla base arrotondata

Codice	PR4-6002/P	PR4-6002/G
Misura cm	15x31	30x31
Peso g	440	900
Colore	verde	

universale





PIEDE



## heelift

Tutore di sospensione per la prevenzione e la gestione delle ulcere da decubito del tallone - Il prodotto è distribuito da Orthoservice Ro+Ten

### Classic Smooth Interior

PR5-HL9041 | PR5-HL9164  
PR5-HL7702



### Classic Convoluted Interior

PR5-HL7603 | PR5-HL9348



### Glide Smooth Interior

PR5-HL6477 | PR5-HL6279  
PR5-HL6460



### Glide Convoluted Interior

PR5-HL6484 | PR5-HL6453



### Glide Ultra

PR5-HL5500 | PR5-HL5203  
PR5-HL5401



#### INDICAZIONI

Prevenzione dell'ulcera da pressione e tutte le casistiche di ulcera da pressione del tallone o ferita traumatica/post chirurgica del tallone, anche per pazienti ad alto rischio con due o tre delle seguenti caratteristiche cliniche:

- punteggio 18 o meno della scala Braden
- prolungata immobilizzazione
- diabete con o senza neuropatia



Liscio per pazienti diabetici



Con trama ad onda



Liscio per pazienti diabetici



Con trama ad onda



Con fodera interna

Modello	Taglia	Circonferenza del polpaccio presa a 23 cm da terra	Codice
Heelift Classic Smooth Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL9041
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL9164
	Bariatric	15-23 in (38-58 cm)	PR5-HL7702
Heelift Classic Convoluted Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL7603
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL9348
Heelift Glide Smooth Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL6477
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL6279
	Bariatric	15-23 in (38-58 cm)	PR5-HL6460
Heelift Glide Convoluted Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL6484
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL6453
Heelift Glide Ultra	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL5500
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL5203
	Bariatric	15-23 in (38-58 cm)	PR5-HL5401

**OPTION: PR5-HL9898** Anti-Rotation Wedge

## heelift

Tutore di sospensione per la prevenzione e la gestione delle ulcere da decubito del tallone - Il prodotto è distribuito da Orthoservice Ro+Ten

### Afo Smooth Interior PR5-HL8105



### Afo Convoluted Interior PR5-HL8204



### Afo Ultra PR5-HL5302



CON SISTEMA RIGIDO POSTERIORE DI PROTEZIONE

#### INDICAZIONI

Prevenzione dell'ulcera da pressione e tutte le casistiche di ulcera da pressione del tallone o ferita traumatica/post chirurgica del tallone, anche per pazienti ad alto rischio con due o tre delle seguenti caratteristiche cliniche:

- punteggio 18 o meno della scala Braden
- prolungata immobilizzazione
- diabete con o senza neuropatia



Liscio per pazienti diabetici



Con trama ad onda



Con fodera interna

#### Modello

#### Taglia

#### Codice

Heelift AFO Smooth Interior

Universale

PR5-HL8105

Heelift AFO Convoluted Interior

Universale


PR5-HL8204

Heelift AFO Ultra

Universale

PR5-HL5302

**OPTION: PR5-HL9898** Anti-Rotation Wedge



### Traction PR5-HL9321



#### Modello

#### Taglia

#### Codice

Heelift Traction

Universale

PR5-HL9321

**heelift**

Tutore di sospensione per la prevenzione e la gestione delle ulcere da decubito del tallone - Il prodotto è distribuito da Orthoservice Ro+Ten

CARATTERISTICHE	HEELIFT CLASSIC		HEELIFT GLIDE			HEELIFT AFO		
	Smooth	Convolutated	Smooth	Convolutated	Ultra	Smooth	Convolutated	Ultra
Supporto di sospensione del tallone	●	●	●	●	●	●	●	●
Apertura per l'ispezione del tallone	●	●	●	●	●	●	●	●
Materiale esterno resistente			●	●	●	●	●	●
Fori di ventilazione	●	●	●	●	●	●	●	●
Supporto in nylon	●	●	●	●	●	●	●	●
Protezione per le dita			●	●	●	●	●	●
Morbidi cinturini di chiusura	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinturino per l'avampiede			●	●	●	●	●	●
Supporto semirigido posteriore						●	●	●
Materiale interno liscio	●		●			●		
Materiale interno onda		●		●			●	
Fodera interna					●			●



Gli imballaggi **heelift** sono biodegradabili certificati **d<sub>2</sub>w**

talufIT

Tallonette shock assorbenti

**talufIT 50**  
PR4-F1350  
RDM: 1383080



**INDICAZIONI**

- Talloniti e talalgie anteriori
- Morbo di Haglund e Sever
- Tendinopatie dell'achilleo
- Sproni calcaneari
- Borsiti retrocalcaneari



**talufIT 52**  
PR4-F1352  
RDM: 1383080



RINFORZATE

**CARATTERISTICHE**

- Struttura in polimero profumato ed elastico a doppia trama reticolare
- Anatomicamente conformate
- Entrano facilmente in ogni calzatura
- **Solo Taufit 50:** ideali per chi resta in piedi molte ore e cammina molto
- **Solo Taufit 52:** ideali per chi pratica sport

Codice	Taufit 50 PR4-F1350		Codice	Taufit 52 PR4-F1352		
<b>Taglia</b>	2	3	<b>Taglia</b>	1	2	3
<b>Peso della persona</b>	< 80 kg	> 80 kg	<b>Peso della persona</b>	< 50 kg	< 80 kg	> 80 kg
<b>Colore</b>	trasparente		<b>Colore</b>	antracite		

ambidestro, fornite a paio

ambidestro, fornite a paio

talusoft04

Tallonette con scarico calcaneare a nido d'ape

**PR4-F1304**  
RDM: 1383080



CON SCARICO CALCANEARE

**INDICAZIONI**

- Sproni calcaneari
- Talloniti e talalgie anteriori
- Morbo di Haglund e di Sever
- Tendinopatie dell'achilleo
- Borsiti retrocalcaneari
- Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva



**CARATTERISTICHE**

- Struttura anatomica in materiale viscoelastico
- Parte a contatto con il piede ricoperta in morbido tessuto
- Area di scarico a nido d'ape per il collocamento dello sprone calcaneare
- Adatte alle calzature da città, da lavoro, da sport

Codice	PR4-F1304		
<b>Taglia</b>	S	M	L
<b>Misura scarpa</b>	34/38	39/42	43/47
<b>Colore</b>	antracite		

fornite a paio

## hallus valgus

### Divaricatore per alluce valgo

**PR4-360 DX**  
**PR4-360 SX**  
 RDM: 2127497



#### INDICAZIONI

- Alluce valgo
- Distorsione dell'alluce



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in materiale plastico con imbottitura interna
- Cinturini di tensione con chiusura a Velcro®
- Morbide imbottiture per i cinturini

Codice	PR4-360 DX • PR4-360 SX		
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Misura scarpa</b>	34/36	37/40	41/46
<b>Colore</b>	bianco		

indicare destro o sinistro

## havar

### Tutore dinamico per alluce valgo

**PR4-21361**  
 RDM: 2217103



#### INDICAZIONI

- Alluce valgo
- Malposizionamento lieve o moderato dell'alluce
- Borsite metatarso-falangea dell'alluce



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in materiale polimerico, snodata in corrispondenza dell'articolazione metatarso-falangea
- Morbida imbottitura in schiuma
- Cinturini di regolazione a Velcro®
- Utilizzabile di notte, senza scarpe o all'interno di scarpe comode

Codice	PR4-21361
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Colore</b>	bianco

ambidestro


## podifer

## Plantare

### podifer 20

PR4-90020


RDM: 1383092



**FLEBOLOGICO CON GOCCIA DI SCARICO METATARSALE**

#### INDICAZIONI

- Vasculopatie
- Piede piatto o piede cavo
- Metatarsalgie



La presenza di una barra trasversale sostiene i metatarsi e ne ammortizza il contatto col terreno; inoltre intensifica la funzione pompa del plantare migliorando il ritorno venoso e stimolando la riflessologia di cuore e polmoni

#### CARATTERISTICHE

- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato. Favorisce il ritorno venoso grazie all'effetto pompa
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione

**Codice** PR4-90020

<b>Misura scarpa</b>	35	36	37	38	39	40	41
----------------------	----	----	----	----	----	----	----

**Colore** nero

fornite a paio

### podifer 30

PR4-90030

RDM: 1383092



**FLEBOLOGICO**

#### INDICAZIONI

- Vasculopatie
- Piede piatto o piede cavo



#### CARATTERISTICHE

- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato. Favorisce il ritorno venoso grazie all'effetto pompa
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione

**Codice** PR4-90030

<b>Misura scarpa</b>	40	41	42	43	44	45	46
----------------------	----	----	----	----	----	----	----

**Colore** nero

fornite a paio

### podifer 40

PR4-90040

RDM: 1383092



**REUMATICO**

#### INDICAZIONI

- Dita a martello in fase iniziale
- Alluce valgo in fase iniziale
- Dolori articolari
- Metatarsalgie
- Piede piatto o piede cavo



Lo speciale strato in EVA si automodella in base alla pressione cui è sottoposto, andando a riempire le zone a minor pressione e garantendo un maggior comfort

#### CARATTERISTICHE

- Strato superiore in tessuto tramato in fibra d'argento ad effetto antibatterico ed anti-odore naturale
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato con funzione ammortizzante
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione

**Codice** PR4-90040

<b>Misura scarpa</b>	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**Colore** nero

fornite a paio

## podifer

Plantare

### podifer 50

PR4-90050

RDM: 1383092



AMMORTIZZANTE CON GOCCIA DI SCARICO METATARSALE

#### INDICAZIONI

- Talloniti
- Fasciti plantari
- Piede piatto o piede cavo
- Metatarsalgie



La presenza di una barra trasversale sostiene i metatarsi e ne ammortizza il contatto col terreno; inoltre intensifica la funzione pompa del plantare migliorando il ritorno venoso e stimolando la riflessologia di cuore e polmoni

#### CARATTERISTICHE

- Strato superiore in tessuto tecnico di PA ed Elastan con zone a densità maggiore di filato per aumentarne la resistenza all'abrasione
- Il feltro PodoDry, portando il sudore verso l'esterno, salvaguarda la salute del piede
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato con funzione ammortizzante
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione
- Materiale shock-absorber per ammortizzare il primo contatto del piede col terreno

Codice	PR4-90050											
Misura scarpa	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Colore	nero											

fornite a paio

### podifer 60

PR4-90060

RDM: 1383092



AMMORTIZZANTE

#### INDICAZIONI

- Talloniti
- Fasciti plantari
- Piede piatto o piede cavo



#### CARATTERISTICHE

- Strato superiore in tessuto tecnico di PA ed Elastan con zone a densità maggiore di filato per aumentarne la resistenza all'abrasione
- Il feltro PodoDry, portando il sudore verso l'esterno, salvaguarda la salute del piede
- Strato intermedio visco-elastico a memoria di forma, in spessore ottimizzato con funzione ammortizzante
- Strato inferiore in PU, con funzione di protezione degli strati soprastanti da abrasione e deformazione. Facilita l'introduzione del plantare nella calzatura
- Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il sostegno del piede in prono-supinazione
- Materiale shock-absorber per ammortizzare il primo contatto del piede col terreno

Codice	PR4-90060											
Misura scarpa	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Colore	nero											

fornite a paio




## intercept

Tallonetta

### intercept


PR4-303



SEMPLICE

### intercept


PR4-304INT



CON FORO CALCANEARE CENTRALE

### soft-sole

PR4-304SS



CON FORO CALCANEARE DIREZIONATO

#### INDICAZIONI

- Talloniti e talalgie anteriori
- Morbo di Haglund e di Sever
- Tendinopatie dell'achilleo
- Borsiti retrocalcaneari
- Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in materiale visco-elastico
- Rivestimento superiore in morbido feltro
- Assorbimento biomeccanico e preciso degli urti
- Lavabile
- **Solo PR4-304 INT:**  
Foro centrale per il collocamento della spina calcaneare
- **Solo PR4-304 SS:**  
Foro direzionato per il collocamento della spina calcaneare

Codice	PR4-303 • PR4-304INT • PR4-304SS		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

fornite a paio

## Cuscinetto metatarsale

### intercept

PR4-311



#### INDICAZIONI

- Metatarsalgie
- Neuroma di Morton
- Caduta delle ossa metatarsali
- Piede reumatoide

## Rialzo longitudinale

### intercept

PR4-312



#### INDICAZIONI

- Sindrome pronatoria

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in materiale visco-elastico
- Lavabile
- **Solo PR4-311:** Rivestimento superiore in morbido feltro. Scanalature longitudinali per il collocamento dei metatarsi
- **Solo PR4-312:** - Rilievo centrale per il sostegno dell'arco longitudinale del piede. Utilizzabile sia singolarmente che abbinato ad una soletta

Codice	PR4-311 • PR4-312		
Taglia	S	M	L
Misura scarpa	35/39	40/43	44/48
Colore	blu		

fornite a paio

## stepper

## Ortesi post-operatoria per piede

### stepper SURG

PR4-23001

RDM: 2437659



#### INDICAZIONI

- Post-operatorio per stabilizzazione e scarico del piede (es. osteotomie del piede, alluce valgo, ...)



**Unisex**

Nessuna compensazione in altezza necessaria sull'arto controlaterale; a basso profilo

#### CARATTERISTICHE

##### SUOLA ANTISCIVOLO

- Rigida per ridurre la pressione su tallone e avampiede
- Profilo a barchetta che facilita la rollata del piede
- Forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- Soletta in EVA rimovibile per essere eventualmente adattata o sostituita

##### TOMAIA

- Leggera e traspirante
- Contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retro piede
- Completamente apribile per una facile calzata
- Cinturino a Velcro® sul collo del piede con anello di rimando; con imbottitura a protezione
- Chiusura simmetrica sull'avampiede, senza fibbie

Codice	PR4-23001					
Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL
Numero scarpa	34-36,5	37-38,5	39-41	41,5-43	43,5-45	45,5-47

fornita singolarmente – ambidestra

### stepper DIGIT

PR4-23002

RDM: 2437659



SCARICO AVAMPIEDE

#### INDICAZIONI

- Ortesi post operatoria per scarico avampiede



**Unisex**

Cuneo a 15° per lo scarico della pressione dall'avampiede

#### CARATTERISTICHE

##### SUOLA ANTISCIVOLO

- Forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- Soletta in EVA rimovibile per essere eventualmente adattata o sostituita

##### TOMAIA

- Leggera e traspirante
- Contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retro piede
- Completamente apribile per una facile calzata
- Cinturino a Velcro® sul collo del piede con anello di rimando; con imbottitura a protezione
- Chiusura simmetrica sull'avampiede, senza fibbie

Codice	PR4-23002					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Numero scarpa	33.5/37	37.5/39.5	40/41.5	42/44	44.5/47	

fornita singolarmente – ambidestra

### stepper CAL

PR4-23003

RDM: 2437659



SCARICO RETROPIEDE

#### INDICAZIONI

- Post-operatorio dopo interventi sia ai tessuti molli che ossei del tallone
- Sgravio selettivo della pressione dopo fratture
- Risanamento da ulcerazioni del retro piede



**Unisex**

Scarico selettivo della pressione dal tallone

#### CARATTERISTICHE

##### SUOLA ANTISCIVOLO


- Forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- Soletta in EVA rimovibile per essere eventualmente adattata o sostituita

##### TOMAIA

- Leggera e traspirante
- Contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retro piede
- Completamente apribile per una facile calzata
- Cinturino a Velcro® sul collo del piede con anello di rimando; con imbottitura a protezione
- Chiusura simmetrica sull'avampiede, senza fibbie

Codice	PR4-23003					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Numero scarpa	33.5/37	37.5/39.5	40/41.5	42/44	44.5/47	

fornita singolarmente – ambidestra



TRAZIONI

VARIE



## cervitrac

### Set completo per trazione cervicale

PR5-3019  
PR5-3020  
RDM: 108292



#### INDICAZIONI

- Artrosi cervicale
- Rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale
- Discopatie cervicali
- Cervicobrachialgia
- Riduzione d'ampiezza degli spazi intervertebrali



#### CARATTERISTICHE

##### Struttura composta da:

- Carrucola con attacco a porta
- Mentoniera, universale, bianco
- Archetto per attacco mentoniera, universale, argento
- Cordoncino in nylon
- Gancio
- **Solo PR5-3019** Sacchetto in tela
- **Solo PR5-3020** Sacca ad acqua, universale, capienza max 9 kg

Codice	PR5-3019	PR5-3020
Taglia	universale con sacchetto in tela	universale con sacchetto ad acqua

## trac OPTION

### Accessori per trazione cervicale

PR5-3021 / 3024 / 3034  
RDM:  
109100 mentoniera  
109104 carrucola  
109106 archetto



#### CARATTERISTICHE

##### Mentoniera:

- Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
- Fodera interna in cotone garzato
- Fodera esterna in nylon garzato per la presa a Velcro®
- Anelli a D per l'attacco dell'archetto
- Chiusura con cinturini a Velcro®
- Lavabile

Codice	PR5-3021 (mentoniera)	PR5-3024 (carrucola)	PR5-3034 (archetto)
Lunghezza cm	universale	universale	34
Colore	bianco	argento	argento

sacchetto  
porta acqua  
PR5-3022



sacchetto  
porta pesi in tela  
PR5-3023  
RDM: 109121



Codice	PR5-3022
Misura	universale
Capienza max.	9 kg / 20 libbre
Colore	trasparente

Codice	PR5-3023
Misura	universale
Colore	beige

## duraband

### Banda elastica in lattice naturale

**PB6001 / PB6006 5m**  
**PB6008 / PB6013 30m**  
RDM: **189966**



#### INDICAZIONI

- Rieducazione post-operatoria

#### CARATTERISTICHE

- Banda elastica in lattice naturale per esercizi di resistenza e recupero funzionale



**OPTION: PB6007** set impugnature Duraband

Codice	Colore	Resistenza	
<b>PB6001</b>	giallo	leggera	0,15 mm x 5 m
<b>PB6002</b>	arancio	moderata	0,20 mm x 5 m
<b>PB6003</b>	verde	media	0,25 mm x 5 m
<b>PB6004</b>	rosa	forte	0,30 mm x 5 m
<b>PB6005</b>	porpora	superforte	0,40 mm x 5 m
<b>PB6006</b>	argento	extraforte	0,45 mm x 5 m
<b>PB6008</b>	giallo	leggera	0,15 mm x 30 m
<b>PB6009</b>	arancio	moderata	0,20 mm x 30 m
<b>PB6010</b>	verde	media	0,25 mm x 30 m
<b>PB6011</b>	rosa	forte	0,30 mm x 30 m
<b>PB6012</b>	porpora	superforte	0,40 mm x 30 m
<b>PB6013</b>	argento	extraforte	0,45 mm x 30 m

**OPTION: PB6007** set impugnature Duraband

## bi-bike

### Allenatore motorizzato per la mobilizzazione passiva

**4KM-500**



#### INDICAZIONI

- Riabilitazione generale
- Ginnastica per le persone anziane
- Azione di sostegno per la pompa venosa e il drenaggio linfatico
- Esercizio a completamento di trattamenti con cinesiterapia tradizionale nelle gravi forme di disabilità croniche e progressive



#### CARATTERISTICHE

- Dispositivo anti-spasmo con blocco dell'attività di rotazione e segnale acustico
- Dispositivo di comando elettronico con computer di bordo
- 4 livelli di regolazione della velocità di pedalata: 15 cicli/min (basso), 30 cicli/min (medio-basso), 45 cicli/min (medioalto), 60 cicli/min (alto)
- 5 livelli di regolazione della durata: 3-6-9-12-15 min
- 2 tipi di movimento selezionabili: pedalata in avanti o indietro, con pausa di 2 secondi per cambio direzione
- Funzionamento con manopole e pedali a fissaggio facilitato
- Contagiri
- Contacalorie
- Countdown
- Funzione di esercizio pre-programmato
- Display elettronico per visualizzare dati e funzioni: tempo impostato, cicli/minuto, tempo reale di utilizzo, numero di cicli effettuati, consumo calorie, attivazione esercizio pre-programmato

<b>Codice</b>	<b>4KM-500</b>
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Colore</b>	<b>bianco</b>

KS-ZG-001



### INDICAZIONI

- Presidio per la deambulazione quando sia necessario favorire lo scarico dell'arto inferiore dal peso del corpo


### CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Stampelle in lega leggera di alluminio, ammortizzate
- Regolabili con un semplice pulsante
- Impugnatura ergonomica in polietilene
- Puntale di appoggio a terra in gomma

<b>Codice</b>	<b>KS-ZG-001</b>
---------------	------------------

<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
---------------	-------------------

<b>Colore</b>	<b>blu/grigio</b>
---------------	-------------------



ORTHO 14



## ORTHO 14-100

### Collare cervicale in gommapiuma

**PRO-OFT100**

RDM: **1573247**



#### INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta)
- Torcicollo
- Crisi vertiginose di origine cervicale

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma semirigida
- Rivestimento in maglina tubolare
- Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
- Radiotrasparente

Codice	PRO-OFT100
Taglia	universale
Altezza cm	6,5
Circonf. cm	20/30
Colore	beige

## ORTHO 14-105

### Collare cervicale bivalva con foro tracheale

**PRO-OFT105 I/P**

RDM: **1572968**

(solo PRO-OFT105P)



#### INDICAZIONI

- Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta)
- Discopatie multiple della colonna cervicale
- Traumi cervicali
- Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in PLASTAZOTE® atossico
- Formato da due valve avvolgenti con chiusura a Velcro®
- Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e posteriore
- Predisposto all'attacco dello stabilizzatore toracico
- Fori per l'aerazione
- Sagomato per una perfetta aderenza al mento, alla nuca ed alle spalle
- Radiotrasparente
- Foro tracheale

Codice	PRO-OFT105I	PRO-OFT105P
Taglia	Bambini 0 - 3 anni	Bambini 4 - 9 anni
Colore	beige	

## ORTHO 14-305

### Immobilizzatore per braccio e spalla con tasca gomito

**PR2-OFT305**

RDM: **1573244**



#### INDICAZIONI

- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazioni gleno-omerali
- Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

#### CARATTERISTICHE

- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto imbottito
- Tiranti girispalla con velcri di chiusura
- Tasca di contenimento per gomito

Codice	PR2-OFT305
Taglia	universale
Lungh. sacca cm	23
Altezza cm	22
Colore	nero

ambidestro



## ORTHO 14-310

### Reggibraccio semplice

**PR2-OFT310**  
RDM: 1573226



#### INDICAZIONI

- Ausilio di sostegno per avambraccio e polso
- Utile come sostegno nei casi di arto gessato
- Utile in caso di necessità di riposo da parte dell'articolazione acromion-claveare (in seguito a sublussazione di I grado) o gleno omerale
- Utile in caso di immobilizzazione dell'arto superiore a gomito flesso

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto misto cotone
- Chiusura a Velcro®
- Tirante girospalla con imbottitura di protezione per il collo

<b>Codice</b>	<b>PR2-OFT310</b>
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Lungh. sacca cm</b>	24
<b>Colore</b>	blu

ambidestro

## ORTHO 14-315

### Immobilizzatore di clavicola

**PR2-OFT315**  
RDM: 1573215



#### INDICAZIONI

- Fratture di clavicola
- Sublussazione dell'articolazione acromionclaveare

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto garzato con imbottitura
- Applicazione tipo bendaggio a otto con chiusura posteriore a Velcro®

<b>Codice</b>	<b>PR2-OFT315</b>
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Colore</b>	bianco

ambidestro

## ORTHO 14-500

### Immobilizzatore per polso

**PR2-OFT500 DX**  
**PR2-OFT500 SX**  
RDM: 1573210



#### INDICAZIONI

- Distorsioni del polso
- Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna
- Tendiniti del polso
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso

#### CARATTERISTICHE

- Stecca rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)
- Struttura in schiuma bifoderata
- Stecche di rinforzo dorsali
- Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®

<b>Codice</b>	<b>PR2-OFT500 DX • PR2-OFT500 SX</b>
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Colore</b>	blu

indicare destro o sinistro

## ORTHO 14-502

### Immobilizzatore per polso con presa pollice

**PR2-OFT502 DX**  
**PR2-OFT502 SX**  
RDM: **1573212**



CON PRESA POLLICE

#### INDICAZIONI

- Distorsioni del polso
- Tendiniti del polso
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso
- Lesione della fascia ulnare dell'articolazione metacarpofalangea del pollice

#### CARATTERISTICHE

- Stecca rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)
- Stecca rigida palmare in alluminio per pollice, preformata e modellabile (rimovibile)
- Struttura in schiuma bifoderata
- Stecche di rinforzo dorsali
- Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®

<b>Codice</b>	<b>PR2-OFT502 DX • PR2-OFT502 SX</b>
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Colore</b>	<b>blu</b>

indicare destro o sinistro

## ORTHO 14-700/2-/3

### Immobilizzatore di ginocchio

**PR3-OFT700/2 (20 CM)**  
**PR3-OFT700/3 (30 CM)**  
RDM: **1573124**



#### INDICAZIONI

- Necessità di immobilizzare con ginocchio in estensione (post-chirurgica o post-traumatica)

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in morbida gommasciuma bifoderata
- Rivestimento interno in spugna
- Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega leggera modellabili
- Pannelli mediale e laterale regolabili
- Apertura rotulea

Codice	PR3-OFT700/2	PR3-OFT700/3
<b>Immobilizzazione a</b>	<b>0°</b>	<b>0°</b>
<b>Lunghezza cm</b>	20	30
<b>Circonf. coscia cm</b>	24/35	33/45
<b>Colore</b>	blu	

ambidestro

## ORTHO 14-800

### Tutore bivalva per caviglia

**PR4-OFT800**  
RDM: **1573110**



#### INDICAZIONI

- Traumi distorsivi II e III grado
- Recupero funzionale post-chirurgico
- Recupero funzionale postumi fratture malleolari
- Instabilità cronica della TT e attività sportiva

#### CARATTERISTICHE

- Imbottiture in schiuma bifoderata
- Struttura bivalva anatomicamente sagomata realizzata in materiale plastico leggero e resistente
- Facilmente adattabile alla larghezza del tallone grazie alla regolazione a Velcro®
- Facile da indossare grazie all'apertura completa

<b>Codice</b>	<b>PR4-OFT800</b>
<b>Taglia</b>	<b>universale</b>
<b>Colore</b>	<b>nero</b>

ambidestro

## ORTHO 14-805

### Tutore a stivaletto rigido

**PR4-OFT805**  
RDM: 1573255



#### INDICAZIONI

- Trattamento conservativo fratture malleolari
- Traumi distorsivi di III grado
- Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in materiale plastico resistente e leggero
- Suola in gomma antiscivolo
- Imbottitura interna della suola in evazote atossico
- Aste montanti con Velcro® per la presa all'imbottitura
- Cinturini con la chiusura a Velcro®

Codice	PR4-OFT805		
<b>Taglia</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Misura scarpa</b>	23/25	26/28	29/31
<b>Altezza da terra cm</b>	22	25	27
<b>Colore</b>	nero		

ambidestro

## ORTHO 14-810

### Doccia per gamba e piede

**PR4-OFT810**  
**PR4-9391 DX**  
**PR4-9391 SX**



#### INDICAZIONI

- Cadute flaccide del piede
- Equinismi spastici di lieve e media entità



**PR4-9391 DX**  
**PR4-9391 SX**  
Semilavorato di  
**PR4-OFT810**  
indicare destro o  
sinistro

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in polipropilene
- Modificabile a caldo
- Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del polpaccio

Codice	PR4-OFT810 • PR4-9391 DX • PR4-9391 SX				
<b>Taglia</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>Circonf. polpaccio cm</b>	15/19	19/23	22/24	23/27	25/29
<b>Lungh. sezione piede cm</b>	10	11	12	13	15
<b>Altezza tutore cm</b>	16	19	23	25	28
<b>Colore</b>	semitrasparente				

indicare destro o sinistro





**ORTHOSELF**  
BY ORTHOSERVICE



## EPI-S32

Gomitiera semplice

V-19032  
RDM: 1920576



### INDICAZIONI

- Dolore cronico da borsite o tendinite

Codice	V-19032				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. cm*	20/23	23/27	27/31	31/35	35/40

ambidestro / \*circonferenza prossimale avambraccio

## MANU-S19

Polsiera semplice

V-19019  
RDM: 1920586



CON ALLOGGIAMENTO  
PER IL POLLICE

### INDICAZIONI

- Postumi dei traumi distorsivi del polso
- Tendiniti e tenosinoviti
- Patologie degenerative infiammatorie del polso

### CARATTERISTICHE

- Alloggiamento per il pollice

Codice	V-19019				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. cm*	14,5/15,5	15,5/16,5	16,5/17,5	17,5/18,5	18,5/20

ambidestro / \*circonferenza polso

## MIO-S33

Cosciale

V-19033  
RDM: 1920594



### INDICAZIONI

- Contratture e distrazioni muscolari della coscia
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica

Codice	V-19033				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cm*	45/48	48/52	52/56	56/61	61/67

ambidestro / \*circonferenza centro coscia



### Come è fatta la LINEA ORTHOSELF

I tutori della Linea Orthoself hanno una struttura tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto. Sono traspiranti con bordi confortevoli.

Sono realizzati in uno speciale filato composto da 70% poliammide e 30% elastan che genera una compressione medio-alta e ben distribuita, leggermente più accentuata dove è più necessaria.



SEAMLESS



MADE WITH  
MERZ  
MACHINES

## GENU-S60

Ginocchiera semplice

V-19060

RDM: 1920596



CON INSERTO ANTISCIVOLO

### INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Tendiniti

### CARATTERISTICHE

- Inserto superiore in silicone anti-scivolo

Codice	V-19060					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cm*	35/38	38/41	41/45	45/49	49/54	54/60

ambidestro / \*circonferenza coscia +15 cm sopra alla rotula

## MIO-S34

Supporto per polpaccio

V-19034

RDM: 1920614



### INDICAZIONI

- Contratture e distrazioni muscolari del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva post-traumatica

Codice	V-19034			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. cm*	33/36	36/39	39/43	43/48

ambidestro / \*circonferenza polpaccio

## MALLEO-S37

Cavigliera

V-19037

RDM: 1920620



CON TRAMA SPECIALE  
AL TALLONE

### INDICAZIONI

- Contusioni
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

### CARATTERISTICHE


- Trama speciale al tallone per una maggiore resistenza

Codice	V-19037				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. cm*	19/21	21/24	24/27	27/30	30/33

ambidestro / \*circonferenza caviglia







INTIMO

SANITARIO



## hernix

## Slip erniari

### hernix 10

PR5-24610

RDM: 2555868



Novità



SLIP ERNIARIO CLASSICO  
VITA ALTA

#### INDICAZIONI

- Contenzimento di punte d'ernia ed ernie inguinali riducibili
- Pre-intervento chirurgico (con l'inserimento dei cuscinetti spingi-ernia opzionali)
- Post-operatorio
- Prevenzione da eventuali recidive

#### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare in caso di ernie incarcerate o struzzate, ad avanzato grado di infiammazione o irriducibili



OPTION:

PR5-24699M HERNIX P  
Coppia di cuscinetti spingi-ernia uomo

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto di cotone molto contenitivo (82% CO - 13% EA - 5% PA)
  - Struttura interna rinforzata e sagomata
  - Tiranti sotto-coscia interni
  - Davantino con aperture laterali, morbido ed estensibile
- Predisposto per l'uso dei cuscinetti spingi-ernia opzionali (PR5-24699M)

Codice	PR5-24610							
Taglia	1	2	3	4	5	6	7	8
Circonf. fianchi cm	83-87	88-92	93-97	98-103	104-109	110-115	116-122	123-130
Colore	grigio chiaro							

OPTION: PR5-24699M HERNIX P Coppia di cuscinetti spingi-ernia uomo


### hernix 42

PR5-24642

RDM: 2555868



Novità



SLIP ERNIARIO CONTENITIVO  
VITA MEDIA

#### INDICAZIONI

- Contenzimento di punte d'ernia ed ernie inguinali riducibili
- Pre-intervento chirurgico (con l'inserimento dei cuscinetti spingi-ernia opzionali)
- Post-operatorio
- Prevenzione da eventuali recidive

#### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare in caso di ernie incarcerate o struzzate, ad avanzato grado di infiammazione o irriducibili



OPTION:

PR5-24699M HERNIX P  
Coppia di cuscinetti spingi-ernia uomo

### hernix 43A

PR5-24643A

RDM: 2555868



Novità



SLIP ERNIARIO CONTENITIVO  
VITA MEDIA

### hernix 43C

PR5-24643C

RDM: 2555868



Novità



SLIP ERNIARIO CONTENITIVO  
VITA MEDIA


#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto di cotone, anallergico, sottile, morbido e confortevole (82% CO - 10% EA - 6% PA-2%PL)
  - Struttura interna rinforzata e sagomata
  - Tiranti sotto-coscia interni, a trazione calibrata
  - Davantino chiuso e sagomato, rivestito in morbida maglina di cotone
- Predisposto per l'uso di cuscinetti spingi-ernia opzionali (PR5-24699M)

Codice	PR5-24642 • PR5-24643A • PR5-24643C							
Taglia	1	2	3	4	5	6	7	8
Circonf. fianchi cm	83-87	88-92	93-97	98-103	104-109	110-115	116-122	123-130
Colore	PR5-24642 grigio antracite - PR5-24643A grigio antracite/chiaro PR5-24643C grigio chiaro/antracite							

OPTION: PR5-24699M HERNIX P Coppia di cuscinetti spingi-ernia uomo

**hernix 49**
**PR5-24649**
**RDM: 2555868**

**Novità**

**BOXER ERNIARIO CONTENITIVO  
VITA ALTA**
**INDICAZIONI**

- Contenimento di punte d'ernia ed ernie inguinali riducibili
- Pre-intervento chirurgico (con l'inserimento dei cuscinetti spingi-ernia opzionali)
- Post-operatorio
- Prevenzione da eventuali recidive

**CONTROINDICAZIONI**

- Non utilizzare in caso di ernie incarcerate o struzzate, ad avanzato grado di infiammazione o irriducibili


**OPTION: PR5-24699M**

HERNIX P Coppia di cuscinetti spingi-ernia uomo

**CARATTERISTICHE**

- Struttura in tessuto di cotone, anallergico, sottile, morbido e confortevole (68% CO - 17% PA - 13% EA - 2% PL)
- Struttura interna rinforzata e sagomata
- Tiranti sotto-coscia interni, a trazione calibrata
- Davantino chiuso e sagomato, rivestito in morbida maglina di cotone
- Predisposto per l'uso di pelote spingi-ernia opzionali (PR5-24699M)

Codice	PR5-24649							
Taglia	1	2	3	4	5	6	7	8
Circonf. fianchi cm	83-87	88-92	93-97	98-103	104-109	110-115	116-122	123-130
Colore	grigio antracite							

**OPTION: PR5-24699M** HERNIX P Coppia di cuscinetti spingi-ernia uomo

**hernix 90**
**PR5-24690**
**RDM: 2555868**

**Novità**

**MUTANDINA DONNA ERNIARIA  
VITA ALTA**
**INDICAZIONI**

- Contenimento di ernie inguinali, ptosi, prolassi
- Post-operatorio
- Prevenzione da eventuali recidive

**CONTROINDICAZIONI**

- Non utilizzare in caso di ernie incarcerate o struzzate, ad avanzato grado di infiammazione o irriducibili


**OPTION: PR5-24699W**

HERNIX P Coppia di cuscinetti spingi-ernia donna

**CARATTERISTICHE**

- Struttura in tessuto di cotone molto contenitivo, anallergico, morbido e confortevole (82% CO - 13% EA - 5% PA)
- Struttura interna rinforzata e sagomata per un corretto sostegno della parete addominale
- Finiture morbide sul girogamba per il massimo comfort
- Predisposto per l'uso dei cuscinetti opzionali spingi-ernia (PR5-24699W)
- Dotata di apertura

Codice	PR5-24690							
Taglia	1	2	3	4	5	6	7	8
Circonf. fianchi cm	83-87	88-92	93-97	98-103	104-109	110-115	116-122	123-130
Colore	nudo							

**OPTION: PR5-24699W** HERNIX P Coppia di cuscinetti spingi-ernia donna

ARTICOLO	TIPOLOGIA		CONTENIMENTO			VITA			COLORE	CUSCINETTI OPZIONALI
	SLIP	BOXER	FORTE	MEDIO-FORTE	LEGGERO	ALTA	MEDIA	BASSA		
<b>SLIP ERNIARI</b>										
Hernix 10	●		●			●			grigio chiaro	PR5-24699M
Hernix 42	●			●			●		grigio antracite	PR5-24699M
Hernix 43A	●			●			●		grigio antracite/chiaro	PR5-24699M
Hernix 43C	●			●			●		grigio chiaro/antracite	PR5-24699M
Hernix 49		●		●		●			grigio antracite	PR5-24699M
Hernix 90	●		●			●			nudo	PR5-24699W
<b>SLIP CONTENITIVI</b>										
Hernix 45	●			●			●		grigio antracite	
Hernix 46	●				●		●		grigio antracite	
Hernix 47					●			●	grigio antracite	

## hernix

### Slip contenitivi

### hernix 45

PR5-24645

RDM: 2555868



Novità



SLIP POST-OPERATORIO CONTENITIVO  
VITA MEDIA

#### INDICAZIONI

- Post-interventi chirurgici addominali o in caso di rilassamento dei tessuti per il contenimento della parete addominale
- Sostegno alla regione genitale

#### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare in caso di ernie incarcerate o struzzate, ad avanzato grado di infiammazione o irriducibili

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto di cotone, contenitivo, sottile e morbido (82% CO - 10% EA - 6% PA - 2% PL)
- Struttura interna rinforzata e sagomata per un'efficace contenimento della parete addominale e di sostegno della regione genitale
- Davantino chiuso, morbido e con maglina molto estensibile

Codice	PR5-24645							
Taglia	1	2	3	4	5	6	7	8
Circonf. fianchi cm	83-87	88-92	93-97	98-103	104-109	110-115	116-122	123-130
Colore	grigio antracite							

### hernix 46

PR5-24646

RDM: 2555868



Novità



SLIP SPORTIVO CONTENITIVO  
VITA MEDIA

#### INDICAZIONI

- Sostegno durante l'attività fisica, lavorativa e sportiva, con supporto alla regione genitale

#### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare in caso di ernie incarcerate o struzzate, ad avanzato grado di infiammazione o irriducibili

#### CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto di cotone di medio contenimento, sottile e morbido (82% CO - 10% EA - 6% PA - 2% PL)
- Davantino chiuso, a tenuta calibrata per il corretto contenimento della regione genitale

Codice	PR5-24646							
Taglia	1	2	3	4	5	6	7	8
Circonf. fianchi cm	83-87	88-92	93-97	98-103	104-109	110-115	116-122	123-130
Colore	grigio antracite							


### hernix 47

PR5-24647

RDM: 2555868



Novità



SOSPENSORIO • VITA BASSA

#### INDICAZIONI

- Supporto alla regione genitale durante l'attività fisica, lavorativa e sportiva


#### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare in caso di ernie incarcerate o struzzate, ad avanzato grado di infiammazione o irriducibili

#### CARATTERISTICHE

- Composizione (65% PA - 18% EA - 15% CO - 2% PL)
- Davantino in tessuto di cotone a tenuta calibrata per il corretto contenimento della regione genitale
- Morbidi elastici sotto-coscia
- Sgambatura con finitura morbida


Codice	PR5-24647							
Taglia	1	2	3	4	5	6	7	8
Circonf. fianchi cm	83-87	88-92	93-97	98-103	104-109	110-115	116-122	123-130
Colore	grigio antracite							



Calze

# Le calze medicali


**Le calze a compressione graduata** sono ausili medico-chirurgici che il medico prescrive valutando le necessità del singolo paziente. Comprimono le vene superficiali per portare il sangue nell'asse venoso profondo che di solito presenta una funzione normale, evitando il peggioramento delle varici, l'insorgenza di problemi di stasi venosa o di ulcere venose.



La pressione esercitata dalla calza è massima alla caviglia e decresce salendo verso la coscia.

La forza di compressione alla caviglia viene comunemente espressa in mmHg (millimetri di mercurio).

Le calze medicali Orthoservice sono di Classe 1 e Classe 2: permettono il ritorno venoso dal basso verso l'alto (dai piedi al cuore) oltre che dal sistema venoso superficiale a quello profondo.



Valore di compressione a livello della caviglia:

- classe 1: 18-21 mmHg
- classe 2: 23-32 mmHg

# LINEA NATURAL



RDM: 1412732

NATURAL



Gambaletto AD  
punta aperta

## CARATTERISTICHE

- Realizzate in filato misto-cotone
- Prodotte con macchine circolari computerizzate di ultima generazione
- Cuciture elastiche a bassissimo profilo
- Realizzate con filati svizzeri di primissima qualità:
  - spessore sottile
  - soffice al tatto
  - garanzia di durata molto elevata e resistenza a unguenti e pomate
  - ottimo mantenimento delle proprietà elastiche-compressive nel tempo
- Tinte in filo per una migliore uniformità del colore e un miglior mantenimento dell'elasticità nel tempo
- Trama speciale al tallone e sulla punta per una maggior resistenza
- Numerosi controlli di qualità effettuati visivamente e con strumenti sensorizzati

Le calze a compressione graduata Natural sono tessute con filati di prima qualità. La presenza del cotone conferisce alla calza un finish naturale, morbido al tatto e piacevole sulla pelle.

Ogni singola calza attraversa un ciclo produttivo sia meccanico-computerizzato sia manuale e supera numerosi test qualitativi.

È confortevole, non perde la tenuta, non si smaglia facilmente.

## INDICAZIONI

(classe di compressione a discrezione del medico)

- Disturbi funzionali come senso di pesantezza e affaticamento degli arti, senza varicosi visibile
- Varici modeste associate a disturbi soggettivi (varici che si allargano a ventaglio, varici a reticolo)
- Varicosi in gravidanza senza o con edema
- Edema serale, localizzato (di origine venosa)
- Varicosi primaria con edema
- Varicosi primaria allo stadio avanzato con edema (varici del vaso principale e delle ramificazioni)
- Insufficienza venosa cronica (IVC)
- Profilassi di trombosi ed embolie
- Tromboflebiti o varicotrombosi (trombosi superficiali) con eventuale presenza di edema
- TVP (trombosi venosa profonda)
- Edema post-trombotico con o senza trattamento secondario delle varici
- Per garantire il successo: dopo una terapia sclerosante, dopo un intervento selettivo alle varici, eseguito ambulatorialmente, dopo uno stripping
- Prima di una terapia sclerosante o di un intervento chirurgico per prevenire la comparsa di edemi
- Prevenzione e terapia delle ulcere
- Edema postoperatorio e post-traumatico a conclusione del trattamento di base
- Linfedema reversibile, dopo terapia di disostruzione complessa
- Linfedema irreversibile con sviluppo indurativo, successivo a terapia di disostruzione complessa
- Lipedema a partire dallo stadio II
- Edemi ciclici idiomatici
- Linfedema, a conclusione del trattamento di base
- Stati congestizi dovuti a immobilità
- Angiodisplasia

## CONTROINDICAZIONI

- Malattie avanzate delle occlusioni arteriose periferiche
- Insufficienza cardiaca scompensata
- Flebite settica (infiammazione delle vene causata da microorganismi)
- Phlegmasia coerulea dolens
- Dermatosi umide
- Intolleranza al materiale delle calze a compressione graduata
- Perdita di sensibilità delle estremità
- Neuropatia avanzata periferica (es. diabetes mellitus)
- Poliartriti primarie croniche

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio





Monocollant AG  
punta aperta



Collant AT



Autoreggente AG  
punta aperta

### COMPOSIZIONE

- Classe1: 50% Poliammide - 30% Cotone - 20% Elastan
- Classe2: 46% Poliammide - 30% Cotone - 24% Elastan

### Valore di compressione a livello della caviglia:

- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg

### VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO LINEA NATURAL	Classe compressione		Colore	Tipo punta		Lunghezza	
	1	2	Beige	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto AD	•	•	•	•	ND	•	•
Autoreggente AG	•	•	•	•	ND	•	•
Monocollant AG (dx/sx)	•	•	•	•	ND	•	•
Collant AT	•	•	•	ND	•	•	•


### TABELLA MISURE

#### CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Vita	cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Coscia	cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
Mezza Coscia	cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

#### LUNGHEZZE (cm)

MODELLO	TAGLIE	STANDARD	LONG
Gambaletto AD	ID	35-41	40-45
Autoreggente AG	IG	65-72	73-82
Monocollant AG	IG	65-72	73-82
Collant AT	IG	65-72	73-82



# LINEA ELECTA



RDM: 1412735

ELECTA



Collant AT

Le calze a compressione graduata Electa uniscono l'efficacia terapeutica all'eleganza e allo stile. Morbide e fini, permettono di non rinunciare alla classe in tutte le occasioni.

Ogni singola calza attraversa un ciclo produttivo sia meccanico-computerizzato sia manuale e supera numerosi test qualitativi.

È confortevole, non perde la tenuta, non si smaglia facilmente.

## INDICAZIONI

(classe di compressione a discrezione del medico)

- Disturbi funzionali come senso di pesantezza e affaticamento degli arti, senza varicosi visibile
- Varici modeste associate a disturbi soggettivi (varici che si allargano a ventaglio, varici a reticolo)
- Varicosi in gravidanza senza o con edema
- Edema serale, localizzato (di origine venosa)
- Varicosi primaria con edema
- Varicosi primaria allo stadio avanzato con edema (varici del vaso principale e delle ramificazioni)
- Insufficienza venosa cronica (IVC)
- Profilassi di trombosi ed embolie
- Tromboflebiti o varicotrombosi (trombosi superficiali) con eventuale presenza di edema
- TVP (trombosi venosa profonda)
- Edema post-trombotico con o senza trattamento secondario delle varici
- Per garantire il successo: dopo una terapia sclerosante, dopo un intervento selettivo alle varici, eseguito ambulatorialmente, dopo uno stripping
- Prima di una terapia sclerosante o di un intervento chirurgico per prevenire la comparsa di edemi
- Prevenzione e terapia delle ulcere
- Edema postoperatorio e post-traumatico a conclusione del trattamento di base
- Linfedema reversibile, dopo terapia disostruzione complessa
- Linfedema irreversibile con sviluppo indurativo, successivo a terapia di disostruzione complessa
- Lipedema a partire dallo stadio II
- Edemi ciclici idiomatici
- Linfedema, a conclusione del trattamento di base
- Stati congestizi dovuti a immobilità
- Angiodisplasia

## CONTROINDICAZIONI

- Malattie avanzate delle occlusioni arteriose periferiche
- Insufficienza cardiaca scompensata
- Flebite settica (infiammazione delle vene causata da microorganismi)
- Phlegmasia coerulea dolens
- Dermatose umide
- Intolleranza al materiale delle calze a compressione graduata
- Perdita di sensibilità delle estremità
- Neuropatia avanzata periferica (es. diabetes mellitus)
- Poliartriti primarie croniche

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio

## CARATTERISTICHE

- Realizzate in filato misto-cotone
- Prodotte con macchine circolari computerizzate di ultima generazione
- Cuciture elastiche a bassissimo profilo
- Realizzate con filati svizzeri di primissima qualità:
  - spessore sottile
  - soffice al tatto
  - garanzia di durata molto elevata e resistenza a unguenti e pomate
  - ottimo mantenimento delle proprietà elastiche-compressive nel tempo
- Tinte in filo per una migliore uniformità del colore e un miglior mantenimento dell'elasticità nel tempo
- Trama speciale al tallone e sulla punta per una maggior resistenza
- Numerosi controlli di qualità effettuati visivamente e con strumenti sensorizzati



Autoreggente AG  
punta aperta



Monocollant AG  
punta aperta



Gambaletto AD  
punta chiusa

### COMPOSIZIONE

- Classe1: 74% Poliammide - 26% Elastan
- Classe2: 70% Poliammide - 30% Elastan

### Valore di compressione a livello della caviglia:

- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg

### VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO LINEA ELECTA	Colore	Classe compressione		Tipo punta		Lunghezza	
		1	2	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto AD	Beige Nero	• •	• •	• •	• •	• •	• •
Autoreggente AG	Beige Nero	• •	• •	• •	• (solo CL1) •	• •	• •
Monocollant AG (dx/sx)	Beige	•	•	•	ND	•	•
Collant AT	Beige Nero	• •	• •	ND ND	• •	• •	• •
Collant AT materna	Beige	•	• •	ND	•	•	•


### TABELLA MISURE

#### CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Vita	cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Coscia	cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
Mezza Coscia	cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

#### LUNGHEZZE (cm)

MODELLO	TAGLIE	STANDARD	LONG
Gambaletto AD	/D	35-41	40-45
Autoreggente AG	/G	65-72	73-82
Monocollant AG	/G	65-72	73-82
Collant AT	/G	65-72	73-82



# LINEA ELECTA



ELECTA



Sottocalza delicato sulla pelle per mantenere in sede la medicazione

Monocollant AG

CONTENUTO:

Monocollant Electa CL2 punta aperta (standard o long)  
2 Sottocalze fissa-medicazione (taglia unica)



Costituito da un monocollant Electa e da 2 sottocalza, è un kit progettato per il delicato periodo post-operatorio nel trattamento chirurgico degli arti inferiori. Grazie alla sua particolare compressione, maggiore nella coscia rispetto al monocollant tradizionale, la calza riduce l'edema nella parte alta della gamba. La notevole elasticità del filato multi-fibra, la sua particolare lavorazione e la buona traspirabilità, ne fanno la calza ideale da indossare sia di giorno che di notte, assicurando efficacia e il massimo comfort possibile.

Il sottocalza, fine e delicato sulla pelle, aiuta a mantenere in sede la medicazione, facilitando la corretta applicazione della calza.

## VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO ELECTA POST OP	Colore	Classe compressione		Tipo punta		Lunghezza	
		1	2	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Monocollant AG (dx/sx)	Beige	•	•	•	ND	•	•

## TABELLA MISURE

### CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Vita	cT	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Coscia	cG	48-56	52-60	56-64	60-68	64-72	68-76
Mezza Coscia	cF	39-44	43-48	47-52	51-56	55-60	59-64
Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

### LUNGHEZZE (cm)

MODELLO	TAGLIE	STANDARD	LONG
Monocollant AG	/G	65-72	73-82

## COMPOSIZIONE

- Classe1: 50% Poliammide 30% Cotone - 20% Elastan
- Classe2: 46% Poliammide 30% Cotone - 24% Elastan

## Valore di compressione a livello della caviglia:

- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg

# LINEA ELECTA



## ELECTA

Mono-gambaletto AD  
punta aperta



Mono-gambaletto ideale per pazienti con edema post-op, post-rimozione gesso e post-trauma.

### VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO ELECTA ORTHOAEDIC	Classe compressione		Colore	Tipo punta		Lunghezza	
	1	2		Aperta	Chiusa	Standard	Long
Mono-gambaletto AD	•	•	•	•	ND	•	•

### TABELLA MISURE

#### CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE		XS	S	M	L	XL	XXL
Sottoginocchio	cD	26-31	30-35	34-39	38-43	42-47	46-51
Polpaccio	cC	29-34	32-37	35-40	38-43	42-47	46-51
Caviglia	cB	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31

#### LUNGHEZZE (cm)


MODELLO	TAGLIE	STANDARD	LONG
Mono-gambaletto AD	/D	35-41	40-45

### COMPOSIZIONE

- Classe1: 74% Poliammide - 26% Elastan
- Classe2: 70% Poliammide - 30% Elastan

### Valore di compressione a livello della caviglia:

- Classe 1: 18-21 mmHg
- Classe 2: 23-32 mmHg



# LINEA TH




RDM: 1412730



**COMPOSIZIONE**

- 82% Poliammide - 18% Elastan



**VARIANTI DISPONIBILI**

MODELLO LINEA TH	Colore			Tipo punta		Lunghezza	
	Bianco	Aperta	Ispezionabile	Standard	Long		
Gambaletto	•	•	ND	•	•		
Autoreggente	•	•	ND	•	•		
Monocollant (dx/sx)	•	ND	•	•	•		

**TABELLA MISURE**

TABELLA MISURE GAMBALETTO

TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
ID [cm]	Standard: fino a 41			
	Long: oltre 41			

TABELLA MISURE AUTOREGGENTE

TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
cF [cm]	45-55	50-60	55-65	60-70
IG [cm]	Standard: fino a 74			
	Long: oltre 74			

TABELLA MISURE MONOCOLLANT\*

TAGLIE	S	M	L	XL
cB [cm]	18-21	21-24	24-27	27-30
cC [cm]	26-32	32-38	38-44	44-50
cF [cm]	45-55	50-60	55-65	60-70
IG [cm]	Standard: fino a 74			
	Long: oltre 74			

\* specificare destro o sinistro

# Le calze sostegno

**La terapia compressiva** è il metodo conservativo più efficace per contrastare il senso di gambe stanche e pesanti, spesso conseguenza di un'immobilità prolungata in stazione eretta.

I muscoli degli arti inferiori, infatti, costituiscono efficaci "pompe naturali" del sangue venoso verso il cuore.

Quando i muscoli rimangono a lungo inattivi, il sangue venoso deve vincere la forza di gravità con la sola spinta circolatoria, la pressione venosa in quel punto aumenta anche di dieci volte rispetto al normale e, a lungo andare, le valvole che ne impediscono il reflusso verso il basso si affaticano.

Ecco perché indossare calze compressive è un accorgimento facile da adottare che si rivela estremamente utile per mantenere le gambe sempre toniche, elastiche e in buona salute.

LINEA METROPOLITAN MILK

Calze sostegno in filato con fibra di latte

# LINEA METROPOLITAN MILK

RDM: 1412724



Man



La linea di gambaletti Metropolitan Milk è stata studiata per le persone dalla pelle particolarmente sensibile. Grazie allo speciale filato, costituito da una miscela di viscosa e di una fibra proteica derivata dal latte (fibra naturale), risulta eccezionalmente morbida al tatto, pur mantenendo la sua efficacia compressiva. Assorbe il sudore, è estremamente confortevole e perfettamente dermatollerabile perché naturale. Tallone e punta anatomici e rinforzati. Elastico superiore anti-effetto laccio.

### INDICAZIONI

- Ideale per
- insufficienza cronica leggera
  - vene varicose
  - gonfiori

### CARATTERISTICHE

- Presenza di fibra proteica derivata dal latte, naturale, dermocompatibile e piacevole al tatto
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

### COMPOSIZIONE

- 53% Viscosa - 23% Proteica (latte) - 14% Poliammide - 10% Elastan

### Valore di compressione a livello della caviglia:

- 15-18 mmHg

### VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO METROPOLITAN MILK	Compressione	Colore		Tipo punta		Lunghezza	
	15/18 mmHg	Nero	Blu	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto	•	•	•	ND	•	•	ND

### TABELLA MISURE

TAGLIE	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Taglia scarpa [EU]	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Misura piede [cm]	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4
Circonferenza caviglia [cm]	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30





# LINEA SUITE LADY



Lady

RDM: 1517195

## SUITE LADY



Autoreggente



Gambaletto



Collant

La linea di calze Suite Lady è dedicata alle donne che vogliono occuparsi della salute delle proprie gambe in tutta riservatezza. Trasparenza, eleganza e comfort sono pari a quelle di una qualsiasi calza fashion con, in più, l'efficacia salutare della compressione.

Il circolo venoso e quello linfatico sono supportati in qualsiasi momento della giornata, sia nella camminata che nelle ore di immobilità, dando un'immediata sensazione di sollievo e prevenendo i gonfiori serali. Tallone e punta anatomici e rinforzati.

### INDICAZIONI

#### 12-14mmHg per:

- problemi circolatori leggeri
- tendenza alle vene varicose
- gravidanza

#### 15-18mmHg per:

- insufficienza cronica leggera
- vene varicose
- gonfiori
- gravidanza

### CARATTERISTICHE

- Maglia a rete
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

### COMPOSIZIONE

- 12-14mmHg (70 DEN): 83% Poliammide, 17% Elastan
- 15-18mmHg (140 DEN): 75% Poliammide, 25% Elastan

## VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO SUITE LADY	Classe compressione		Colore				Tipo punta		Lunghezza	
	12/14mmHg (70 DEN)	15/18mmHg (140 DEN)	Nero	Visone	Playa	Clear	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto	•	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND
Autoreggente	•	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND
Collant	•	•	•	•	•	•	ND	•	•	ND
Collant calibrato	•	ND	ND	•	ND	•	ND	•	•	ND
	ND	•	•	•	ND	ND	ND	•	•	ND

## TABELLA MISURE

### CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE	1	2	3	4	5
Altezza [cm]	154-162	158-166	162-174	166-182	174-190
Peso [kg]	43-53	48-63	58-73	63-83	68-93
Circonferenza caviglia [cm]	18-20.5	20.5-23	23-25.5	25.5-28	28-30.5



# LINEA SUITE MAN



RDM: 1412727

SUITE  
MAN



La linea di gambaletti al ginocchio Suite Man è pensata per l'uomo contemporaneo, che sta seduto oppure in piedi per molte ore o che deve affrontare lunghi viaggi in aereo, con tutti i fastidi che derivano dalla pressurizzazione e dalla lunga immobilità in uno spazio ristretto.

Costituiti dal 70% di cotone, i gambaletti risultano morbidi e piacevoli sulla pelle pur applicando la loro benefica azione compressiva.

Tallone e punta anatomici e rinforzati.

Elastico superiore anti-effetto laccio.

## INDICAZIONI

**12-14mmHg** per:

- problemi circolatori leggeri
- tendenza alle vene varicose

**15-18mmHg** per:

- insufficienza cronica leggera
- vene varicose
- gonfiori

## CARATTERISTICHE

- Composti al 70% di cotone
- Zona polpaccio rinforzata
- Tallone e punta anatomici e rinforzati
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

## COMPOSIZIONE

- 70% Cotone - 15% Poliammide - 15% Elastan

## VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO SUITE MAN	Compressione		Colore		Tipo punta		Lunghezza	
	12/14mmHg	15/18mmHg	Nero	Blu	Aperta	Chiusa	Standard	Long
Gambaletto	•	•	•	•	ND	•	•	ND

## TABELLA MISURE

TAGLIE	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Taglia scarpa [EU]	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Misura piede [cm]	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4
Circonferenza caviglia [cm]	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30



LINEA DIA SOFT

Calze per diabetico in filato con fibra Crabyon

# LINEA DIA SOFT

RDM: 1412727



Unisex



Gambaletto AD

### INDICAZIONI

- Ideale per
- piede diabetico
  - artrite
  - piede d'atleta
  - piede sensibile e delicato

### CARATTERISTICHE

- Spessore ridotto
- Senza cuciture
- Fibra funzionale in Crabyon, traspirante e antibatterica
- Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente che con strumenti sensorizzati

### COMPOSIZIONE

- 66% Cotone - 17% viscosa/Crabyon - 11% Poliammide - 6% Elastan

### Antibatterico, ipoallergenico

La fibra tessile Crabyon utilizzata per i gambaletti Dia Soft è derivata dalla chitina del granchio. Oltre ad essere antibatterica e antimicrobica, è emostatica, completamente biodegradabile, anallergica, ecologica e biocompatibile, proprietà che si mantengono inalterate anche a seguito di numerosi lavaggi. Il Crabyon, inoltre, ha un alto potere assorbente dell'umidità ed a contatto con la pelle è in grado di prevenire la disidratazione, mantenendosi fresco ed esente da cattivi odori per un tempo relativamente lungo.



### VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO DIA SOFT	Colore			Tipo punta	
	Bianco	Nero	Blu	Aperta	Chiusa
Gambaletto mezzo polpaccio	•	•	•	ND	•
Gambaletto AD	ND	•	•	ND	•

### TABELLA MISURE

TAGLIE	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Taglia scarpa [EU]	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47
Misura piede [cm]	21.7-23.7	23-25	24.4-26.4	25.7-27.7	27-29	28.4-30.4



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. A1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture di merci effettuate da Ro+Ten S.r.l. ("Ro+Ten"), partita IVA 02705610968, con sede legale in Milano, Via Marco De Marchi, 7, alla propria clientela professionale ("Acquirente").
- 1.2 Qualsiasi deroga o modifica, come pure qualsiasi condizione particolare, sarà valida solo se concordata per iscritto tra Ro+Ten e l'Acquirente.
- 1.3 Ciascun contratto di fornitura si intende retto dalle presenti condizioni generali di vendita e, per quanto qui non disposto, dalle altre condizioni concordate per iscritto, le quali tutte costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto di fornitura.

### 2. Conclusione

- 2.1 Il contratto si intende concluso mediante l'invio a Ro+Ten dell'ordine da parte dell'Acquirente e senza necessità di espressa accettazione da parte di Ro+Ten la quale si riserva comunque il diritto di non accettare l'ordine.
- 2.2 Ro+Ten può manifestare la propria volontà di non accettare l'ordine entro il termine di 10 giorni dal ricevimento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
- 2.3 Del pari, eventuali impegni scritti o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori esterni di Ro+Ten vincolano quest'ultima soltanto in caso di sua conferma scritta.
- 2.4 Senza pregiudizio alla validità ed alla efficacia delle presenti condizioni generali di vendita, con riferimento ai soli prodotti oggetto di compravendita, i cataloghi, listini o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo tra le due parti, non possono considerarsi in alcun modo parte del contratto.
- 2.5 Ro+Ten si riserva di apportare modifiche non sostanziali ai prodotti oggetto di fornitura e l'Acquirente rinuncia ora per allora ad ogni eccezione relativa alle modifiche poc'anzi dette.
- 2.6 Gli ordini ricevuti da Ro+Ten non potranno essere revocati o comunque annullati dall'Acquirente per alcun motivo. L'eventuale revoca o annullamento comporterà per l'Acquirente l'obbligo di corrispondere, comunque, l'intero prezzo della fornitura ordinata.

### 3. Prezzi

- 3.1 I prezzi indicati nel listino di Ro+Ten si intendono al netto delle spese di imballaggio, delle spese di trasporto, IVA e di qualsiasi altro onere fiscale.
- 3.2 Tali prezzi potranno essere variati da Ro+Ten senza preavviso, in considerazione di eventuali aumenti nel costo della manodopera e/o dei materiali, intervenuti fino alla data di consegna dei prodotti, come pure eventuali oneri fiscali divenuti applicabili nello stesso periodo.
- 3.3 I prezzi così variati costituiranno, ad ogni effetto, i prezzi finali di vendita.

### 4. Trasporto

- 4.1 La fornitura, salvo diversi accordi scritti, verrà effettuata in porto assegnato (spese a carico dell'Acquirente) nei seguenti casi:
  - Con spedizioni convenzionate Ro+Ten, per ordini di importo inferiore a Euro 100,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 8,00.
  - Con spedizioni convenzionate Ro+Ten, per ordini di importo compreso tra Euro 100,00 e Euro 300,00 addebiterà in fattura all'Acquirente l'importo di Euro 12,91.
- 4.2 La fornitura verrà effettuata porto franco per ordini di importo superiore a Euro 300,00.

### 5. Pagamenti - Riservato Dominio

- 5.1 In caso di ritardo nel pagamento, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten gli interessi di mora secondo quanto disposto dal D. lgs. 231/2002, salvo il maggior danno. Al fine del computo degli interessi, ciascuna frazione di mese, verrà computata come un mese intero.
- 5.2 Ro+Ten si riserva di fatturare separatamente sia gli aumenti di prezzo di cui al precedente art. 3.2, sia le somme dovute a titolo di interesse.
- 5.3 È inteso che nessuna eccezione dell'Acquirente potrà valere quale titolo per sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, per cui si conviene che ogni eventuale reclamo, eccezione, ragione e le contestazioni potranno essere fatte valere esclusivamente in un separato giudizio.
- 5.4 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso il seguente istituto di credito: Banca Intesa San Paolo S.p.A., IBAN: IT08H0306934050100000002156
- 5.5 In caso di vendita rateale ovvero vendita con pagamento differito, la proprietà dei prodotti si trasferirà all'Acquirente soltanto all'atto dell'integrale pagamento del corrispettivo.

### 6. Consegna - Passaggio dei rischi

- 6.1 I termini di consegna indicati da Ro+Ten decorrono dalla data di ricevimento dell'ordine, in ogni caso, sono puramente indicativi. Eventuali dilazioni dei termini di consegna, comunque non superiori a 30 giorni, non potranno legittimare l'Acquirente a pretese di alcun genere.
- 6.2 Ro+Ten si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali.
- 6.3 La data del D.D.T. verrà considerata ad ogni effetto come data di consegna laddove l'Acquirente non proceda in proprio al ritiro della fornitura ordinata.
- 6.4 Il trasferimento dei rischi sui prodotti oggetto della fornitura ha luogo nel momento della spedizione. Resta quindi inteso che i prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente e che, nell'eventualità in cui Ro+Ten, su richiesta dell'Acquirente, affidi ad un vettore o spedizioniere la fornitura, tale spedizione verrà effettuato da Ro+Ten in nome e per conto dell'Acquirente senza trasferimento dei rischi derivati dal viaggio.

### 7. Garanzia

- 7.1 All'Acquirente si applica la garanzia generale prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile. L'Acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten, decorso il termine di un anno dalla data di consegna del prodotto.
- 7.2 Laddove l'Acquirente rientri nella qualifica di consumatore di cui all'Art. 3 del Codice del Consumo, resta ferma la sola garanzia legale di conformità ex Art. 128 ss. del Codice del Consumo sui prodotti della durata di due anni dalla data di consegna. In ogni caso, l'Acquirente consumatore dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, a qualsiasi garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten, decorso il termine di due anni dalla data di consegna del prodotto.
- 7.3 La garanzia di cui agli articoli che precedono non copre i difetti del prodotto derivanti da normale usura, uso anomalo o improprio, da eventi accidentali o comunque dolosamente provocati al prodotto medesimo, né copre i difetti derivanti da riparazioni effettuate da soggetti diversi dal produttore o dal venditore.

- 7.4. In presenza di un acclarato vizio di conformità, il cliente ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte di Ro+Ten, senza addebito di spese, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
- 7.5. Ro+Ten fornisce una garanzia sui pezzi di ricambio della durata di sei mesi dalla data di consegna. Pertanto l'acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten S.r.l., al termine dei sei mesi dalla data di consegna del predetto pezzo di ricambio, in deroga all'art. 1490 c.c. e ss.
- 7.6. È espressamente esclusa ogni garanzia ulteriore rispetto a quelle indicate.

### 8. Restituzione dei prodotti

- 8.1 Nessun prodotto potrà essere restituito dall'Acquirente senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Commerciale di Ro+Ten. Tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.
- 8.2 In assenza dell'autorizzazione scritta da parte della Ro+Ten i prodotti restituiti verranno immediatamente rispediti all'Acquirente, con addebito dei relativi costi.
- 8.3 Le spese di restituzione, come pure quelle per la riconsegna all'Acquirente dei prodotti eventualmente sostituiti, saranno a carico dell'Acquirente. Resi di merce con spese di trasporto a carico di Ro+Ten verranno automaticamente respinte.
- 8.4 In ogni caso, si conviene che non sarà ammessa la restituzione dei prodotti che risultino:
  - obsoleti e/o fuori listino
  - in confezione non originale e/o manomessi e/o danneggiati.
- 8.5 Per resi autorizzati, l'Acquirente è tenuto a specificare sul documento di trasporto alla voce causale il motivo del reso e il numero di autorizzazione del materiale reso. La spedizione di tutti i prodotti resi dovrà essere indirizzata presso il magazzino di Ro+Ten, Magazzini spedizioni, Via Comasina n. 111, 20843 Verano Brianza MB

### 9. Decadenza del beneficio del termine.

#### Clausola risolutiva espressa. Solve et repete

- 9.1 In caso di vendita della fornitura con pagamento rateale, il mancato rispetto di anche uno solo dei termini di pagamento comporterà la decadenza dell'Acquirente dal beneficio del termine e, pertanto, Ro+Ten avrà facoltà di richiedere l'immediato pagamento dell'intero prezzo.
- 9.2 Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento, Ro+Ten avrà altresì il diritto di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Acquirente.
- 9.3 Per l'effetto, l'Acquirente, oltre a dover provvedere all'immediata restituzione dei prodotti, a sue spese, sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten una penale pari al 10% del prezzo d'acquisto dei prodotti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### 10. Risoluzione

Oltre che nelle altre ipotesi espressamente previste nelle presenti condizioni generali, il contratto di fornitura si intenderà automaticamente risolto, per effetto dell'invio di comunicazione scritta all'Acquirente da parte di Ro+Ten, qualora a carico dell'Acquirente intervenga o sia richiesta l'apertura di una procedura di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura, o l'Acquirente sia messo in liquidazione.

### 11. Forza Maggiore

Nel caso in cui Ro+Ten non sia in grado, in tutto o in parte, di consegnare la fornitura dell'ordine ricevuta dall'Acquirente, a causa di eventi di forza maggiore o di eventi di caso fortuito non evitabili, la consegna verrà sospesa ovvero cancellata, estinguendosi l'obbligazione, in relazione al tipo di impedimento. Nei predetti casi non potrà essere invocata la responsabilità di Ro+Ten né, tantomeno, potranno essere chiesti e ottenuti risarcimenti del danno.

### 12. Diritti di proprietà industriale

Qualunque menzione o utilizzo dei marchi, nomi commerciali, sigle, o loghi appartenenti o depositati o comunque utilizzati da Ro+Ten, ovvero da società dalla medesima rappresentate, su qualsiasi tipo di supporto, e qualunque sia l'utilizzo e la destinazione, dovranno essere preliminarmente autorizzati per iscritto da Ro+Ten. È vietata la vendita on-line di tutti i prodotti per i quali Ro+Ten, sulle relative confezioni e/o al loro interno, ha espressamente escluso la vendita attraverso tale canale distributivo.

### 13. Legge applicabile - Foro competente

- 13.1 I contratti retti dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
- 13.2 Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dei contratti retti dalle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano

### 14. Informazioni ai sensi della Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 24 lett. a, b, c, D. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 6 lett. b - f, Regolamento UE 679/2016, Ro+Ten comunica ai propri acquirenti che i dati personali dagli stessi conferiti al momento della sottoscrizione dell'ordine e/o della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell'interessato in quanto raccolti, trattati e detenuti unicamente per le seguenti attività: fornitura dei servizi richiesti dall'interessato nell'ambito del rapporto/ contratto in essere (es. fornitura prodotti; gestione rapporto commerciale; adempimento obblighi precontrattuali; conclusione contratti; etc., etc.); finalità legate all'organizzazione delle iniziative istituzionali, ivi comprese finalità di interesse legittimo correlate; adempimenti amministrativi (es. fatturazione), contabili e fiscali, recepimento e gestione di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio in materia di anticiclaggio) a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo; l'esercizio dei diritti del Titolare e gestione di un eventuale contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza.

Le condizioni generali di vendita sopra specificate sono in vigore a far data dal 17 aprile 2024.









# ORTHOSERVICE RO+TEN

Take care feel better



[www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)



UNI EN ISO 13465:2021  
UNI EN ISO 9001:2015



9DCCT00003ITA08.1024

**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
[info@orthoservice.com](mailto:info@orthoservice.com) · [www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
[info@orthoservice.de](mailto:info@orthoservice.de) · [www.orthoservice.de](http://www.orthoservice.de)

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
[info@orthoservice.pl](mailto:info@orthoservice.pl) · [www.orthoservice.pl](http://www.orthoservice.pl)

**OSUK Ltd**  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
[info@orthoservice.uk](mailto:info@orthoservice.uk) · [www.orthoservice.uk](http://www.orthoservice.uk)

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
[info@roplusten.com](mailto:info@roplusten.com) · [www.roplusten.com](http://www.roplusten.com)

Copyright Orthoservice Ro+Ten Aprile 2024

Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e commerciale. Orthoservice Ro+Ten si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessità.



## RO+TEN S.r.l.

Via Comasina, 111  
20843 Verano Brianza (MB)  
tel. +39 0362 18 51 200  
[info@roplusten.com](mailto:info@roplusten.com)  
[www.roplusten.com](http://www.roplusten.com)

### PER EFFETTUARE UN ORDINE:

inviaci una email  
[ordiniclienti@roplusten.com](mailto:ordiniclienti@roplusten.com)



ordina on-line  
[www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)

