

lumbopull 70/72

**Mit Intuition und
Ingenieurskunst
gegen Rückenschmerzen.**

NEUHEIT



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



...mit Lumbopull ist alles möglich

Lumbopull unterstützt bei all Ihren
Ziele, weil die Orthese:


- 1 den endoabdominalen Druck **steigert**
- 2 das Strecken der Wirbelsäule **begünstigt**
- 3 eine natürliche Einschränkung der Beuge-,
Streck- und Drehbewegungen **bildet**
- 4 die für den Alltag notwendigen
Bewegungen **zulässt**

Eine wirkungsvolle Unterstützung, das ist der Schlüssel ...

Der **Bereich der Lendenwirbelsäule** ist ein neuralgischer Punkt der Wirbelsäule, an dem häufig Schmerzen unterschiedlicher Intensität auftreten.

Egal, ob es sich um eine **vorübergehende Lumbalgie** oder um **postoperative Beschwerden** handelt, die Faktoren, die eine Genesung am besten begünstigen, sind:

- 1 das Reduzieren der Belastung, welche auf die Wirbel einwirkt
- 2 eine korrekte Körperhaltung
- 3 das vorübergehende Einschränken der Bewegung



MIT LUMBOPULL

lumbopull 70/72

**Gurtsystem, bei dem sich
die Kraft durch einfaches
Ziehen vervierfacht**



Exklusives Riemen-

Maximale Zugkraft bei minimaler Belastung
zu erleichtern, auch für geschwächte Personen



AUSGEZEICHNETE PASSFORM UND ANPASSBARKEIT

mit stilvollem
Design dank des **Hexagon-**
Gewebes

ANATOMISCHES DESIGN

folgt perfekt den Konturen
des Körpers und macht
das **Anlegen** der Orthese
besonders einfach



EIN MATERIAL, ZWEI FUNKTIONEN:

- **Optimales Stabilisieren** durch das äußere, formbeständige Funktionsgewebe
- **Atmungsaktivität** dank des dreidimensionalen Mesh-Gewebes auf der Innenseite

und Zuggurt-system

in Kraftaufwand, um das Schließen
schwächere oder ältere Patienten



Durchgehender hinterer Gurt zum optimalen Anpassen an Taille und Becken



SCHMALE LUMBALPELOTEN

zum Erhöhen der Stützfunktion im Rückenbereich, thermoverformbar



ELASTISCHER EINSATZ AUF DER RÜCKSEITE

aus weichem Gewebe, das ein Befestigen von optionalem Zubehör mittels Klettband ermöglicht

Wirkungsvoll und mit einem ultraflachen Profil

Dorsopull 74: vom Korsett zur Orthese mit Schultergurt in nur wenigen Handgriffen

Bei Krankheitsbildern, die auch den Bereich der **Brustwirbelsäule** betreffen, kann das Korsett durch die einfache Kombination mit dem optionalen Rückenmodul **Dorsopull** zur Orthese mit Schultergurten werden

- **LÄNGENVERSTELLBARE SCHULTERGURTE**

mit elastischem Umlenkband auf der Rückseite zum Maximieren der ausgeübten Zugkraft

- **AUS GEPOLSTERTEM GEWEBE GEFERTIGT**

- **STARRER RAHMEN**

aus einer modellierbaren und röntgenstrahlendurchlässigen Aluminiumlegierung. Bei Bedarf herausnehmbar

- **MODELLIERBARE VERSTÄRKUNGSSTÄBE**

für eine zusätzliche Verstärkung innen



lumbopull 70 | REF.90070

Schmale Orthese mit Flaschenzug-Spanngurten zum Stützen und Entlasten der LWS bzw. LWS/BWS und zur Mobilisierung mit formstabiler, thermoverformbarer Pelotte

Artikelnummer	REF.90070				
Größe	S	M	L	XL	XXL
Beckenumfang in cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Höhe vorn in cm	16	16	16	16	16
Höhe hinten in cm	26	26	26	26	26

Farbe: Grau

Option: REF. 70020 Hohe Lumbalpelotte, Größe 24x31

lumbopull 72 | REF.90072

Breite Orthese mit Flaschenzug-Spanngurten zum Stützen und Entlasten der LWS bzw. LWS/BWS und zur Mobilisierung mit formstabiler, thermoverformbarer Pelotte

Artikelnummer	REF.90072				
Größe	S	M	L	XL	XXL
Beckenumfang in cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Höhe vorn in cm	20	20	20	20	20
Höhe hinten in cm	31	31	31	31	31

Farbe: Grau

Option: REF. 70020 Hohe Lumbalpelotte, Größe 24x31

dorsopull 74 | REF. 90074

Rückenmodul für
Lumbopull 70 und 72

Artikelnummer	REF.90074			
Größe	XS	S	M	L
Abstand T1-L5 cm	35/41	41/47	47/54	54/61

Farbe: Grau



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax 0049 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



REF. 90070



REF. 90072



REF. 90074



REF. 70020 Hohe Lumbalpelotte

Indikationen**LUMBOPULL 70/72**

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocuralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze
- Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule
- Nur Lumbopull72: Degenerative lumbale Skoliose
- Nur Lumbopull72: Spondylolyse mit oder ohne Wirbelgleiten

DORSOPULL 74

- Dorsalgie aufgrund von Arthrose oder Kyphose
- Folgebeschwerden nach Brüchen im oberen Rückenwirbel- und/oder Lendenwirbelbereich
- Folgebeschwerden nach Rückenwirbelsinterungen aufgrund von Osteoporose oder Metastasen

Kontraindikationen

- Derzeit keine bekannt



PATENTED



EASY PULLING



BREATHABLE



ANATOMICAL FIT



3D FABRIC



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better