

**lumbopull 70/72**

**L'intuito e l'ingegneria  
a supporto della schiena**

**NOVITÀ**



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



## ...con Lumbopull si può

Lumbopull raggiunge tutti questi obiettivi perché:


- 1 **aumenta** la pressione endoaddominale
- 2 **favorisce** la distensione della colonna
- 3 **crea** un ostacolo naturale alla flessione, alla distensione e alla rotazione
- 4 **conserva** i movimenti necessari allo svolgimento delle attività quotidiane

# Contenere per sostenere, questo è il segreto...

Il **tratto lombare del rachide** è un punto nevralgico della colonna, spesso sede di dolore di varia entità.

Che si tratti di una **lombalgia transitoria** o di un **decorso post operatorio**, gli elementi che meglio favoriscono il recupero sono:

- 1 la riduzione del peso che grava sulle vertebre
- 2 la postura corretta
- 3 la limitazione del movimento



CON LUMBOPULL

**lumbopull 70/72**

# Il busto che **quadruplica** la forza di chiusura



# Un sistema esclusivo

Massimizza la forza di trazione e agevolare la chiusura anche



## OTTIMA VESTIBILITÀ E ADATTABILITÀ

con un occhio  
anche al design

## DISEGNO ANATOMICO

segue perfettamente  
le linee del corpo e rende  
il tutore **facile da  
indossare**



## UN TESSUTO, DUE FUNZIONI:

- **contenimento** attraverso il materiale esterno in tessuto tecnico "bloccato"
- **traspirabilità** grazie alla rete tridimensionale interna

# di cinghie e carrucole

ne per aumentare il sostegno  
nei pazienti indeboliti o anziani



**Cinghia posteriore**  
passante per garantire  
l'adattamento alle  
proporzioni vita-bacino

**Maniglie per**  
facilitare la presa  
in fase di chiusura



## **INSERTO ELASTICO POSTERIORE**

in morbido tessuto, permette  
l'applicazione a Velcro® dei  
diversi optional



## **PELOTTA RIGIDA BASSA**

in materiale polimerico  
per garantire **stabilità** e  
**rigidità**, termoformabile

Efficace e con  
uno straordinario  
basso profilo

# Dorsopull 74: il busto diventa spallaccio in poche mosse



In quadri patologici che interessano anche il tratto del **rachide toracico**, il busto può diventare uno spallaccio, semplicemente abbinando lo schienale opzionale **Dorsopull**

- **SPALLACCI REGOLABILI IN LUNGHEZZA**

con rimando elastico posteriore per massimizzare la forza esercitata

- **REALIZZATO IN TESSUTO IMBOTTITO**

- **STECHE AUTOMOLDELLANTI**

per un ulteriore rinforzo interno



- **SCHELETRO RIGIDO**

in lega di alluminio, modellabile e radiotrasparente. Può essere sfilato all'occorrenza



**lumbopull 70 | REF.90070**

Busto ortopedico basso con tiranti a trazione facilitata per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotta rigida termoformabile

Codice	REF.90070				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Altezza anteriore cm	16	16	16	16	16
Altezza posteriore cm	26	26	26	26	26

Colore: grigio scuro

Option: REF.70020 pelotta rigida alta

**lumbopull 72 | REF.90072**

Busto ortopedico alto con tiranti a trazione facilitata per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotta rigida termoformabile

Codice	REF.90072				
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza bacino cm	70/85	85/100	100/115	115/130	130/145
Altezza anteriore cm	20	20	20	20	20
Altezza posteriore cm	31	31	31	31	31

Colore: grigio scuro

Option: REF.70020 pelotta rigida alta

**dorsopull 74 | REF. 90074**

Schienale per spallaccio per busto ortopedico Lumbopull

Codice	REF.90074			
Taglia	XS	S	M	L
Distanza T1-L5 cm	35/41	41/47	47/54	54/61

Colore: grigio scuro



www.orthoservice.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax 0049 (0) 7221 40 533 20  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



REF. 90070



REF. 90072



REF. 90074 Schienale per spallaccio DorsoPull 74



Option: REF. 70020 pelotta rigida alta

**Indicazioni****LUMBOPULL 70/72**

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi.
- Solo Lumbopull72: Scoliosi degenerativa lombare
- Solo Lumbopull72: Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

**DORSOPULL 74**

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica

**Controindicazioni**

- Al momento nessuna conosciuta



PATENTED



EASY PULLING



BREATHABLE



ANATOMICAL FIT



3D FABRIC



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better