

**FACILE, VELOCE, PRONTA.**  
**LA LINEA CHE TI FA SENTIRE**  
**SEMPRE PROTETTO.**



**ORTHOSELF**

BY ORTHOSERVICE



**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**

Take care feel better

# UNA LINEA COMPLETA DI TUTORI ELASTICI

## QUELLA SOTTILE PAURA CHE CI RESTA ADDOSSO

Dopo una distorsione, uno stiramento, una tendinite, resta spesso la paura.

Paura di fare un movimento falso e di subire un'altra volta lo stesso trauma.

**ORTHOSELF È LA LINEA DI TUTORI  
PROGETTATA PER FARCI RITROVARE  
FIDUCIA E SICUREZZA.**

## A CHI È DEDICATA

A tutti coloro che sentono di avere una fragilità congenita o post-traumatica.

Agli sportivi che rilevano qualche asimmetria, dovuta a una fragilità congenita o post-traumatica.

Alle persone anziane che hanno perso la sicurezza nel movimento.



**ORTHOSELF**  
BY ORTHOSERVICE

# L'AZIONE DEI SOMATOCETTORI

## I RECETTORI SOMATOSENSORIALI

Muscoli, articolazioni, tendini e pelle sono disseminati di Somatorecettori che mandano al cervello informazioni su posizione del corpo, temperatura, contatto con altre superfici eccetera. In base a quello che riceve, il cervello rimanda degli output apportando, se necessario, delle correzioni per mantenere l'equilibrio, il comfort e l'assenza di dolore.

## COSA SUCCEDE DOPO UNA LESIONE O UN TRAUMA

Prendiamo per esempio il recupero dopo una contrattura al polpaccio: l'arto lancerà al cervello input di alterato funzionamento e il cervello risponderà di "risparmiarlo", addossando più lavoro all'altra gamba che, col tempo, ne risentirà.

Questo circolo vizioso va interrotto.



# COMPRESSIONE MIRATA PER UN PIACEVOLE SOSTEGNO

## COME È FATTA

I tutori hanno una struttura tubolare, anatomica ed elastica. Sono realizzati in uno speciale filato che genera una compressione medio-alta e ben distribuita, leggermente più accentuata (colore grigio) dove è più necessaria. Molto confortevoli e traspiranti, aderiscono perfettamente al corpo mantenendo elevato il livello di comfort.

## COME AGISCE

I tutori esercitano una compressione mirata che stimola favorevolmente i somatocettori, affinché inviino al cervello gli input corretti e la postura fisiologica possa essere ristabilita. Favoriscono la circolazione e dunque il riassorbimento degli edemi, vigilano sulla temperatura corporea. Chi li indossa percepisce una piacevole sensazione di sostegno e sarà incoraggiato a muovere quel distretto con maggiore sicurezza.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# EPI-S32

GOMITIERA SEMPLICE

## ✓ DOLORE CRONICO, DA BORSITE O TENDINITE

- ✪ Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- ✪ Traspirante
- ✪ Capacità compressiva medio-alta
- ✪ Bordi confortevoli
- ✪ Composizione: 70% poliammide, 30% elasthan

REF.19032

Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. cm*	20/23	23/27	27/31	31/35	35/40

Ambidestro / \*Circonferenza prossimale avambraccio



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.



ORTHOSELF  
BY ORTHOSERVICE

# MANU-S19

POLSIERA SEMPLICE

- ✓ **POSTUMI DEI TRAUMI DISTORSIVI DEL POLSO**
- ✓ **TENDINITI E TENOSINOVITI**
- ✓ **PATOLOGIE DEGENERATIVE E INFIAMMATORIE DEL POLSO**

- ✦ **Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto**
- ✦ **Alloggiamento per il pollice**
- ✦ **Traspirante**
- ✦ **Capacità compressiva medio-alta**
- ✦ **Bordi confortevoli**
- ✦ **Composizione: 70% poliammide, 30% elasthan**

REF.19019

Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. cm*	14,5/15,5	15,5/16,5	16,5/17,5	17,5/18,5	18,5/20

Ambidestro / \*Circonferenza polso



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.



ORTHOSELF  
BY ORTHOSERVICE

# MIO-S33

COSCIALE

- ✓ **CONTRATTURE E DISTRAZIONI MUSCOLARI DELLA COSCIA**
- ✓ **COADIUVANTE NELLA RIPRESA DELLA PRATICA SPORTIVA POST-TRAUMATICA**

- ✦ **Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto**
- ✦ **Traspirante**
- ✦ **Capacità compressiva medio-alta**
- ✦ **Bordi confortevoli**
- ✦ **Composizione: 70% poliammide, 30% elasthan**

REF.19033

Taglia	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cm*	45/48	48/52	52/56	56/61	61/67

Ambidestro / \*Circonferenza centro coscia



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# GENU-S60

GINOCCHIERA SEMPLICE

- ✓ GONALGIE DOVUTE A CONTUSIONI
- ✓ INIZIALI STATI ARTROSICI
- ✓ TENDINITI

- ✦ Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- ✦ Inserto superiore in silicone antiscivolo
- ✦ Traspirante
- ✦ Capacità compressiva medio-alta
- ✦ Bordi confortevoli
- ✦ Composizione: 70% poliammide, 30% elasthan

REF.19060

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. cm*	35/38	38/41	41/45	45/49	49/54	54/60

Ambidestro / \*Circonferenza coscia +15 cm sopra alla rotula



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# MIO-S34

SUPPORTO PER POLPACCIO

- ✓ **CONTRATTURE E DISTRAZIONI MUSCOLARI DEL POLPACCIO**
- ✓ **COADIUVANTE NELLA RIPRESA DELLA PRATICA SPORTIVA POST-TRAUMATICA**

- ✦ **Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto**
- ✦ **Traspirante**
- ✦ **Capacità compressiva medio-alta**
- ✦ **Bordi confortevoli**
- ✦ **Composizione: 70% poliammide, 30% elasthan**

REF.19034

Taglia	S	M	L	XL
Circonf. cm*	33/36	36/39	39/43	43/48

Ambidestro / \*Circonferenza polpaccio



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.



**ORTHOSELF**  
BY ORTHOSERVICE

# MALLEO-S37

CAVIGLIERA

## ✓ CONTUSIONI ✓ TENDINOPATIE DEL COLLO DEL PIEDE E DEI PERONEI

- ✪ Tubolare, anatomica ed elastica per una perfetta aderenza all'arto
- ✪ Trama speciale al tallone per una maggiore resistenza
- ✪ Traspirante
- ✪ Capacità compressiva medio-alta
- ✪ Bordi confortevoli
- ✪ Composizione: 70% poliammide, 30% elasthan

REF.19037

Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonf. cm*	19/21	21/24	24/27	27/30	30/33

Ambidestro / \*Circonferenza caviglia



Realizzato con macchine Merz, utilizzando gli stessi criteri di produzione delle calze medicali compressive di seconda classe.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE



BY ORTHOSERVICE



9DCC T00025TTA03.0525



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOERVICE DEUTSCHLAND GmbH**

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOERVICE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**

Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better